

Finalidade:

Cinta Sacrolombar feita com tecido elástico e altamente respirável que permite distribuir a carga e apoiar a área. Concebido para se adaptar facilmente à anatomia masculina e feminina.

Peça sacrolombar não elástica que distribui a descarga e dá apoio à área.

Construção perfeita sem costuras: evita uma pressão excessiva e maximiza a leveza. Dois grandes laços para fácil posicionamento através de microvelcro.

Indicado para: dor lombar, protrusão de disco, hipotonia muscular, espondilite, osteoporose, doença degenerativa do disco, trauma, prevenção, proteção, reabilitação postural e pós-cirúrgico.

Características:

Feito moldados de polietileno de baixa densidade. Fácil adaptação pelo ortopedista. Para a sua flexibilidade especial que está perfeitamente adaptada à anatomia de cada paciente. O módulo abrange a área sacrolombar da linha médio-axilar. A tensão elástica da ortose sacrolombar pode regular a compressão abdominal e descarga da lombar. Duas pegas elásticas leves e respiráveis para fácil colocação. Fixação ajustável de Velcro®.

Sem costuras

Sem látex: hipoalergénico.

Dimensões:

S : 79-85 cm

M : 85-91 cm

L : 91-99 cm

XL : 99-107 cm

XXL: 107-115 cm

3XL : 115-126 cm

Cor: Bege

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: LS301

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

Instruções de utilização:

Coloque o cinto na área lombo-sacra na altura correta para uso. Com bandas laterais soltos apertar e ajustar a peça sobre o abdômen. Fechar a peça de vestuário por velcro, uma vez obtida a compressão desejada. Regule depois o apoio de descarga e lombar usando o lado e corrija-los sobre as faixas abdominais.

Imagens do Artigo: