



## **ALMOFADA DE AQUECIMENTO 3 NÍVEIS DE TEMPERATURA**

---

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**



## Índice

<b>1. CÓDIGOS .....</b>	<b>p.3</b>
<b>2. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>p 3</b>
<b>3. AVISOS DE SEGURANÇA .....</b>	<b>p 3</b>
<b>4. SÍMBOLO USADOS .....</b>	<b>p.5</b>
<b>5. DESCRIÇÃO GERAL .....</b>	<b>p.5</b>
<b>6. MÉTODOS DE UTILIZAÇÃO.....</b>	<b>p.5</b>
6.1 Função de desligar automaticamente .....	p.6
6.2 Desligar .....	p.6
<b>7. LIMPEZA E MANUTENÇÃO.....</b>	<b>p.6</b>
<b>8. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO .....</b>	<b>p.7</b>
<b>9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....</b>	<b>p.7</b>
<b>10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS .....</b>	<b>p.7</b>
<b>11. GARANTIA .....</b>	<b>p.8</b>
11.1 Cláusulas exoneradas .....	p.8

## 1. Códigos

LTK720 ALMOFADA DE AQUECIMENTO LTK760 - 3 TEMPERATURAS

## 2. Introdução

Obrigado por escolher a almofada térmica da linha Kyara por Moretti. Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente as instruções de utilização e, em especial, as advertências de segurança, seguindo-as. Guarde este manual durante toda a vida útil do produto para efeitos de consulta. Em caso de transferência do dispositivo LTK720, entregue também toda a documentação. Este manual contém pequenas dicas para o uso correto do dispositivo à sua escolha e dicas valiosas para a sua segurança. Em caso de dúvida, contacte o vendedor, que poderá ajudá-lo e aconselhá-lo corretamente.

**NOTA: Verifique se todas as partes do produto não foram danificadas durante o transporte. Em caso de danos, não utilize o produto e contacte o vendedor para obter mais instruções.**

## 3. AVISOS DE SEGURANÇA

- Depois de retirar o dispositivo da embalagem, verifique a integridade da alimentação de acordo com o desenho e a possível presença de danos no transporte. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho e contacte o seu retalhista local. O material de embalagem não é um brinquedo para crianças! Mantenha o saco de plástico longe do alcance das crianças; perigo de asfixia!
- Antes de ligar o aparelho, verifique se os cabos de tensão da rede na placa de identificação coincidem com os da rede de energia disponível. A placa de identificação está localizada no dispositivo.
- Este aparelho deve ser concebido exclusivamente como aquecimento lombar de uso doméstico. Qualquer outra utilização é considerada incompatível e, portanto, perigosa.
- Durante a utilização inicial, pode libertar maus odores devido a materiais sintéticos.
- Os testes de calor da almofada ao ar livre, por exemplo com as mãos, não podem ser considerados válidos, uma vez que estão sujeitos a uma avaliação de calor incorreta.
- O aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que sejam os utilizadores, através de um intermediário, de uma pessoa responsável pela sua segurança, da vigilância ou instruções relativas à utilização do dispositivo. É necessário garantir que as crianças não brincam com o dispositivo. Em particular, não utilize o aparelho com pessoas doentes, bebés ou pessoas insensíveis ao calor.
- O aparelho não deve ser utilizado por crianças se os dispositivos de controlo não tenham sido pré-regulados por um progenitor ou cuidador ou se a criança não tiver sido devidamente instruída sobre a forma de utilizar esses dispositivos com segurança.



**ATENÇÃO – NÃO adequado** para crianças com menos de 3 anos de idade. As crianças menores de 3 anos não devem utilizar o aparelho devido à sua incapacidade de reagir em caso de sobreaquecimento.

- **NÃO** opere o controlo de temperatura com as mãos molhadas.
- **NÃO** puxe o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para desligar a ficha da tomada de corrente.
- **NÃO** mergulhe o cabo de alimentação e o telecomando.

- Desligar a ficha da fonte de energia elétrica antes de iniciar a limpeza ou intervenção de manutenção, e em caso de não utilização do dispositivo.
- Em caso de avaria ou mau funcionamento do aparelho, desligue-o e não tentar alterá-lo. Para uma possível reparação, contacte apenas um centro de assistência técnica autorizado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um centro de assistência técnica autorizado, a fim de evitar qualquer risco.
- O aparelho só deve ser utilizado com os tipos de controlo indicados na etiqueta do dispositivo.
- **NÃO** coloque o telecomando (1) ou a alimentação por baixo ou acima o cobertor quando este estiver em funcionamento
-  **NÃO** utilize o dispositivo dobrado.
- Ao armazenar o produto, deixe-o arrefecer antes de dobrá-lo.
- **NÃO** deixe roupa dentro do produto dobrado.
- Examine frequentemente o dispositivo para obter sinais de desgaste ou deterioração. Se existirem tais sinais, ou se o aparelho tiver sido utilizado incorretamente, contacte um centro de assistência técnica autorizado antes de qualquer utilização posterior.
- O aparelho **não** deve ser utilizado por pessoas com pacemaker.
- Este dispositivo não é designado para uso médico em hospitais.
- **NÃO** utilizar se estiver molhado ou em ambientes com um elevado nível de humidade (por exemplo, casa de banho).
- **NÃO** utilize o aparelho para aquecer os animais.
- **NÃO** adormeça com o aparelho em funcionamento.
- Se o aparelho for utilizado durante um longo período de tempo, o interruptor deve ser colocado na posição 1-2 (calor mínimo).
- **NÃO** utilize o dispositivo em partes do corpo inchadas ou doridas.
- Desligue o aparelho imediatamente se sentir dor durante a utilização.
- **NÃO** utilize o dispositivo se houver gases altamente inflamáveis no ar.
- **NUNCA** utilize o dispositivo perto de uma fonte de gás.
- **NÃO** coloque sobre o produto materiais ou materiais combustíveis que se deteriorem facilmente devido ao calor (por exemplo, cartão, plástico, papel, velas)
- **NUNCA** exponha o aparelho a outras fontes de calor (como fogões ou fornos), temperaturas abaixo de zero, luz solar direta, humidade.
-  **NÃO INSIRA AGULHAS OU ALFINETES.**
- Uma aplicação prolongada com regulação alta pode causar queimaduras na pele.




### AVISO!

Em caso de Uso indevido existe o risco de uma possível lesão.

#### 4. SIMBOLOGIA UTILIZADA

-  Código do produto
-  Mês e ano de produção
-  Marca CE
-  Manual de Instruções
-  Para eliminação
-  Classe de proteção II

#### 5. DESCRIÇÃO GERAL



#### COMPONENTES PRINCIPAIS

1. Controlo remoto
2. Seleccionador de temperatura
3. Exibição / Display
4. Conector
5. Base de conector

#### 6. COMO USÁ-LO

A Almofada de Aquecimento foi concebida para aquecer o corpo humano. Permite a aplicação direcionada de calor. A Almofada Térmica pode ser colocada em partes do corpo tais como: cervical, ombros,

costas, dorsal, lombar, abdominal e articulações, dependendo do modelo em sua posse.



### ATENÇÃO!

A Almofada de Aquecimento só pode ser usada com o comando fornecido. O modelo a que se refere é especificado no rótulo.

- Insira a tomada de comando (4) na base do conector (5) para ligar o comando de temperatura ao termóstato.
- Insira a ficha elétrica na tomada de corrente e selecione a temperatura máxima durante um curto período de tempo, para aquecer a Almofada mais rapidamente e, em seguida, selecione um nível de 1 a 3 (Nível 1 = 53°C; Nível 2 = 59°C; Nível 3 = 65°C ± 5°C)
- Coloque a Almofada na parte do corpo que pretende aquecer.

#### 6.1 Função de auto-off

- A Almofada de Aquecimento está equipada com um sistema de paragem automático. Após 90 min. Operação/utilização, desliga.
- Para voltar a ligar o aparelho, coloque o seletor de temperatura na posição "0", aguarde alguns segundos, após o qual selecione novamente o nível de temperatura desejado

#### 6.2 Desligar

- Desligue o termóstato, colocando o seletor de temperatura na posição "0".
- Desligue a ficha elétrica da tomada de corrente

## 7. LIMPEZA E MANUTENÇÃO



Não use lixívia



Lavar à mão a uma temperatura não superior a 30°



Não lavar a seco



Não seque o termóstato no secador



A Almofada de Aquecimento não pode ser engomado

- Antes de limpar, certifique-se de que a Almofada de Aquecimento não está ligado à eletricidade e que está fria.
- Desligue sempre o cabo de alimentação antes de limpar.
- A Almofada de Aquecimento pode ser lavada à mão (**NÃO NA MÁQUINA DE LAVAR**) a uma temperatura não superior a 30°C
- Use um detergente neutro
- **NÃO USE** lixívia

- **NÃO** seque num secador, deixe secar ao ar, não coloque a Almofada de Aquecimento sobre radiadores/aquecedores ou outros sistemas de aquecimento.
- **NÃO** passar ferro.
- Certifique-se de que a Almofada de Aquecimento está completamente seca antes de voltar a utilizar
- **Não** utilize produtos químicos ou abrasivos durante a limpeza.

## 8. CONDIÇÕES GERAIS DE ELIMINAÇÃO



A embalagem do produto é composta por materiais recicláveis. Elimine-o de acordo com as normas de proteção ambiental.



De acordo com a norma europeia 2002/96/CE, o aparelho em desuso deve ser eliminado de forma conforme. Os materiais recicláveis contidos no dispositivo são recuperados de forma a evitar a degradação ambiental. Para mais informações, contacte a autoridade local de eliminação ou o revendedor de aparelhos.

## 9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**MORETTI**  
www.morettispa.com











---



NO BLEACH



NO IRONING

Modelo: REF



NO DRY CLEAN



NO WASHER DRY

Tensão: **220-240 ~ 50Hz**

Entrada poder nominal: **100w**

LOT

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO PELA MORETTI S.P.A. ,CAVRIGLIA (AR) - Itália. Fabricado em R.P.C.

**PT - UTILIZE APENAS COM O COMANDO DO TIPO SSO3.**

APLICAÇÃO PROLONGADA COM ALTA REGULAÇÃO DE TEMPERATURA PODE CAUSAR QUEIMADURAS NO PELE. NÃO UTILIZAR COM INVÁLIDOS, CRIANÇAS E PESSOAS SENSÍVEIS AO CALOR. NÃO USAR SE ESTIVER HÚMIDO.

(Imagem ilustrativa)

- Tamanho 29x69 cm (código LTK720)
- Tamanho 40x30 cm (código LTK760)
- Potencia 100W - Voltagem 220-240V
- Material 100% poliéster

## 10. Resolução de problemas



### ATENÇÃO!

Se o aparelho elétrico não estiver a funcionar corretamente e estiver defeituoso, não tente repará-lo por si próprio.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
O dispositivo não está a funcionar.	O dispositivo não recebe energia	Verifique se: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. o cabo de alimentação está devidamente ligado à tomada de ligação</li> <li>b. a ficha de rede é inserida na tomada de corrente</li> <li>c. a tomada está defeituosa</li> <li>d. a ficha da sua ligação de energia foi ligado.</li> </ul>
	Não foi selecionado nenhum nível de temperatura. O regulador do nível de temperatura está na posição 0.	Mova o nível do regulador de temperatura para a posição 1, 2 ou 3
	A proteção contra o sobreaquecimento foi ativada	Verifique o dispositivo

## 11. Garantia

Todos os produtos Moretti são garantidos por defeitos de material ou de fabrico por um período de 2 (dois) anos a contar da data de venda do produto, com exceção de quaisquer exclusões e limitações especificadas abaixo. Esta garantia não é válida em caso de utilização indevida, abuso ou modificação do produto e por não cumprimento das instruções de utilização. A utilização correta do produto está indicada no manual do utilizador.

A Moretti não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes, ferimentos pessoais ou qualquer outra coisa causada ou relacionada com a instalação e/ou utilização do equipamento que não cumpra escrupulosamente as instruções dos manuais de instalação, montagem e utilização.

A Moretti não garante produtos Moretti contra danos ou defeitos nas seguintes condições: catástrofes naturais, operações de manutenção ou reparação não autorizadas, danos resultantes de problemas de alimentação (quando fornecidos), utilização de peças ou componentes não fornecidos pela Moretti, não cumprimento das orientações e instruções de utilização, modificações não autorizadas, danos no transporte (com além da expedição original da Moretti), ou falha na manutenção, conforme indicado no manual.

Os componentes de desgaste não estão cobertos por esta garantia se os danos forem imputáveis à utilização normal do produto.

### 11.1 Cláusulas exoneradas

A menos que expressamente especificado nesta garantia e dentro dos limites da lei, a Moretti não oferece qualquer outra declaração, garantia ou condição, expressa ou implícita, incluindo quaisquer declarações, garantias ou condições de comercialização, adequação para um propósito específico,

não-violação e não interferência. A Moretti não garante que a utilização do produto Moretti seja ininterrupta ou isenta de erros. A duração de quaisquer garantias implícitas que possam ser impostas por lei está limitada ao período de garantia, dentro dos limites das regras legais. Alguns estados ou países não permitem limitações na duração de uma garantia implícita ou a exclusão ou limitação de danos acidentais ou indiretos em relação aos produtos de consumo. Nesses estados ou países, determinadas exclusões ou limitações desta garantia podem não se aplicar a si. Esta garantia está sujeita a alterações sem aviso prévio.

**CERTIFICADO DE GARANTIA****Produto** \_\_\_\_\_**Comprado na data** \_\_\_\_\_**Vendedor** \_\_\_\_\_**Via** \_\_\_\_\_ **Localidade** \_\_\_\_\_**Vendido a** \_\_\_\_\_**Via** \_\_\_\_\_ **Localidade** \_\_\_\_\_

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www. e-mail .com morettispa:](http://www.morettispa.com)[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com) **MADE IN P.R.C.**



nota

**MORETTI S. P.A.**

Via Bruxelles, 3 -  
Meleto 52022  
Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11  
Fax. +39 055 96 21 200

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)  
[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)