

Finalidade: Estas almofadas têm um enchimento de sementes naturais de cereja. Desenhado para crianças. Hoje, estes produtos são utilizados devido à sua durabilidade e reutilização. O calor que emana, depois de quente, é importante para a terapia, por ser ligeiramente húmido. O enchimento das almofadas SISSEL® é abundante e por isso conserva o calor e o frio durante mais tempo.

Características: Enchimento de sementes naturais de cereja.

Medida: +- 20 cm

Cor: Laranja

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Regulamento: (EU) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: 150.111

Marca: SISSEL

Declaração de conformidade: (EU) 2017/745

Fabricante: SISSEL GmbH

Morada do fabricante:

Bruchstr. 48 67098 Bad Dürkheim Deutschland (Alemanha)

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Aquecimento no micro-ondas: em alternativa às instruções na embalagem recomendamos: Aquecer o produto durante 60 segundos a 600 watts. Retire do micro-ondas e verifique o grau de calor. Caso necessário mais calor, volte o produto e agite-o, aqueça de novo durante 20 segundos. Verifique uma vez mais o grau de calor, se necessário volte a aquecer, até obter o grau de calor desejado.

Manutenção e armazenamento:

Verifique se o prato do micro-ondas se encontra limpo (sem nenhum tipo de resíduos), para evitar que a tela da almofada se queime.

Aquecimento no forno: Envolver a almofada em papel de alumínio, aquecimento a 70-100 graus, durante 4-8 minutos. Tenha cuidado ao remover! Verificar a temperatura agitando o produto, se achar necessário aquecer mais um pouco. Retire o papel de alumínio, antes de utilizar.

Instruções de Utilização:

Quente: Ideal para relaxamento muscular, antes de uma massagem ou de fisioterapia. Como remédio caseiro, contra dores nas costas, tensões na nuca/pescoço, prisão de ventre, desconforto e perturbações menstruais. Para alívio, do desconforto reumático (após consulta de um especialista).

- Frio: Para o tratamento de distensões, contusões, inflamações articulares, inchaço, dores de cabeça, enxaquecas, problemas de circulação (após consulta de um especialista).

Imagens do Artigo:

