







EMO

especialistas
en ortopedia




Aband





Espaldilleras PL100 / PL210



Fajas costales FJ341 / FJ342



Fajas abdominales FJ160 / FJ161 - FJ183 / FJ184 - FJ207 / FJ211



ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.
Pol. Ind. La Pascualeta - Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) España
www.emo.es +34 963 132 051

V.1 05/2021

CE
MADE IN SPAIN

Oeko-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2006AN4053 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Gentile cliente, grazie per la fiducia riposta in prodotto EMO. La scelta di un paio di linea aband avete acquistato un prodotto di qualità e livello medico sanitario elevato. Leggere attentamente le istruzioni. Se avete domande rivolgersi al proprio medico o al proprio rivenditore.

NORMATIVA

Il dispositivo medico è conforme al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui dispositivi medici e alle rispettive normative nazionali. Dispositivo medico di classe I, non sterile, senza funzione di misurazione.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

PL100 Espadillera: Composto di due elastici che formano un anello in ciascuna delle sue estremità. trazione graduale: brace elastico a forma di "otto". Velcro vestibilità regolabile. PL210 Espadillera respirabile: composto di due elastici respirabili, ortesi elastico come "otto". Ruota graduale velcro. FJ341 FJ342 e Faja Faja Costal Costal Madonna: fascia elastica in morbido tocco cotone interno. Adattabile a stabilizzare e alleviare fastidio al torace. LATEX FREE: ipoallergenico. costruzione senza cuciture evita sovrappressione e escoriazioni. Luce: spessore minimo. FJ342 Ortec Costal Signora anteriore dentellato per una facile regolazione per l'anatomia femminile. FJ207 FJ211 band e addominale addominale traspirante rinforzato traspirante: in tessuto traspirante. LATEX FREE: ipoallergenico. Spessore minimo. Il suo design si adatta circonferenza della vita e addominale. Ampio e regolare con chiusura a velcro. FJ211: incorpora bacchette flessibili tardi. FJ183 FJ184 addominale e addominale banda multibanda multibanda Banda: Realizzata in morbido elastico tocco in tessuto di cotone. Creazione di gruppi collegati ma separati, che facilitano l'adattamento su tutti morfologia del paziente. Ampio e regolare con chiusura a velcro. FJ184 sua altezza permette trattamenti su alte e addominale zona toracica. FJ160 cotone fascia addominale: fatta di un tessuto di cotone elasticizzato morbido. L'elevata elasticità del materiale facilita l'adattamento sia la vita e sul fianco. Ampio e regolare con chiusura a velcro. FJ161 Ortec fascia addominale cotone tubolare: Fatto con un tessuto di cotone elasticizzato morbido. disegno tubolare: eccellente adattamento all'anatomia del paziente. L'elevata elasticità del materiale facilita l'adattamento sia la vita e sul fianco. PAD80 e PAD115 Pad ernia fatto materiale viscoelastico media densità. Velcro all'interno un'ortesi aband. SOTTO: fabbricato con un tessuto morbido anelastico. Formata da una fascia toracica facilmente regolabile intorno al torace del paziente utilizzando un'ampia

sistema di tipo a velcro. La sua forma anatomica fornisce un'ottima vestibilità qualsiasi morfologia. La banda incorpora a ciascuna delle sue estremità un'ampia maniglia di tiro. Esso comprende cinghie elastiche per una facile regolazione del livello di altezza del capo rispetto al torace e facilita posizionare i manici rapidamente. Comprende bloccaggio elastico / azienda nella zona frontale mantiene chiudere le maniglie sullo sterno.

EFFETTI

PL100 e PL210: correzione posturale di atteggiamento cifotico schiena (schiena curva o "pagano indietro"). Promemoria corretta postura. colonna retropulsione dorsale mediante trazione graduale. FJ341 e FJ342: serraggio petto. movimento del torace di controllo. controllata e compressione omogenea. FJ207 e FJ211: contesa addominale. supporto lombare luce: FJ183 e FJ184: petto di contenimento. contenimento addominale. controllo della mobilità toracica. FJ160 e FJ161: contesa addominale. il calore terapeutico. accessori PAD80 e PAD115: contenimento. SOTTO: protezione, contenimento e di sicurezza dopo chirurgia toracica o cardiaca durante situazioni specifiche espettorazione, tosse, starnuti o movimenti. Controllare il dolore durante i movimenti quotidiani. Facilita la terapia respiratoria. È necessario la forza delle mani del paziente a svolgere la sua funzione.

INDICAZIONI

PL100 PL210 Espadillera e traspirante Espadillera: leggero dolore alla schiena. cifosi non corretto. posteriore curvo dell'adolescenza. FJ341 FJ342 e Faja Faja Costal Costal Madonna: la sindrome costale. Sacco fessura. Lacerazione dei muscoli intercostali. frattura costale. Post-operatorio. FJ207 FJ211 addominale traspirante e addominale Banda Banda traspirante rinforzato: post-partum. Le piccole e medie sventramenti. ipotonia muscolare. Post-chirurgia. rieducazione posturale. FJ183 addominale band e multibanda FJ184: post-chirurgia. Sventramenti, contusione al torace. Lesioni dei muscoli addominali e toracici. Post-partum. FJ160 FJ161 e addominale banda Cotone: Post-anatra. Sventramenti piccoli. Post-chirurgia. Accessori PAD80 e PAD115: insieme ad un aband tutore elastico: ernia ombelicale ed ernia addominale. La contesa dopo chirurgia toracica o cardiaca durante le situazioni specifiche di movimenti quotidiani. SOTTO: contesa dopo situazioni specifiche toraciche o cardiache durante l'intervento chirurgico movimenti al giorno.

ISTRUZIONI PER L'USO E IL POSIZIONAMENTO

PL100 Espadillera: braccia spesa

anelli formati alle estremità di ogni pezzo. Posizionare e attraversare le bande nel centro della schiena. Chiudere e regolare la tensione con velcro. PL210 Espadillera respirabile: braccia spesa anelli formati dalle bande dei ortesi. Chiudere e regolare l'indumento nella parte anteriore con velcro. FJ341 e FJ342: Afferrando la striscia alle sue estremità con entrambe le mani. Posizionare la cinghia sulla nervatura alla giusta altezza per l'area uso. Regolare la tensione e chiudere l'indumento da Velcro raggiunto quando gli compressione desiderato. FJ207, FJ211, FJ160, FJ161, FJ183 e FJ184: Afferrando la cinghia alle sue estremità con entrambe le mani. Posizionare la cinghia sulla zona addominale alla giusta altezza per l'uso. Regolare la tensione e chiudere l'indumento da Velcro raggiunto quando gli compressione desiderato. SOTTO: posiziona l'indumento intorno al torace del paziente regolando l'altezza delle cinghie. Dopo regolare la portata del torce con regolazione velcro. L'indumento deve essere regolato in modo che il paziente può afferrare le maniglie sia duro e con una sola mano. Quindi fissare l'elastico che unisce le due estremità della ortesi per facilitare afferrare con una mano le due maniglie anteriori del capo. Al momento di utilizzare l'indumento deve afferrare con una mano e con forza entrambe le maniglie del capo.

PRECAUZIONI

Seguire le indicazioni del produttore per il corretto posizionamento dell'ortesi. Seguire le istruzioni o le raccomandazioni del medico prescrittore o del personale sanitario. Per un adattamento personalizzato, consultare uno specialista. Se il dolore è in corso, è consigliabile contattare un operatore sanitario. Il materiale utilizzato è ipoallergenico ma se qualsiasi reazione allergica o irritazione verifica rimuovere il prodotto e la consultazione del medico prescrittore. In caso di noiose causate da eccessiva sudorazione si consiglia di utilizzare una camicia di cotone. Posizionata in modo tale che la compressione non è eccessiva. In caso di dubbi nello scegliere l'opt dimensione per la dimensione più grande. Utilizzare solo durante i periodi di attività. Ridurre la pressione addominale durante il giorno o dopo i pasti si rompe. Rimuovere durante il sonno. La corretta scelta della dimensione appropriata per ogni paziente è essenziale per ottenere il massimo grado di efficacia terapeutica e prolungare la durata della ortesi. La regolazione dell'ortesi deve essere individuale. L'utilizzo di questi ortesi è subordinato a segni prescrittori quindi dovrebbe essere utilizzato per le finalità indicate da lui. Non esporre il capo di una fiamma o fonti di calore a temperature molto elevate.

LAVAGGIO E MANUTENZIONE

lavata con acqua calda (30 ° massimo) e sapone neutro. Durante il lavaggio, se l'indumento presenta velcro, devono essere incollati insieme o tenerli chiusi. Assiuto a temperatura ambiente. Nessun negozio o ferro dell'indumento. Contatto con unguenti, creme, alcoli e solventi può danneggiare l'indumento. Non usare candeggina o lavare a secco. Per asciutta stendere il capo e forte diretto ad una fonte di calore diretto. Conservare a temperatura ambiente, preferibilmente nell'imballaggio originale.



CERTIFICATI DI QUALITÀ

Tutti i materiali utilizzati sono stati testati, sono conformi alle norme europee applicabili sono di alta qualità e di offrire la massima sicurezza e comfort durante l'utilizzo. Certificato Oko-Tex Standard 100: tessile marchio di qualità ecologica assegnato dopo il completamento di un catalogo di criteri di analisi che garantisce l'assenza di sostanze nocive per la salute. Certificare l'assenza di sostanze nocive in tutti i materiali con cui è realizzato un pugno.

GARANZIA

Ortopedico Medical Specialties S.L. garantisce tutti i suoi prodotti, purché non siano stati manomessi o alterati e sempre nel quadro e termini di legge. Prodotti le cui caratteristiche sono state modificate a causa di uso improprio non sono inclusi all'interno di questa garanzia.

AVVISO

Per smaltire il prodotto, utilizzare il contenitore dei rifiuti solidi. Per lo smaltimento del contenitore, a seconda del suo materiale, utilizzare il contenitore di carta / cartone o il contenitore di plastica. In ogni caso, devi rispettare rigorosamente le normative del paese. Qualsiasi incidente grave relativo al prodotto deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utilizzatore e / o il paziente.

Caro cliente, obrigado pela confiança depositada no produto EMO. Escolhendo um par de linha Abandonadas de ter adquirido um produto de qualidade e nível médico elevado para a saúde. Leia atentamente estas instruções. Se você tiver dúvidas contate o seu médico ou o seu revendedor.

REGULAMENTOS

Normativa O dispositivo médico está em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre dispositivos médicos e os respectivos regulamentos nacionais. Dispositivo médico de classe I, não esteril, sem função de medição.

DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

PL100 Espadillera: Composto por duas faixas elásticas que formam um anel em cada uma das suas extremidades. tração gradual: cinta elástica em forma de "oitto". ajuste ajustável de Velcro. PL210 Espadillera respirável: composta por duas faixas elásticas respiráveis, ortese elástica como "oitto". Roda gradual Velcro ajustável. FJ341 e FJ342 Faja Faja Costal Costal Lady: elástico com suave toque cottony interior. Adaptável a estabilizar e aliviar desconforto no peito. Latex Free: hiperalérgico. Construção perfeita evita pressão e escoriações. Luz: espessura mínima. FJ342 Ortec Costal Senhora anterior entalhado para uma fácil adaptação à anatomia feminina. FJ207 FJ211 banda banda e addominale addominale respirável reforçada respirável: feito de tecido respirável. Latex Free: hiperalérgico. espessura mínima. Seu design se encaixa circunferência da cintura e abdominal. Espaço e ajustar com fecho de velcro. FJ211: incorpora hastes flexíveis mais tarde. FJ183 FJ184 abdominal e abdominal banda multibanda multibanda Band: Feito de suave toque cottony tecido elástico. Conhecido por bandas ligadas, mas separadas, o que facilita a adaptação em todos morfologia do paciente. Espaço e ajustar com fecho de velcro. FJ184 sua altura permite tratamentos em alto e abdominal região torácica. FJ160 banda abdominal algôdão: feito de um tecido de algodão stretch suave. A elevada elasticidade do material facilita a adaptação tanto na cintura e na anca. Espaço e ajustar com fecho de velcro. FJ161 Ortec banda abdominal algôdão tubular: Feito com um tecido elástico de algodão macio. projeto tubular: excelente adaptação à anatomia do paciente. A elevada elasticidade do material facilita a adaptação tanto na cintura e na anca. PAD80 e PAD115 Pad ernia feito material de densidade meio viscoelástico. Fixação de Velcro no interior de uma ortese Abandonadas. SOTTO: fabricado com um tecido macio inelástico. Formada por uma cinta de

peito facilmente ajustável ao redor do tórax do paciente, utilizando uma ampla sistema tipo velcro. A sua forma anatómica proporciona um excelente ajuste qualquer morfologia. A banda incorpora em cada uma das suas duas extremidades uma ampla puxador. Ele incorpora tiras elásticas para fácil ajuste de nível de altura da peça em relação ao tórax e facilita a localização das alças rapidamente. Ele inclui aperto elástico / segurando na área frontal mantêm fechar as pegos do esterno.

FEITO

PL100 e PL210: Correção Postural de atitude kyphotic costas (costas curvadas ou "cobra de volta"). Lembrete postura correta. coluna dorsal Retropulsão mediante tracção progressiva. FJ341 e FJ342: aperto no peito. movimento do tórax de controle. controlada e compressão homogênea. FJ207 e FJ211: Contenção abdominal. apoio lombar Light: FJ183 e FJ184: peito de contenção. contenção abdominal. controle de mobilidade torácica. FJ160 e FJ161: Contenção abdominal. calor terapêutico. acessórios PAD80 e PAD115: Contenção. SOTTO: proteção, contenção e segurança após a cirurgia torácica e cardíaca durante expectoração situações específicas, tossir, espirar ou movimentos. Controlar a dor durante os movimentos diários. Facilita a terapia respiratória. Você precisa a força das mãos do paciente para cumprir a sua função.

INDICAÇÕES

PL100 PL210 Espadillera e respirável Espadillera: dor nas costas leve. cifose incorreta. volta curva do adolescente. FJ341 e FJ342 Faja Faja Costal Costal Lady: síndrome costal. saco de fissura. Laceração dos músculos intercostais. fratura costal. Pós-cirurgia. FJ207 FJ211 abdominal respirável e abdominal Banda Banda respirável reforçada: pós-parto. Pequenas e médias eventrações. hipotonia muscular. Pós-cirúrgico. reabilitação postural. FJ183 abdominal banda e multibanda FJ184: Pós-cirúrgico. Eventrações. contusão no peito. Lesão dos músculos abdominais e torácicas. Pós-parto. FJ160 e FJ161 Banda Cotton abdominal: Post-pato. Eventrações pequenas. Pós-cirúrgico. Acessórios PAD80 e PAD115: Junto com um Abandonadas cinta elástica: hérnia umbilical e hérnia abdominal. Contenção após a cirurgia torácica e cardíaca durante situações específicas de movimentos diários. SOTTO: Contenção após situações específicas torácicas ou cardíacas durante a cirurgia movimentos diários.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E COLOCAÇÃO

PL100 Espadillera: braços passar os anéis formados nas extremidades

de cada peça. Coloque e cruzar as bandas no meio das costas. Fechar e ajustar a tensão com velcro. PL210 Espadillera respirável: braços gastando os anéis formados pelas bandas das orthes.Fechar e ajustar a roupa na frente com Velcro. FJ341 e FJ342: Agarrando a tira em suas extremidades com as duas mãos. Coloque a correia sobre a nervura na altura correcta para a área de utilização. Ajustar a tensão e fechar a peça de vestuário por velcro, uma vez obtida a compressão desejada. FJ207, FJ211, FJ160, FJ161, FJ183 e FJ184: Agarrando o cinto em suas extremidades com as duas mãos. Coloque o cinto na área abdominal na altura correta para o uso. Ajustar a tensão e fechar a peça de vestuário por velcro, uma vez obtida a compressão desejada. SOTTO: Coloque a roupa ao redor do tórax do paciente através do ajuste da altura das correias. Após regular a extensão da ortese com ajuste de velcro. A peça deve ser ajustada de modo que o paciente pode pegar alças tanto duros e com uma mão. Em seguida, fixar o elástico que une os dois extremos da ortese para facilitar agarrar com uma mão as duas alças da frente da peça. Na hora de usar o vestuário deve agarrar com uma mão com força e clareza as duas alças da peça.

PRECAUÇÕES

Siga as instruções do fabricante para a colocação adequada da ortese. Siga as instruções ou recomendações do prescritor ou pessoal de saúde. Para uma adaptação personalizada, consulte um especialista. Se a dor persistir, é aconselhável entrar em contato com um profissional de saúde. O material utilizado é hiperalérgico mas se qualquer reação alérgica ou irritação ocorrer remover o produto e consulte o médico que prescreve. Em caso de pequenos aborrecimentos causados pela transpiração excessiva recomendamos usar uma camisa de algodão. Posicionadas de tal modo que a compressão não é excessiva. Em caso de dúvida na escolha do opt tamanho para o tamanho maior. Utilizar apenas durante os períodos de actividade. Reduzir a pressão abdominal durante o dia ou após as refeições breaks. Retirar durante o sono. A escolha correcta do tamanho apropriado para cada paciente é essencial para se obter o mais alto grau de eficácia terapêutica e prolongar a vida da ortese. O ajuste da ortese deve ser individual. O uso deste ortese é condicionado aos sinais de prescritor por isso deve ser utilizado para os fins indicados por ele. Não exponha a roupa para uma chama ou fonte de calor em temperaturas muito altas.

LAVAGEM E MANUTENÇÃO

lavagem das mãos com água quente (30 ° máximo) e sabão neutro.

Durante a lavagem, se a peça tem Velcro, eles devem ser coladas ou mantê-los fechados. Seca-se à temperatura ambiente. Nenhuma loja ou ferro a roupa. O contacto com as pomadas, cremes, alcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário. Não use água sanitária ou limpo e seco. Para seco coloque a peça e forte direta a uma fonte de calor direto. Armazenar à temperatura ambiente, de preferência na embalagem original.



CERTIFICADOS DE QUALIDADE

Todos os materiais utilizados foram testados, em conformidade com as normas europeias aplicáveis são de alta qualidade e oferecer o máximo de segurança e conforto durante o uso. Certificado Oko-Tex Standard 100: Têxtil rótulo ecológico concedido após a conclusão de um catálogo de análise de critérios que garante a ausência de substâncias nocivas para a saúde. Certificar a ausência de substâncias nocivas, em todos os materiais com os quais é feito um compromisso.

GARANTIA

Ortopédica Especialidades Médicas S.L. garante a todos os seus produtos, desde que eles não tenham sido adulterados ou alterados e sempre no âmbito e termos de leis. Produtos cujas características foram alteradas devido ao mau uso não estão incluídos dentro desta garantia.

AVISO

Para descartar o produto, use o recipiente para resíduos sólidos. Para o descarte do recipiente, dependendo do material, utilize o recipiente de papel / papelão ou o recipiente de plástico. Em qualquer caso, você deve cumprir rigorosamente os regulamentos do país. Qualquer incidente grave relacionado com o produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e / ou o doente se encontram estabelecidos.