



MESAS DE GRADEAMENTO
Manual de instruções - MEDICAL DEVICE

REF. 823091



SÍMBOLO QUE APARECE NO RÓTULO OU NO MANUAL DE INSTRUÇÕES

	Endereço do fabricante		Convite à consulta do manual do utilizador
	Data de produção		Siga as instruções de segurança
	Número do lote		Conformidade CE
	Referência do produto		Não tolera humidade
	Peso máximo do utilizador		Dispositivo médico

MANUAL DE INSTRUÇÕES PT

IMPORTANTE

Leia atentamente as instruções antes de utilizar este produto e guarde-as, se necessário.

Utilizador: Se não conseguir ler ou compreender quaisquer avisos, precauções ou instruções, contacte o seu profissional de saúde ou distribuidor antes de utilizar este produto ou podem resultar riscos e danos.


Consulte o seu médico ou profissional de saúde antes de usar um andador. Ele / ela irá aconselhá-lo e informá-lo sobre a técnica de caminhada mais adequada para você.

Distribuidor: este folheto informativo deve ser administrado aos utilizadores deste produto.

DESTINO DO PRODUTO

As mesas de corrimão são dispositivos médicos. Esta mesa altamente prática e ergonómica foi especialmente concebida para caber sobre os trilhos da cama. Os seus 2 lados assentam nos carris e estão equipados com deslizamentos antiderrapantes. Bandeja ergonómica. Equipado com 2 ganchos na parte inferior para armazenamento contra o trilho.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA




A não observância das precauções de utilização pode resultar no risco de lesões graves.

- Utilize o produto apenas conforme descrito neste manual.
- Não exceda o peso máximo operacional de 10kg.
- Armazene o produto dentro de casa, longe de mofo e poeira.
- Antes de usar, verifique se todas as peças estão presentes e em bom estado. Em caso de danos, contacte o seu concessionário.
- Siga cuidadosamente as instruções de montagem e certifique-se de que todos os componentes estão corretamente fixados antes de utilizar.
- Se alguma peça estiver danificada, partida ou gasta, contacte o seu concessionário.

MONTAGEM E UTILIZAÇÃO

- **Installation:** Insert the screws through the holes of the hooks and the board. Then tighten the screws. (Already installed in the factory)



- 1 Extend the rack by pulling out the wings. Place the board on the siderails. (Caution: the grooves on both sides of the board should be placed on the siderails.)

- Safe load capacity: 15kg



- 2 Please hang the table at the head/foot board after use.



CUIDADOS E MANUTENÇÃO



A falta de cuidados e monitorização do seu produto pode resultar no risco de ferimentos graves.

- Limpe o produto regularmente com água morna, um pano macio e um detergente neutro.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham fenol ou cloro, pois estes podem danificar materiais de alumínio e poliamida.
- Seque com um pano macio, limpo e seco.
- Certifique-se de que não há acumulação de sujidade no produto.
- Verifique periodicamente o desgaste e a resistência de todos os parafusos. Substitua todas as peças quebradas, danificadas ou desgastadas imediatamente.
- Verifique regularmente o funcionamento das almofadas antiderrapantes
- Em caso de avaria, não repare a mesa. Consulte um revendedor autorizado.

RECICLAGEM

Quando o produto se tornar inutilizável e tiver de o deitar fora: contacte o seu revendedor especializado. Se desejar realizar a reciclagem por conta própria, peça orientações sobre a eliminação à sua empresa local de gestão de resíduos.

ARMAZENAGEM



A inobservância das condições de conservação pode conduzir à deterioração do produto e, por conseguinte, ao risco de prejuízo grave.

Não guarde o seu produto durante um longo período de tempo perto de uma fonte de calor ou ao sol (por exemplo, atrás de uma janela ou perto de um radiador) ou perto de uma fonte fria.

Manter afastado de todas as chamas e fontes de faíscas.

Respeite as condições de armazenamento e arrumação do seu produto.

- Em lugar seco e temperado
- Proteja o seu produto embalando contra poeira, corrosão (por exemplo, elementos abrasivos, areia, água do mar, ar salgado).
- Guarde todas as peças removidas juntas no mesmo local (ou localize-as, se necessário) para evitar misturá-las com outros produtos durante a remontagem.
- Todos os componentes devem ser armazenados sem qualquer carga (não coloque objetos muito pesados nos componentes do produto, não emperre nada...).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões globais	Comprimento 88 a 104 cm (top 70.5 cm) x Largura 33.5 cm x Espessura 2.8 cm
Peso	2,3 kg
Peso máximo suportado	10 quilogramas

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO


A expectativa de vida deste produto é de 5 anos em condições normais de uso, segurança e manutenção. Para além deste período, o produto pode ser utilizado desde que ainda esteja em boas condições.

GARANTIA

Este produto tem garantia de dois anos a partir da data de compra pelo utilizador. A IDENTITIES fornecerá peças de reposição para qualquer peça que tenha quebrado devido a um defeito de fabricação, projeto ou material. Entre em contato com o distribuidor de quem você comprou o produto para o caso de precisar fazer uma reclamação. Falhas resultantes de danos acidentais, uso indevido, alteração ou desgaste não são cobertas por esta garantia. Entre em contato com o revendedor de quem você comprou o produto para aplicar a garantia.



Identidades – ZA Pole
49 Bd de la Chanterie
49124 São Bartolomeu d'ANJOU



Poids máxima autorisé Peso
máximo autorizado Peso
máximo permitido
10 quilogramas