

## CADEIRA DE RODAS MODULO LIGHT

**874006.G - 874006.R - 874007.G - 874007.R**  
**874001.R – 874001.G**



# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## IMPORTANTE

Leia atentamente este folheto antes de utilizar este produto e guarde-o para referência futura.

Utilizador: Se não conseguir ler ou compreender qualquer um dos avisos, precauções ou instruções, contacte o seu profissional de saúde ou distribuidor antes de utilizar este produto, uma vez que isto pode causar perigos e danos. Consulte o seu médico ou profissional de saúde antes de utilizar qualquer ajuda para caminhar. Aconselhar-vos-ão e informarão sobre a técnica de marcha mais apropriada para vós.

Distribuidor: Estas instruções devem ser dadas aos utilizadores deste produto.

## SÍMBOLO NO RÓTULO OU NAS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

	Morada do fabricante		Peso máximo do utilizador
	Data de fabrico		Convite para consultar o manual do utilizador
	Número do lote		Respeitar as instruções de segurança
	Referência do produto		Conformidade CE
	Número de série		Receia a humidade

## DESTINO DO PRODUTO

As Cadeiras de Transferência Modulo light são auxiliares de marcha para pessoas com mobilidade reduzida. Estes produtos destinam-se a ser utilizados em interiores e dobram-se para facilitar o armazenamento ou transporte.

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO



## PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



A não observância das precauções de segurança pode resultar em lesões graves.

Não exceder o limite máximo de peso de 130 kg.

Certifique-se de que os botões estão apertados e à mesma altura.

Não utilizar o produto em escadas ou escadas rolantes.

Utilizar apenas acessórios e peças fornecidas pelo fabricante.

Utilizar o produto apenas como apoio para caminhar.

Não utilizar o produto para andar para trás.

Não fazer quaisquer ajustes ao produto enquanto este estiver a ser utilizado.

Verificar se os travões funcionam correctamente antes da sua utilização.

Durante a utilização, bloquear os travões de estacionamento para todas as acções.

Todas as rodas devem estar sempre em contacto com o solo.

Quando o produto estiver numa posição estacionária, os travões devem ser bloqueados. Não tente mover o rolo se os travões estiverem bloqueados.

- a. Esta cadeira de rodas foi concebida para uso interior em veículos de todos os tipos. Transferir sempre o utilizador de cadeira de rodas para um banco homologado pelo fabricante do veículo e utilizar todos os dispositivos de segurança disponíveis.
- b. Não utilizar esta cadeira de rodas em estradas, ruas ou outro tráfego de superfície.
- c. Não tentar operar em inclinações de 10% ou mais sem apoio adequado.
  - a. Certifique-se de que os travões das rodas são totalmente activados ao entrar e sair da cadeira de rodas, ou quando num elevador ou num elevador de cadeira de rodas. A cadeira de rodas deve estar sobre uma superfície plana, estável e nivelada.
  - b. Ao entrar ou sair da cadeira de rodas, não subir ou colocar peso sobre o pé. Ao tentar estender os braços nas costas, faça-o apenas até o braço poder ser estendido sem mudar a sua posição sentada.
  - c. Não permanecer na cadeira de rodas.
  - d. As cadeiras de rodas são concebidas para serem seguras e estáveis enquanto o centro de gravidade é mantido durante a sua utilização normal. Deve tomar precauções se desejar

realizar actividades que exijam uma mudança no centro de gravidade. Nunca deve tentar fazer nada que não esteja disponível de forma alguma, reclinando-se para fora da cadeira. Se tiver de se inclinar ou encostar na cadeira, certifique-se de que as rodas da frente apontam para a frente, de modo a estender a superfície da base da roda, para estabilizar a cadeira.

e. e. 3. RAMOS:

f. Certifique-se das suas próprias limitações de capacidade e força antes de tentar descarregar uma rampa. Pode querer pedir a um profissional qualificado as competências certas para subir ou descer uma rampa. É aconselhável ajudar quando se sobe ou desce declives de mais de

10. Se tiver de parar numa encosta, evite movimentos bruscos e rápidos ao mover-se. O movimento pode causar instabilidade devido ao ângulo da cadeira. A utilização dos travões pode resultar em aplicação acidental de travagem, movimento descontrolado ou paragem súbita. Tente não mudar de direcção numa rampa, pois isto pode causar instabilidade e a cadeira pode tombar.

Certifique-se de colocar as mãos em cada pega para que o andarilho possa estar numa posição de força paralela.

Ter cuidado ao escalar passeios ou ao utilizar superfícies inclinadas, irregulares ou escorregadias. Não o fazer pode resultar num risco significativo de queda ou lesão.

Não utilizar o andarilho em encostas molhadas, geladas ou com neve.

Se quaisquer peças estiverem danificadas, partidas, desgastadas ou em falta, contacte o seu revendedor.

## MONTAGEM

### 1. DESDOBRAR A CADEIRA DE RODAS

Segurar as pegas com ambas as mãos para separar ligeiramente a moldura. Empurrar ligeiramente de ambos os lados da almofada do assento à mão, para que a cadeira de rodas se desdobre (Figura 1).



Figure 1

### 1. 2. DOBRAR A CADEIRA DE RODAS

Primeiro vire os dois apoios para os pés, levante ligeiramente ambos os lados do assento com as mãos, depois pode ser dobrado ( Figura 2)



Figure 2

## UTILIZAÇÃO

### 3. UTILIZAÇÃO DO TRAVÃO

O utilizador segura as manetes de travão com ambas as mãos enquanto a cadeira de rodas pára e depois move as manetes de travão para a frente para a posição de auto-travagem, de modo a que as rodas traseiras parem completamente para permanecerem estacionárias. O processo de travagem está completo (Figura 3))



Figure 3

### 4 . UTILIZANDO O APOIO DE BRAÇO

Ao retirar o apoio de braço, primeiro pressione o apoio de braço com uma mão para o separar do suporte do tubo do assento dianteiro, depois pode virá-lo. Ao montar o apoio de braço, certifique-se de que o apoio de braço está apontado para a posição do suporte do tubo do assento dianteiro e pressione ligeiramente para baixo no suporte autoblocante. (Figura 4)



Figure 4

### UTILIZAÇÃO DO APOIO PARA OS PÉS

Para montar o apoio para os pés, posicionar os orifícios para caber nos lados do apoio para os pés. Montar os apoios para os pés e rodá-los para dentro até fecharem perfeitamente. Para remover os apoios para os pés, pressionar a pega, girar o apoio para fora e levantá-los para fora (Figura 5).



Figure 5

## CUIDADOS E MANUTENÇÃO



A falta de cuidado e manutenção do seu produto pode resultar em lesões graves.

- Limpar regularmente o produto com água morna e um pano macio. Não utilizar abrasivos, detergentes ou solventes.
- Secar com um pano limpo, seco e macio.  
Assegurar que não haja acumulação de sujidade ou detritos em torno do eixo, travões ou rodas.  
Não utilizar agentes de limpeza que contenham fenol ou cloro, uma vez que isto pode danificar materiais de alumínio e poliamida.  
Lubrificar as rodas com um pouco de óleo se elas rangerem.  
Verificar periodicamente todos os parafusos e cavilhas quanto a desgaste e aperto. Substituir imediatamente todas as peças partidas, danificadas ou desgastadas.

- Verificar se os travões funcionam antes de cada utilização.

Verificar os travões de estacionamento empurrando as pegas para a posição bloqueada e depois tentar empurrar o produto.

Em caso de mau funcionamento, não repare o produto você mesmo. Consultar um revendedor autorizado.

## MUDANÇA DE PROPRIEDADE

O produto pode ser reutilizado. Deve primeiro ser limpa e desinfectada de acordo com as directrizes de higiene. Ao transferir o enrolador, lembre-se de entregar todos os documentos técnicos necessários ao novo utilizador. O produto deve ser inspeccionado previamente por um especialista a

## RECICLAGEM

Quando o produto se tiver tornado inutilizável e precisar de se desfazer dele: por favor contacte o seu revendedor especializado. Se desejar reciclá-lo você mesmo, peça à sua empresa local de gestão de resíduos orientações para a eliminação.

## ARMAZENAMENTO



O não cumprimento das condições de armazenamento pode resultar na deterioração do produto e, portanto, no risco de lesões graves

Não armazene o seu produto durante um período de tempo prolongado perto de uma fonte de calor ou à luz directa do sol (por exemplo, atrás de uma janela ou perto de um radiador) ou perto de uma fonte de frio.

Manter afastado de chamas e faíscas abertas.

Respeite as condições de armazenamento dos seus produtos

- - Num local seco e temperado

- Proteja o seu produto com embalagens contra pó, corrosão (por exemplo, elementos abrasivos, areia, água do mar, ar salgado)

- Armazenar todas as peças removidas juntas, no mesmo local (ou marcá-las se necessário) para evitar misturá-las com outros produtos durante a remontagem.

- Todos os componentes devem ser armazenados sem qualquer carga (não colocar objectos pesados sobre as peças do produto, não encravar nada...).

## - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	874001.R 874001.G	874006.R 874006.G	874007.R 874007.G
Dimensões gerais	97(W)*66 (W)*92(H)cm	97(W)*61 (W)*92(H)cm	97(W)*63.5(W)*92(H)cm
Comprimento total	97 cm	97 cm	97 cm
Altura total	92 cm	92 cm	92 cm
Profundidade do assento	41 cm	41 cm	41 cm
Largura do assento	46 cm	46 cm	46 cm
Altura do chão ao assento	49 cm	49 cm	49 cm
Largura do assento	47.5 cm	44.5 cm	46 cm
Largura total	66 cm	61 cm	63.5 cm
Largura dobrada	27 cm	27 cm	27 cm
Tamanho do rodízio frontal	20.32 cm	20.32 cm	20.32 cm

Tamanho do rodízio traseiro	30.48 cm	30.48 cm	30.48 cm
Altura do dorso	43 cm	43 cm	43 cm
Peso total	15.6 kg	13.6 kg	14.6 kg
Peso máximo permitido	125 kg	125 kg	125 kg
Suporte de tinta metálica líquida Travessa dupla Rampa traseira Placa do pé oscilante dianteira e traseira 8 "x1,25 "rodas dianteiras de poliuretano 12 "pneus traseiros de poliuretano sólido Nylon Sponge Meio encosto rebatível Travão auxiliar da roda			

## DURAÇÃO DE UTILIZAÇÃO

A vida útil esperada deste produto é de 5 anos em condições normais de utilização, segurança e manutenção. Após este período, o produto pode ser utilizado enquanto ainda estiver em boas condições.

## GARANTIA

Este produto é garantido por dois anos a partir da data de compra pelo utilizador. IDENTIDADES fornecerão peças de substituição para qualquer peça que se tenha partido devido a um defeito de fabrico, desenho ou material. Contacte o distribuidor a quem comprou o produto, caso necessite de fazer uma reclamação. As falhas resultantes de danos acidentais, mau uso, alteração ou desgaste não estão cobertas por esta garantia. Contacte o revendedor a quem adquiriu o produto para aplicar a garantia.



Identités – ZA Pole 49  
Bd de la Chanterie  
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU



**Peso máximo do utilizador**  
**135 kg**