




MOPEDIA®

ANDARILHO DE AÇO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ÍNDICE

1. CÓDIGOS	PAG.3
2. INTRODUÇÃO	PAG.3
3. UTILIZAÇÃO PREVISTA	PAG.3
4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	PAG.3
5. AVISOS	PAG.4
5.1 Avisos gerais	pag. 4
5.2 Avisos de uso	pag. 4
5.3 Avisos de estabilidade	pag. 4
5.4 Avisos de montagem e dobragem	pag. 4
6. SÍMBOLOS	PAG.5
7. ANTES USAR	PAG.5
8. MONTAGEM DE INSTRUÇÕES	PAG.5
8.1 Antes de montar o produto	pag. 5
9. MONTAGEM	PAG.5
9.1 Abra o andarilho	pag. 5
9.2 Dobrar o andarilho	pag. 5
9.3 Montagem das pegas	pag. 5
9.4 Ajuste das pegas	pag. 5
9.5 Assento (apenas para RP680)	pag. 6
10. COMO USAR	PAG.6
11. CUIDADO E MANTANANCE	PAG.6
12. LIMPEZA	PAG.6
13. CUIDADO DAS RODAS	PAG.6
14. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO	PAG.6
15. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PAG.7
16. PEÇAS SOBRESSALENTES /ACESSÓRIOS	PAG.7
17. GARANTIA	PAG.7
17.1 Reparação	pag. 7
17.2 Peças sobressalentes	pag. 8
17.3 Cláusulas isentas	pag. 8



REGULAMENTO (UE) 2017/745 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 5 de abril de 2017 relativo a dispositivos médicos

1. CÓDIGOS

RP675 - **Andarilho em aço com 2 rodas sem assento POSEIDON**

RP680 - **Andarilho em aço com 2 rodas com assento ZEUS**

2. INTRODUÇÃO

Obrigado por ter adquirido o andarilho, **MOPEDIA** by MORETTI S.p.A., realizado para ajudar pessoas com dificuldades de movimento para dentro e para fora, durante viagens ou no dia-a-dia. A produção foi feita de acordo com as mais elevadas normas de qualidade e segurança, de acordo com as normas europeias

Diretiva sobre dispositivos médicos (2017/745).

Este manual de instruções dá-lhe uma sugestão para uma utilização correta e para a sua segurança. Recomendamos que leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar. Em caso de dúvidas, contacte o seu revendedor.

Nota: Verifique todas as peças para verificar se não haverá danos no transporte. Em caso de danos no transporte não utilize. Contacte o revendedor para obter mais instruções.

3. UTILIZAÇÃO PREVISTA

Este andarilho serve para pessoas com problemas de mobilidade. Pode ser usado como assistência para facilitar a locomoção ou mesmo para locomoção assistida. De qualquer forma, não pode ser usado por pessoas com evidentes avarias na mão ou no braço, mesmo por pessoas com problemas de equilíbrio. O andarilho pode ser utilizado para dentro e para fora. Recomendamos a utilização em superfície plana onde as rodas possam chegar à terra. Não pode ser usado em solo rochoso ou em área inclinada, pois o andarilho pode ser instável. O aparelho não se destina a transportar pessoas ou coisas.

ATENÇÃO!



Não utilize o produto para um fim não indicado neste manual. A Moretti Spa declina todas as responsabilidades por quaisquer consequências resultantes de uma utilização incorreta deste produto e de alterações não autorizadas à moldura do produto. O fabricante pode modificar o dispositivo ou o manual de instruções sem notificação prévia.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Moretti S.p.A. declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que o produto fabricado e comercializado pela Moretti S.p.A. e pertencente ao grupo de ANDARILHOS - MOPEDIA cumpre as disposições do regulamento 2017/745 em DISPOSITIVOS MÉDICOS de 5 de abril de 2017.

Para este efeito, Moretti S.p.A. garante e declara sob a sua exclusiva responsabilidade o que se segue:

1. Os dispositivos satisfazem os requisitos de segurança e desempenho gerais solicitados pelo anexo I do regulamento 2017/745, tal como previsto no anexo IV do referido regulamento.
2. Os aparelhos não são instrumentos de medição.
3. Os aparelhos não são feitos para testes clínicos.
4. Os aparelhos são embalados em caixa não estéril.
5. Os dispositivos pertencem à Classe I, em conformidade com o disposto no anexo VIII do regulamento acima referido

A Moretti S.p.A. fornece às Autoridades Competentes a documentação técnica para comprovar a conformidade com o regulamento 2017/745, durante pelo menos 10 anos a partir da última produção de lotes.

Nota: Os códigos completos do produto, o código de registo do fabricante (SRN), o código UDI-DI e quaisquer referências aos regulamentos usados estão incluídos na declaração de conformidade da UE de que Moretti S.p.A. lança e disponibiliza através dos seus canais.

5. Avisos

5.1 Avisos gerais

- NÃO instale ou utilize o aparelho antes de ler e compreender este manual;

Se não conseguir compreender as advertências, precauções ou instruções, contacte um revendedor ou pessoal técnico de saúde antes de tentar instalar este equipamento:

Para evitar ferimentos ou danos;

- O andarilhador só deve ser utilizado por doentes com uma capacidade motora adequada que garanta a sua utilização sem riscos;

- Aconselhar com médico ou terapeuta a determinar o ajuste correto e a utilização correta;

- O médico ou o terapeuta devem contribuir para a regulação da altura para o suporte máximo, para uma ativação correta do travão e para um ajuste geral;

- Os andarilho não se destina a ser utilizado como dispositivo autopropulsionados.

- O utilizador e/ou o paciente terão de reportar qualquer acidente grave que tenha ocorrido relacionado com o fabricante e autoridade adequada do Estado a que o utilizador e/ou o paciente pertencem.

5.2 Avisos para utilização

- Certifique-se de que o cabo do travão está corretamente montado;

- Verifique o correto funcionamento do travão após cada regulação de altura para evitar uma flexão livre do cabo;

- Infringir estas regras simples pode causar danos pessoais;

- O andarilho só pode ser utilizado numa superfície dura e plana. Não use o andarilho para subir as escadas

- Inclinando-se sempre em ambos os halteres para manter o equilíbrio;

- Preste especial atenção ao molhado, gelado ou nevado;

- Não sobrecarregue o andarilho;

- Não utilize o assento do andarilho (quando presente) para transportar pessoas ou bens, a cadeira é para a sessão do utilizador com o travão de estacionamento acionado;

- Todas as rodas devem estar em contacto com o chão a qualquer momento durante a utilização para garantir o equilíbrio adequado do andarilho e a máxima segurança;

- O travão deve ser acionado antes de utilizar a cadeira.

Nota Quando o andarilho é utilizado em posição estável, o travão de mão deve ser bloqueado.

5.3 Avisos de estabilidade

- O andarilho pode prestar assistência ambulatoria a um indivíduo com peso até 136 kg, incluindo o saco de carga;

- O saco do andarilho tem uma limitação de peso de 5 kg.

5.4 Avisos de montagem e dobragem

- Verifique se ambos os tubos de suporte da pega estão corretamente inseridos na armação e fixados com botões de bloqueio presos no suporte com as suas porcas e botões principais sem movimento;

- Ambos os tubos de pega estão bem bloqueados na parte de suporte principal com porcas e botões sem movimentos;

Não pendure nada na moldura do andarilho para evitar distorções dos tubos quando o andarilho estiver aberto e danificar a estabilidade. Os prejuízos podem igualmente ser causados por distorções;

- Tome cuidado com a detenção de dedos e/ou roupa durante a abertura e fecho.

6. SÍMBOLOS

	Código do produto
	Identificação de dispositivo único
	Marca CE
	Fabricante
	Lote de
	Leia o manual de instruções
	Dispositivo Médico
	Condições de eliminação

7. ANTES DA UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o aparelho, verifique sempre:

1. Que todas as partes do andarilho estão bloqueadas de forma segura;
2. Verifique se todos os parafusos estão apertados;
3. Certifique-se de que o assento está bem bloqueado (se isso «não pressionar mais com a estrutura inferior do assento de potência);
4. Verifique se o bloqueio da cadeira está corretamente inserido;
5. Verifique o funcionamento correto do travão e do travão regular.

8. INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

8.1 Antes de montar o produto

Desembale o produto e verifique se não ocorreram danos durante o transporte. No caso de o andarilho estar danificado, contacte o revendedor mais próximo.

9. MONTAGEM

9.1 Abra o andarilho

Abra o andarilho puxando a parte frontal da moldura aproveitando as pernas

9.2 Dobrar o andarilho

Faça alavanca nas barras laterais e traga de volta a parte da frente do andarilho.

9.3 Conjunto de pegas

Coloque os tubos de pega na armação. Rode os botões de bloqueio até estarem bloqueados. O orifício hexagonal é necessário para acomodar a cabeça do parafuso.

9.4 Ajuste das pegas

Ajuste a altura das pegas utilizando os botões laterais. Desaparafuse o botão, coloque as pegas na altura desejada, rode o botão no sentido dos ponteiros do relógio para apertar e aperte novamente. Repita para a outra pega e certifique-se de que ambas as pegas estão posicionadas à mesma altura.



ATENÇÃO! Certifique-se de que a pega está em linha com a direção de movimento do andarilho. Se a pega não se mantiver direita, existem o risco de o andarilho balançar ou cair, especialmente se o empurrar com mais Força.

95 Assento (apenas para RP680)

Antes de sentar, coloque o andarilho sobre uma superfície plana e sólida e, em seguida, bloqueie os travões. Certifique-se de que os travões estão bem bloqueados e que o andarilho está numa posição estável.



ATENÇÃO! Sente-se distribuindo o seu peso no assento. Não se sente empurrando apenas de um lado.

10. COMO USAR

- Comece a empurrar quando estiver na posição vertical com as duas mãos na pega;
- Certifique-se de que as suas mãos estão secas antes de utilizar o andarilho para evitar o risco de escorregar;
- Caminhando mantendo uma posição vertical com os olhos virados para a frente e não para baixo;
- Não empurre o andarilho muito para longe do corpo, isto pode causar quedas e cargas inadequadas;
- Não utilize o andarilho para ultrapassar passos superiores a 20 mm;
- Ao utilizar o exterior, prefere as calçadas devidamente preparadas de acordo com os regulamentos de remoção das barreiras arquitetónicas.

11. CUIDADOS E MANUTENANCE

Os dispositivos MOPEDIA by Moretti SpA no mercado são cuidadosamente verificados e carregam a marca CE. Para a segurança do paciente e do médico é recomendado que seja verificado pelo fabricante ou por um laboratório aprovado, pelo menos de 2 em 2 anos, a adequação à utilização do seu andarilho. Se as reparações forem utilizadas apenas peças sobressalentes originais e acessórios.

A vida útil do produto depende da utilização, manutenção, armazenamento e limpeza.

12. LIMPEZA

Para limpar peças, utilize apenas um pano húmido com detergente neutro, não utilize produtos de limpeza que contenham solventes e escovas metálicas ou objetos abrasivos ou afiados, pode danificar o produto.

13. CUIDADOS COM AS RODAS

1. Limpe as rodas com água morna e detergente suave. Limpe-a com um pano limpo.
2. Lubrifique periodicamente as rodas.

14. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO



Ao eliminar o aparelho, nunca utilize os sistemas normais de devolução de resíduos sólidos urbanos. Recomenda-se, em vez disso, a eliminação através das ilhas ecológicas municipais conjuntas para as operações previstas de reciclagem dos materiais utilizados.

15. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Série POSEIDON - ZEUS		
Códigos de produto	RP675	RP680
Assento	Sem assento	37x24,5 cm
Quadro	Aço	
Peso e dimensões		

										
RP675	61	7	-	61	38,5	24	6	-	-	136
RP680	4	94	48	-	15	-	-	-	-	-

16. PEÇAS SOBRESSALENTES / ACESSÓRIOS

Para peças sobressalentes e acessórios consulte a Moretti S.p.A. catálogo principal

17. GARANTIA

Os produtos Moretti são garantidos a partir de falhas de material ou de fabrico durante 2 anos a partir da data de compra, exceto possível exclusão ou restrição da seguinte forma. A garantia não será aplicada no caso de danos causados por uso impróprio, abuso ou alteração, e para a garantia não será válido se as instruções de utilização não forem estritamente cumpridas.

A utilização correta está especificada neste manual.

A Moretti não é responsável pelos danos, ferimentos pessoais ou o que for causado por ou em relação a uma instalação errada ou com uma utilização indevida do dispositivo.

A Moretti não garante os danos causados pela seguinte condição: desastre natural, manutenção ou reparações autorizadas, avarias causadas por problemas no fornecimento de eletricidade (quando necessário), utilização de peças sobressalentes não cobertas pela Moretti, utilização indevida, alteração não autorizada, danos no transporte (diferentes dos originais da Expedição Moretti) ou em caso de manutenção insuficiente, como indicado no manual.

A garantia não cobre componentes sujeitos a desgaste durante a correta utilização do aparelho.

Reparação

Reparação em garantia: Se um artigo da Moretti apresentar material ou falhas de fabrico durante o período de garantia, a Moretti estimará com o cliente se a falha puder ser cobertura da garantia. Moretti, a seu critério inquestionável, poderia reparar ou substituir o artigo, por um revendedor Moretti ou por uma base própria. O custo da mão de obra pode ser responsável pela Moretti se a reparação for cobertura da garantia. Uma reparação ou uma substituição não prolongam a garantia.

Reparação não cobre a garantia: Um produto sem garantia pode ser devolvido após a autorização da Moretti. Os custos de mão de obra e de envio de um elevador de banho fora da garantia devem ser pagos pelo cliente ou pelo revendedor. As reparações são garantidas por 6 meses a partir do bem recebido.

Dispositivo não defeituoso: O cliente será informado se, após a devolução e exame do dispositivo, Moretti declarar que o dispositivo não está defeituoso. Neste caso, o bem será devolvido ao cliente, o custo de envio será pago pelo cliente.

172 Peças sobressalentes

As peças sobressalentes Moretti originais estão garantidas por 6 meses a partir da data de receção.

173 Cláusulas isentas

A Moretti não oferece quaisquer outras declarações, garantias ou condições, explícitas ou implícitas, incluindo possíveis declarações, garantias ou condição de comerciante, aptidão para um propósito específico, não infração e não interferência, tudo menos o expressamente especificado nesta garantia. Moretti não garante o uso sem parar e sem falhas. A duração de eventuais garantias implícitas que podem ser fixadas de acordo com a lei é limitada pelo período de garantia, nos limites da lei. Alguns estados ou países não permitem limitar a garantia implícita ou a exclusão ou a limitação de danos acidentais. Nesses países, algumas dessas exclusões ou limitações não podem ser aplicadas ao utilizador. A presente garantia pode ser modificada sem notificação prévia.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Produto _____

Comprado em (data) _____

Retalhista _____

Endereço _____

Cidade/cidade _____

Vendido para _____

Endereço _____ Cidade/cidade _____

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20139 Cavriaglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.email.com morettispa: info@morettispa.com MADE IN

ITALY



MORETTI S. P.A.
Via Bruxelles, 3 -
Meleto 52022
Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96
21 11
Um fax. +39 055
96 21 200

www.
morettispa.com
info@morettispa.c
om