



## ANDARILHO NEO-FORTE

**REF. 826244**



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### **IMPORTANTE**

Leia atentamente o manual antes de utilizar este produto e guarde-o se necessário. Utilizador: Se não conseguir ler ou compreender quaisquer advertências, precauções ou instruções, contacte o seu profissional de saúde ou distribuidor antes de utilizar este produto ou poderão ocorrer riscos e danos.

Consulte o seu médico ou profissional de saúde antes de utilizar um andarrilho. Ele ou ela irá aconselhá-lo e informá-lo sobre a técnica de caminhada mais apropriada para si.

Distribuidor: Este manual deve ser entregue aos utilizadores deste produto.

## NO RÓTULO OU MANUAL DE INSTRUÇÕES

	Endereço do fabricante		Convite para consultar o manual do utilizador
	Data de fabrico		Siga as instruções de segurança
	Número de lote		Conformidade CE
	Referência do produto		Proteger da humidade
	Peso máximo do utilizador		

## DESTINO DO PRODUTO DE AÇÃO

O Andarilho Neo Strong é uma ajuda ambulante para pessoas com mobilidade reduzida. Estes rolos são projetados para uso interior e exterior e dobram para fácil armazenamento ou transporte.

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO



1: Então (x2)	7: Roda dianteira (x2)
2 : Tubo de pega ( x2)	8: Portabastones (x1)
3 : Alavanca do travão ( x2)	9: Saco (x1)
4 : Botões de fixação ( x2)	10: Cópia de segurança (x1)
5: Assento (x1)	11: Cabo Bowden (x2)
6: Roda traseira (x2)	12: Peças refletoras ( x2)

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA



Se não forem seguidas precauções de segurança, corre o risco de ferimentos graves.

Não exceda o limite máximo de peso de 150 kg.

Não exceda o limite máximo de carga no cesto (5 kg). A carga só pode ser transportada no cesto. Não colou objetos pesados ao rolo, pois isso pode afetar a sua estabilidade.

Certifique-se de que todas as peças (rodas, cabos e pegas) estão em bom estado e bem presas. Certifique-se de que os botões de regulação estão apertados à mesma altura.

Não utilize o rolo em escadas ou escadas rolantes .

Utilize apenas acessórios e peças fornecidos pelo fabricante.

O Andarilho é uma ajuda ambulante. **Não é uma cadeira de** rodas. Não foi concebido para transportar uma pessoa sentada nele. Se o fizer, pode **danificar as rodas e a armação do rolo**. O Andarilho pode enfraquecer e não satisfazer as suas características mecânicas durante a utilização futura.

Não o utilize para andar para trás .

Não faça quaisquer ajustes enquanto o fizer. Verifique se os travões estão a funcionar corretamente antes de os utilizar.

Durante a utilização, bloqueie os travões de estacionamento para todas as ações.

Todas as rodas devem estar sempre em contacto com o chão.

Quando O andarilho está **numa posição estacionária**, os travões devem estar bloqueados. Não o tente mover se os travões estiverem bloqueados.

Certifique-se de que coloca as mãos em cada pega de modo a que o andarilho possa estar numa posição de força paralela.

Tenha cuidado ao subir calçadas ou caminhar em encostas, irregulares ou Escorregadio. Se isso não for feito, pode haver um risco significativo de quedas ou ferimentos. Não utilize o andarilho numa encosta molhada, gelada ou nevada.

Se alguma peça estiver danificada, partida ou gasta, contacte o seu revendedor.

## MONTAGEM

### Desdobre e monte o Andarilho

Coloque o andarilho sobre as rodas e pressione os dois tubos laterais do assento até que se engatem (ver 1 e 2 abaixo).



### Instalação de sacos

O saco é preso com velcro nas extremidades da armação.



### Ajustando a altura da pega

Insira as pegas pelo menos até ao primeiro através de um furo no tubo do chassis. Insira o parafuso de fixação no interior e aperte-o com a anilha e o botão triangular. Para alterar o ajuste de altura das pegas, desaperte o parafuso de fixação rodando o botão no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Em seguida, prenda a pega à altura desejada, como descrito acima. (Ver 3 e 4 abaixo.)



### Montagem do suporte de montagem

Po baixo do apoio e nas vigas da pega, insira o suporte superior inserindo as olhas nos orifícios, feche as pinças, pressione firmemente até encaixar no lugar.

Insira a outra parte com a haste no fundo do orifício fornecido e mantenha-a no lugar.


Certifique-se de que se encaixa bem.

O suporte pode ser montado no lado direito ou esquerdo



### Regulação do travão

Se a travagem for demasiado fraca ou demasiado repentina, o travão pode ser ajustado à tensão desejada, quer para cima, na alavanca (ver 5 abaixo) quer abaixo, com uma ferramenta adequada (não fornecida) no parafuso de regulação do cabo Bowden (ver 6 abaixo).



### Utilização de travões

Para abrandar, aperte ligeiramente as alavancas com os dedos. Pressione-os simultaneamente para a direita e para a esquerda (ver 7 abaixo).

Para travar os travões, por exemplo, para parar o andarilho, empurre ambas as alavancas com o polegar para baixo (ver 8 abaixo) até estarem bloqueados. Ouvirá um "clique" indicando que o fecho está seguro.

Para desbloquear os travões, puxe ambas as alavancas para cima (ver 7 abaixo).



A ação do travão pode ser influenciada pelo desgaste dos pneus . **Por isso, é necessário verificar regularmente os travões.**

### Posição sentada

Coloque o andarilho num chão plano e estável. Em seguida, bloqueie os travões na posição de estacionamento, como se vê acima. Deve estar estável e não se mover. Sente-se direito e não se incline para trás.

### Dobrar e transportar o andarilho

Para dobra-lo, puxe a fita do assento para cima e dobre-o de ambos os lados. (Ver 10 e 11 abaixo.)



## CUIDADOS E MANUTENÇÃO



Se o produto não for tratado e mantido, corre o risco de ferimentos graves .

- Limpe regularmente o andarilho com água morna e um pano macio. Não utilize produtos abrasivos ou detergentes.
- Seque com um pano macio, limpo e seco.
- Certifique-se de que não há sujidade ou porcaria à volta do eixo, travões ou rodas.
- Não utilize agentes de limpeza que contenham fenóis ou cloro e todos os produtos à base de solventes, pois podem danificar materiais de alumínio e poliamida.
- Lubrifique as rodas com um pouco de óleo se guinchar.
- Verifique regularmente se todos os parafusos estão apertados e apertados .
- Verifique se os travões estão a funcionar corretamente antes de cada utilização.
- Verifique os travões de estacionamento, depois tranque o rolo no modo de estacionamento e tente mover o rolo para a frente.
- Em caso de mau funcionamento, não repare o rolo. Consulte um revendedor autorizado.

## MUDANÇA DE PROPRIEDADE

O produto pode ser reutilizado. Em primeiro lugar, deve ser limpo e desinfetado de acordo com as normas de higiene. Ao descarregar o produto, lembre-se de entregar todos os documentos técnicos necessários ao novo utilizador. Anteriormente, o produto deve ser inspecionado por um especialista autorizado.

## RECICLAGEM

Quando o produto ficar inutilizável e tiver de o eliminar: contacte o seu revendedor especializado. Se quiser reciclar, peça à sua empresa local de gestão de resíduos para obter orientação para a eliminação.

## ARMAZENAMENTO



Se as condições de armazenagem não forem respeitadas, o produto pode ficar danificado e, por conseguinte, existe o risco de ferimentos graves.

Não guarde o rolo durante um longo período de tempo perto de uma fonte de calor ou ao sol (por exemplo, atrás de uma janela ou perto de um radiador) ou perto de um radiador de uma fonte fria.

Fique longe da chama e da faísca.

Observe as condições de armazenagem e armazenamento dos seus rolos.

- Em um lugar seco e temperado .
- Proteja o seu rolo embalando-o de pó, corrosão (por exemplo, elementos abrasivos, areia, água do mar, ar salgado).
- Guarde todas as peças raspadas no mesmo local (ou coloque-as se necessário) para evitar a mistura com outros produtos durante a remontagem.
- Todos os componentes devem ser armazenados sem qualquer carga (não coloque objetos muito pesado sobre os elementos do rollator, não encravar nada...).

## ESPECIFICAÇÕES

Dimensões gerais	Largura = 68 cm x Profundidade = 61,5 cm x Altura = 78 - 94,5 cm
Assento	Largura 42 cm x profundidade 22,5 cm x altura = 59 cm
Largura entre alças	47,5 cm
Largura da roda traseira	44,5 cm
Diâmetro da roda	20 cm (8 polegadas)
Peso	6,9 kg
Peso máximo do utilizador	150 kg.
Carga máxima do saco	5 kg.

## Para a VIDA

O prazo de validade esperado deste produto é de 5 anos em condições normais de utilização, segurança e manutenção. Além deste período, o produto pode ser utilizado desde que


esteja em bom estado.

## GARANTIA


Este produto tem uma garantia de dois anos a partir da data de compra pelo utilizador. O IDENTITÉS fornecerá peças sobressalentes para qualquer parte que tenha quebrado devido a um defeito de mão-de-obra, design ou material. Por favor contacte o distribuidor que adquiriu o produto se precisar de apresentar uma reclamação. As avarias resultantes de danos acidentais, utilização indevida, alteração ou desgaste não estão cobertas por esta garantia. Contacte o distribuidor que adquiriu o produto para impor a garantia.



Identidades - ZA Pole  
49 Bd de la Chanterie  
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU



**Peso máximo permitido** **Peso**  
**Máximo** do utilizador  
**150 kg**



**Carregamento máximo**  
**du sac Carga máxima 5 kg**

