

CADEIRA DE RODAS DE
TRANSFERENCIA TRAVELITE

825009



Introdução

A Cadeira de Rodas de transferência é uma cadeira de transporte leve mas robusta, emoldurada em alumínio. É facilmente transportável e vem com um saco de transporte, tornando-a ideal para arrumação em carros, autocarros, aviões, etc. É ideal para uso ocasional tanto em interiores como ao ar livre, onde o terreno é clemente (por exemplo, centros comerciais, aeroportos).

Descrição das Peças



1. Levantar correias
2. Tubo de degrau
3. Travão de Estacionamento
4. Roda traseira
5. Rodízio frontal
6. Botão de libertação do braço

7. Placa de rodapé
8. Receptor de placa de rodapé
9. Mech Meio Dobrado para trás
10. Armrest
11. Push Handle

Instruções de Montagem

1. Dobre completamente o assento, empurrando para baixo nos quatro cantos do assento. Assegurar-se de que o assento está totalmente dobrado para fora, caso contrário, os apoios de braços podem não se localizar correctamente.



2. Vira-se o braço em volta até se localizarem nos receptores de descanso do braço (como se mostra na foto à esquerda). O botão de desbloqueio do apoio de braço irá clicar para indicar que o apoio de braço está firmemente bloqueado na sua posição.



3. Puxar para baixo os receptores da placa de rodapé. Em seguida, premir o botão de latão e puxar para baixo enquanto roda a placa de rodapé até esta se fixar na posição (como mostrado na foto à esquerda). Virar a placa de rodapé para baixo.



4. Puxar a pega de empurrar para cima até que se fixe na posição.
5. Ouvirá um clique quando a pega estiver bem fechada. Repita para a outra pega.

Nota: Estão incluídas duas etiquetas "Drive" para que possa aplicar para marcar a altura desejada da placa de rodapé no futuro.

Dobragem e Transporte

Nota: O procedimento de dobragem é essencialmente o procedimento de montagem em reverso.



1. Pressione a palheta de lançamento no meio mecanismo de dobrar para trás com o polegar enquanto puxa ligeiramente a pega de empurrar para baixo
2. Puxar o botão de libertação do apoio de braço enquanto se puxa para cima no apoio de braço para libertar. Virar o apoio de braço para trás até estarem pendurados verticalmente na cadeira.
3. Vire as placas de apoio para os pés e levante os receptores das placas de apoio para os pés.
4. Pressionar o botão de latão e empurrar a placa de rodapé para trás enquanto roda aproximadamente 90° até se localizar no orifício do receptor mais próximo da cadeira.
5. Levantar a cadeira pelas duas correias de elevação e a cadeira deve dobrar-se naturalmente. A cadeira pode ser transportada utilizando as correias de elevação.
6. Se necessário, abrir o fecho do saco de transporte e inserir a cadeira. Se necessário, rodar os rodízios frontais para permitir que a cadeira caiba no saco. Fechar o saco e transportar usando as duas pegas.

Operação de Travagem



O Travelite vem com dois travões que só devem ser aplicados quando a cadeira está estacionária.

Para aplicar os travões, pressionar a manete do travão, como mostra a fotografia. Para libertar os travões, pressionar a manete no sentido contrário.

Cuidados e Manutenção

- A estrutura de alumínio do Travelite e os estofos de nylon podem ser limpos com um pano húmido e detergente ou desinfectante suave.
- Se o Travelite for sujeito a humidade, deve ser imediatamente seco.
- O Travelite deve ser verificado mensalmente quanto à integridade do dispositivo. Quaisquer fechos soltos devem ser apertados ou substituídos, e quaisquer estofos rasgados ou desgastados ou peças substituídas.
- O Travelite vem com pneus sólidos que não necessitam de ser inflados.



Identities - ZA Pole
49 Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU