



**APOIOS DE BRAÇOS PARA SANITA
BERMUDAS**
Manual de instruções

REFERÊNCIA: 811010



SÍMBOLO QUE APARECE NO RÓTULO OU NO MANUAL DE INSTRUÇÕES

	Endereço do fabricante		Convite para ler o manual do utilizador
	Data de produção		Siga as instruções de segurança
	Número do lote		Conformidade CE
	Referência do produto		Não tolera humidade
	Peso máximo do utilizador		Dispositivo médico

MANUAL DE INSTRUÇÕES PT

IMPORTANTE

Leia atentamente as instruções antes de utilizar este produto e guarde-as, se necessário.

Utilizador: Se não conseguir ler ou compreender quaisquer avisos, precauções ou instruções, contacte o seu profissional de saúde ou distribuidor antes de utilizar este produto ou podem resultar riscos e danos.

Consulte o seu médico ou profissional de saúde antes de utilizar qualquer dispositivo de assistência. Ele / ela irá aconselhá-lo e informá-lo sobre o uso mais adequado no seu caso.

Distribuidor: este manual de instruções deve ser fornecido aos utilizadores deste produto.

DESTINO DO PRODUTO

Os apoios de braço para sanita das Bermudas são auxiliares de higiene para pessoas com mobilidade reduzida. Estes produtos destinam-se a uso interior.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA



O não cumprimento das precauções de segurança pode resultar no risco de ferimentos graves.

- Não exceda o limite máximo de peso de 125 kg.
- Utilize apenas os acessórios e peças fornecidos pelo fabricante.
- Verifique visualmente o estado geral do quadro.
- Certifique-se de que o apoio de braço da sanita está corretamente desdobrado e que todas as pernas estão ajustadas à mesma altura.
- Certifique-se de que todas as peças estão seguras e em boas condições de funcionamento.
- Não faça quaisquer ajustes no apoio de braços da sanita enquanto estiver a ser utilizado.
- Não utilize o apoio de braços da sanita em escadas ou escadas rolantes.
- Certifique-se de colocar as mãos em cada alça para que o apoio de braço do vaso sanitário possa estar em uma posição de força paralela.
- Não utilize o apoio de braços da sanita como apoio de degrau.
- Não utilize o apoio de braços da sanita para andar para trás.
- Apoiar-se sempre no apoio de braço da sanita.

- Instale em um piso de azulejo para ventosas de piso
- Certifique-se de que os cliques estão totalmente inseridos para ajuste de altura antes de cada uso

- Em caso de peças danificadas, partidas ou gastas, contacte o concessionário.

MONTAGEM

1. Retire todas as peças da caixa de embalagem e certifique-se de que todos os componentes estão presentes (ver imagem abaixo)



2. Insira as pernas no quadro pressionando o botão de encaixe. Alinhe o pino e o orifício até que o pino saia completamente. Ajuste a altura das pernas, certificando-se de que todas as 4 pernas estão definidas para a mesma altura.



3. Monte as armações laterais com os dois tubos. Fixe os tubos às armações laterais usando o clipe "C". Pode ajustar a largura do produto ao seu gosto.



4. Coloque o apoio de braço do WC das Bermudas à volta da sua sanita. Insira o kit de apoio sanitário de cada lado. Ajuste e fixe o kit com as porcas. Certifique-se de que o kit está apertado à volta da sanita.





UTILIZAÇÃO

Para usar o apoio de braços, coloque os antebraços sobre os apoios de braços e as mãos sobre as alças. Se necessário, ajuste a altura. Avançar devagar.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO



A falta de cuidados e manutenção do seu produto pode resultar no risco de ferimentos graves.

- Limpe regularmente à mão o produto com um pano húmido e um detergente suave e desinfetante. Não utilize produtos abrasivos, detergentes ou produtos à base de solventes.
- Seque com um pano macio limpo e seco.
- Se o dispositivo estiver sujeito a uso intenso e/ou uso em um ambiente multiusuário, recomendamos que o dispositivo seja reparado com mais frequência.
- Em caso de avaria, não repare o produto sozinho. Consulte um revendedor autorizado.
- Antes de cada utilização, verifique se os grampos de mola estão totalmente estendidos e se a placa de fixação está apertada na parte de trás da sanita.
- Verificar, antes de cada utilização, se as placas de fixação estão firmemente fixadas à sanita
- Verifique regularmente o estado dos apoios de braços e a estanqueidade das fixações
- Verifique regularmente o estado dos apoios de braços e o aperto das fixações.

MUDANÇA DE PROPRIEDADE

O produto pode ser reutilizado. Em primeiro lugar, deve ser limpo e desinfetado de acordo com as instruções de higiene. Ao transferir o seu produto, lembre-se de entregar todos os documentos técnicos necessários ao novo utilizador. De antemão, o produto deve ser inspecionado por um especialista autorizado.

RECICLAGEM

Quando o produto se tornar inutilizável e tiver de o deitar fora: contacte o seu revendedor especializado. Se desejar realizar a reciclagem por conta própria, peça orientações sobre a eliminação à sua empresa local de gestão de resíduos.

ARMAZENAGEM



A não observância das condições de conservação pode conduzir à deterioração do produto e, por conseguinte, ao risco de lesões graves.

- Não guarde o seu produto durante um longo período de tempo perto de uma fonte de calor ou ao sol (por exemplo, atrás de uma janela ou perto de um radiador) ou perto de uma fonte fria.
- Manter afastado de todas as chamas e fontes de faíscas.
- Respeite as condições de armazenamento do seu produto:
- Em lugar seco e temperado

- Proteja o seu produto de poeira, corrosão (por exemplo, elementos abrasivos, areia, água do mar, ar salgado).
- Guarde todas as peças removidas juntas no mesmo local (ou localize-as, se necessário) para evitar misturá-las com outros produtos durante a remontagem.
- Todos os componentes devem ser armazenados sem qualquer carga (não coloque quaisquer objetos que sejam muito pesados sobre os elementos do produto, não emperre nada...).

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO

A expectativa de vida deste produto é de 5 anos em condições normais de uso, segurança e manutenção para um usuário. Para além deste período, o produto pode ser utilizado desde que ainda esteja em boas condições.

Se o dispositivo for utilizado num ambiente multiutilizador (como um lar de idosos ou um hospital), a vida útil pode ser reduzida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões globais	W 54.5/59.5 (entre braços 45/50.5) x P 44.5 x H 69/82 cm em 6 posições
Peso máximo suportado	125 quilogramas

GARANTIA

Este produto tem garantia de dois anos a partir da data de compra pelo utilizador. A IDENTITIES fornecerá peças de reposição para qualquer peça que tenha quebrado devido a deficiências de fabricação, projeto ou fabricação. Entre em contato com o distribuidor de quem você comprou o produto para o caso de precisar fazer uma reclamação. Falhas resultantes de danos acidentais, uso indevido, alteração ou desgaste não são cobertas por esta garantia. Entre em contato com o revendedor de quem você comprou o produto para aplicar a garantia.



Identities – ZA Pole
49 Bd de la Chanterie
49124 São Bartolomeu d'ANJOU



Poids máxima autorisé **Peso**
máximo admissível
Peso máximo suportado 125
kg

