

Finalidade:

Dores lombares agudas e de esforço;

Traumatismo ligeiro;

Hipotonia Muscular.

Protege atividades que requerem sobrecarga contínua da área lombossacral e possíveis lesões, Dores lombares baixas, Limitação da mobilidade lombar, Protrusão Discal, Hipotonia Muscular, Reabilitação Postural e Possíveis Lesões. Extremamente respirável, Confortável de usar durante longos períodos de tempo.

Características:

Faixas laterais elásticas para maior relevo sacrolombar.

- Contém quatro varas flexíveis na parte de trás.
- Fixação de velcro largo para fácil ajuste.
- Incorpora correias que ajudam a segurar a cinta nos ombros quando o paciente não precisa de a usar bem.

Dimensões:

S (75-85 CM)

M (85-95 CM)

L (95-107 CM)

XL (107-120 CM)

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: FJ151

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia), Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,

nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO

MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavagem à mão com água quente (30° máximo) e sabão neutro. Durante a lavagem, colar as peças de velcro e mantê-los fechados. Seca-se à temperatura ambiente. Não utilizar ferro de engomar. O contacto com as pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário. Para lavagem a seco coloque a peça a uma fonte de calor direto. Armazenar à temperatura ambiente, de preferência na embalagem original.

Instruções de utilização:

Defina as extremidades curtas das tiras na parte de trás do cinto (se necessário, use). Colocar o cinto na área lombo-sacra na altura correta para uso. Com bandas laterais soltos apertar e ajustar a peça sobre o abdômen. Feche a peça de roupa por Velcro, uma vez alcançada a compressão desejada e regule depois o apoio de descarga lombar usando faixas laterais e corrija-os sobre a área abdominal. No caso de uso de correias, ajustável definir suas extremidades na frente e zona regular, através da fivela.

Imagens do Artigo: