



www.emo.es +34 963 132 051



EMO
especialistas
en ortopedia

Ortec^{by EMO}

ortesis de miembro inferior

antiequinos
antiequinos



ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS S.L.
Pol. Ind. La Pascualeta - Camino de La Pascualeta 40
46200 Paiporta (Valencia) España
www.emo.es +34 963 132 051



MADE IN SPAIN



V.1 09/2021

Prezado cliente, agradecemos a confiança depositada em um EMO produto. Escolhendo uma linha Ortec cinto você comprou um produto de qualidade e médico de alto nível médico. Leia atentamente estas instruções. Em caso de dúvida contacte o seu médico ou especialista.

Regulamentos

O dispositivo médico está em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre dispositivos médicos e os respectivos regulamentos nacionais. Dispositivo médico de classe I, não estéril, sem função de medição.

Descrição e Características

A AFO é uma cinta de polipropileno antiequina projeto do folheto posterior, como "Rancho de amigos" para o tratamento de equino na paralisia flácida, com ou sem desvio em varo. Suas variantes AFO100 Planta Planta média inteira AFO200, Varo AFO110 Usina de mídia planta inteira AFO210 Varo, antiequinos permitir que os efeitos diferentes e / ou correção de desvios em varo associados. Tamanhos (sem sapatos / altura em cm.) Pediátrico (25-30/18, 5) S (31-35/28) M (36-40/34), L (41-45/39)

Efeitos

A órtese opõe uma resistência à flexão plantar que evita queda do pé durante as fases de apoio do calcanhar do equino e oscilação. É indicado em casos de espasticidades graves. Varo variante desempenha um antivaro tensão, regulável equinus normalmente associadas.

Instruções

Paralisia flácida torta de equinos com ou sem desvio em varo.

Instruções para a utilização e colocação

O produto deve ser adaptado pelo protesista ou pelo médico de forma individual para cada paciente. A escolha correcta do tamanho é essencial para a eficácia máxima do tratamento e prolongar a vida útil da peça de vestuário. Para a colocação das órteses plantares entrar em calçados (recomendamos o uso de um calçado de largura e laço) que é colocado na parte traseira. No caso da utilização

de toda a planta ou planta modelo AFO210, AFO200 Varo todo, e em que o tamanho do sapato é menos longe da planta, será necessário cortar posteriormente alisando as bordas com lixa fina. Ao usar a planta modelo ou AFO110, AFO100 Media Media Usina Varo, apoio metatarso não deve coincidir com a tala corte plantar. Em seguida, basta ajustar a área bezerro acolchoado, sem engasgar, colocando a fita na mais confortável para o paciente na área da tibia. O corte superior deve ser sempre abaixo da cabeça da fibula para evitar desconforto durante a caminhada. A órtese pode ser colocado directamente sobre a pele, mas por conveniência, é aconselhável o uso de uma meia altura.

Precauções

Siga as instruções do fabricante para a colocação adequada da órtese. Siga as instruções ou recomendações do prescritor ou pessoal de saúde. Para uma adaptação personalizada, consulte um especialista. Se a dor persistir, é aconselhável entrar em contato com um profissional de saúde. O material utilizado é hipoalergénico mas se qualquer reacção alérgica ou irritação ocorrer remover o produto e consulta do médico que prescreve. Em caso de pequenos aborrecimentos causados pela transpiração excessiva recomendamos usar uma camisa de algodão. Posicionadas de tal modo que a compressão não é excessiva. Em caso de dúvida na escolha do opt tamanho para o tamanho maior. Utilizar apenas durante os períodos de actividade. Reduzir a pressão abdominal durante o dia ou após as refeições breaks. Retirar durante o sono. A escolha correcta do tamanho apropriado para cada paciente é essencial para se obter o mais alto grau de eficácia terapêutica e prolongar a vida da órtese. O ajuste da órtese deve ser individual. O uso deste órtese é condicionado aos sinais de prescritor por isso deve ser utilizado para os fins indicados por ele. Não exponha a roupa para uma chama ou fonte de calor em temperaturas muito altas.

Limpeza e manutenção

Para almofadas e tiras de ajuste: lavagem das mãos com água morna (máx. 30 °) e sabão neutro. Durante a lavagem, o velcro devem ser coladas ou mantê-los fechados. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde ou ferro a roupa. O contacto com as pomadas, os cremes, álcoois ou solventes podem deteriorar-se a peça de vestuário. Não usar lixívia ou seco e limpo. Para colocar a roupa seca e não expostos directamente a uma fonte de calor. Para as capas de órteses, lavar superfícies interiores e exteriores com um pano umedecido com álcool.

Certificados de Qualidade

Todos os materiais utilizados foram testados, em conformidade com as normas europeias aplicáveis, são de alta qualidade e segurança oferta máxima e conforto durante o uso. Öko-Tex Standard 100: têxtil rótulo ecológico atribuído após a conclusão de um catálogo de critérios de análise para garantir a ausência de substâncias nocivas à saúde. Certificar a ausência de substâncias nocivas em todos os materiais de que é feito de uma peça de vestuário.

Garantia

Ortopédica Especialidades Médicas S.L. garante a todos os seus produtos, desde que eles não tenham sido adulterados ou alterados e sempre no âmbito e termos de leis. Produtos cujas características foram alteradas devido ao mau uso não estão incluídos dentro desta garantia.

Aviso

Para descartar o produto, use o recipiente para resíduos sólidos. Para o descarte do recipiente, dependendo do material, utilize o recipiente de papel / papelão ou o recipiente de plástico. Em qualquer caso, você deve cumprir rigorosamente os regulamentos do país. Qualquer incidente grave relacionado com o produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e / ou o doente se encontram estabelecidos.