



# Ortec<sup>by EMO</sup>

ortesis de miembro inferior

Orteris de rodilla  
knee orthoses

 **ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.**  
Pol. Ind. La Pascualeta - Camino de La Pascualeta, 40  
46200 Paiporta (Valencia) España  
[www.emo.es](http://www.emo.es) +34 963 132 051

**CE**  
MADE IN SPAIN

V.1 05/2021



Prezado cliente , agradecemos a confiança depositada em um produto EMO . Escolher um par de linha Ortec você comprou um produto de qualidade e alto nível médico. Leia atentamente estas instruções. Em caso de dúvida contacte o seu médico ou ao revendedor.

#### Regulamentos

O dispositivo médico está em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre dispositivos médicos e os respectivos regulamentos nacionais. Dispositivo médico de classe I, não estéril, sem função de medição.

#### Descrição e características

Ortec RD600 joelho imobilizador de polietileno: feito órteses ajuste bivalve polietileno moldado para um ajuste fácil e imobilização do joelho.

Posicione a articulação do joelho em ligeira flexão de 10 °.

Joelheira imobilizadora Ortec RD400 controlada é um veludo sob medida para o seu exterior rosto e toalha de algodão, por seu lado interior. Ele tem três baleias em forma duralumínio que permitem estabilizar a articulação do joelho, inibindo a dor durante os períodos de descanso programados. O ajustamento da órtese é realizada por velcro. A órtese libera a bola. O material de que é feita a órteses permite uma fácil adaptação. O seu sistema de três peças, combinado com velcro permitem uma adaptação perfeita para o perímetro do pé, evitando os diferentes tamanhos para o mesmo comprimento. Ortec RD450 ângulo de controlo do imobilizador do joelho: é um veludo Adaptados joelho para seu exterior rosto e toalha de algodão, por seu lado interior.

Ele tem três baleias em forma duralumínio que permitem estabilizar a articulação do joelho, inibindo a dor durante os períodos de descanso programados. O ajustamento da órtese é realizada por velcro . A órtese libera a bola. O material de que é feita a órteses permite

uma fácil adaptação. Posicione a articulação do joelho em ligeira flexão de 20 °.

#### Instruções

Lesões articulação do joelho, entorses ligamentares, fraturas, pré -operatório e pós -operatório.

#### Instruções de utilização e instalação

O produto deve ser adaptado por Ortopédicos Associates ou pelo médico individualmente para cada paciente. A escolha certa de tamanho é essencial para alcançar a máxima eficácia do tratamento e prolongar a vida útil da peça. A cinta de joelho, pelo projeto, são fáceis de instalar.

O paciente pode ser removido e colocar a chave que dificilmente mobilizar o membro, facilitando exercícios de reabilitação e de higiene pessoal.

Adaptar barras de alumínio com a morfologia do paciente. Coloque a cinta na área para a altura certa para o uso. Ajuda de Velcro tiras para fechar e ajustar a peça de vestuário. Para o RD400 deve primeiro remover os painéis laterais. Após a colocação da perna do paciente, no painel central, na altura correcta (alinhar a patela ao nível do orifício patelar da peça de vestuário. Subsequentemente fixar os painéis laterais de acordo com a medida do perímetro do paciente. Finalmente fechar e ajustar correias através velcro.

#### Precauções

Siga as instruções do fabricante para a colocação adequada da órtese. Siga as instruções ou recomendações do prescritor ou pessoal de saúde. Para uma adaptação personalizada, consulte um especialista. Se a dor persistir, é aconselhável entrar em contato com um profissional de saúde. Se uma reação alérgica deve ocorrer remover o produto e consultar com o médico prescritor. Não exponha a roupa para uma chama ou fonte de calor a temperaturas muito elevadas. Armazenar

à temperatura ambiente, de preferência, na embalagem original. Garantia no âmbito das leis.

#### Limpeza e manutenção

Lavar as mãos com água morna (30 °) e sabão neutro. Durante a lavagem, se a peça tem velcro, eles devem ficar juntos ou mantê-los fechados. Seque em temperatura ambiente.

Sem tenda ou ferro a roupa. O contacto com as pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

#### Certificados de Qualidade

Todos os materiais utilizados foram testados, em conformidade com as normas europeias aplicáveis, são de alta qualidade e oferecer o máximo de segurança e conforto durante o uso. Öko -Tex Standard 100: têxtil rótulo ecológico concedido após a conclusão de um catálogo de critérios de análise que garante a ausência de substâncias nocivas à saúde. Certifica a ausência de substâncias nocivas em todos os materiais com que uma peça de roupa é feita.

#### Aviso

Para descartar o produto, use o recipiente para resíduos sólidos. Para o descarte do recipiente, dependendo do material, utilize o recipiente de papel / papelão ou o recipiente de plástico. Em qualquer caso, você deve cumprir rigorosamente os regulamentos do país. Qualquer incidente grave relacionado com o produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e / ou o doente se encontram estabelecidos.