



EMO

especialistas
en ortopedia

EMO kids

ORTESIS INFANTILES · PEDIATRIC ORTHOSIS

- KMQ401** Inmovilizadora de muñeca
- KSP401** Soporte de antebrazo
- KSH401** Inmovilizador de hombro
- KCL401** Inmovilizador de clavícula
- KRD401** Inmovilizador de rodilla
- KRD461** Rodillera estabilizadora envolvente
- KTB461** Tobillera estabilizadora
- KPC401** Protector craneal
- KCC401** Collarín cervical

 **EMO ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.**
Camino de La Pascualeta, 40
46200 Païporta (Valencia) Spain
www.emo.es +34 963 132 051


V.1 11/2021

CE
MADE IN SPAIN

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2008AH4893 AETEX
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

EMO kids


KMQ401



KSP401



KSH401



KCL401



Pezado cliente, agradecemos a confiança depositada em um produto EMO. Ao escolher esta órtese, você adquiriu um produto de qualidade e um alto nível de saúde médica. Leia estas instruções cuidadosamente. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com seu médico ou seu estabelecimento especializado.

Normativo

O dispositivo médico está em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre dispositivos médicos e os respectivos regulamentos nacionais. Dispositivo médico de classe I, não estéril, sem função de medição.

Descrição e características

Imobilizador de pulso NMQ401: Fecho de velcro. Incorpora uma tala de alumínio maleável amovível e formada. KSP401 Suporte de bolsa: tecido extremamente respirável. Com alça para facilitar o resto do polegar e a posição do pulso. Protetor de ombro. KSH401 Imobilizador de ombro: Suporte do imobilizador da articulação gleno-umeral. Distribui o peso do braço tratado, evitando sobrecarga da área cervical. Cometas cruzadas nas costas para melhorar o suporte. KCL401 Imobilizador de clavícula: tiras inelásticas em "oto" de quartzo. Regulação da tração por quatro pontos de ajuste independentes. Almofadas grandes que se adaptam facilmente e evitam fricção e sobrepressão. KRD401 Imobilizador de joelho: feito de material confortável e respirável. Incorpora três baleias conformáveis laterais e traseiras. Eles podem ser adaptados para atingir o grau de flexão desejado. Solte a rótula. Adaptação perfeita a todos os perímetros da perna, graças aos seus dois painéis laterais móveis. Fecho de velcro. KRD461 Joelheira envolvente: fabricada com material respirável e elástico. Calça para a rótula, evitando pressão e facilitando a flexão-extensão. Hastes espirais laterais Alças elásticas que regulam a compressão na coxa e pantufilha. Área poplitea aberta. Fácil colocação, controle e revisão da área. KTB461 Suporte para tornozelo estabilizador: tecido elástico e respirável. Abra na pantufilha para facilitar a colocação. Incorpora uma tira elástica que permite a realização de um curativo estabilizador. NPC401 Protetor craniano: Feito com material acolchoado e respirável. Protetor de queixo acolchoado. KCC401 Colar cervical: estofamento macio. Projetado para se adaptar facilmente à morfologia do paciente. Ajuste e colocação por velcro.

Efeitos

NMQ401 Imobilizador de punho: Fixação. Estabilização da articulação do punho. Imobilização controlada KSP401 Suporte do sacro: suporte o peso do braço. Distribua o peso do braço sobre toda a órtese, incluindo o cotovelo. KSH401 Imobilizador de ombro: imobiliza a articulação do ombro em rotação interna. Controla a flexão-extensão, rotação, abdução e adução do ombro. Mantém o cotovelo em flexão de 90° e em pré-supinação intermediária. Imobilizador de clavícula KCL401. Facilita a formação do calo de fratura que se aproxima dos segmentos por retropropulsão dos ombros. Exerce uma grande tração na articulação acômio-clavicular e coraco-clavicular. KRD401 Imobilizador de joelho: Imobilização e proteção da articulação do joelho. KRD461 Joelheira envolvente: Estabilização. Estimulação e melhoria da propriocepção. KTB461 Suporte estabilizador de tornozelo: fixação ajustável da articulação por cinta elástica. Compressão. Melhoria da propriocepção. Calor terapêutico NPC401 Protetor craniano: Proteção craniana. KCC401 Colar cervical: lembrete para restringir os movimentos da cabeça e pescoço. Suporte e suporte. Reduz a pressão nos discos intervertebrais. Alívio da tensão muscular.

Indicações

Imobilizador de punho NMQ401: Trauma para articular do punho sem fratura. Entorse de pulso recente. Sequela dolorosa ou inflamatória. KSP401 Suporte da bolsa: lesões no ombro e no braço. Subluxação Lesões nos tecidos moles (queimaduras, infecções). Sequelas inflamatórias ou dolorosas Pós-operatório KSH401 Imobilizador de ombro: Fraturas do úmero subcapital. Fratura de clavícula Subluxação da articulação glenoumbral. Luxação acômio-clavicular. Tratamento de trauma no ombro e braço. Pós-cirurgia KCL401 Imobilizador de clavícula: Fratura de clavícula. Pós-operatório KRD401 Imobilizador de joelho: Trauma. Tratamento conservador de fraturas de rótula. Entorse de ligamentos. Imobilização pré-cirúrgica e pós-cirúrgica. KRD461 Cinta de joelho envolvente: entorse de joelho. Tendinite Entorse KTB461 Suporte estabilizador de tornozelo: entorse, tendinite, prevenção de recaídas de entorse NPC401 Protetor craniano: paralisia cerebral. Pacientes epilépticos KCC401 Colar cervical: Trauma. Cervicobrachialgia. Proteção pós-operatória

Instruções de uso e colocação

NMQ401: Adapte a alça à morfologia do paciente. Coloque a órtese sobre a área na altura correta para uso. Use tiras de velcro para fechar e ajustar. KSP401: Insira o antebraço completamente no suporte. O cotovelo deve atingir o ápice da bolsa e a articulação do punho deve estar dentro do suporte. Passe a correia por trás do pescoço e ajuste. O cinto também pode ser passado entre o braço e o tronco e depois sobre o ombro contra-lateral. Então ajuste. KSH401: Insira o braço no suporte. Passe as tiras sobre os ombros, cruze-as nas costas e fixe-as na área frontal do suporte. A banda adicional é então ajustada fixando-a na área que abraça o antebraço, passando-o pelo tronco e fixando sua outra extremidade na área da órtese que abraça o antebraço. KCL401: Coloque os dois suportes acolchoados axilares nas axilas. Passe uma cinta do final da almofada axilar sobre o ombro até a parte traseira da almofada dorsal e prenda com velcro. Passe a outra correia da extremidade da almofada axilar abaixo da axila para o pino da almofada dorsal e prenda com velcro. Repita o processo no outro braço. Tração de cada um dos quatro ajustes

simetricamente até os ombros serem retraídos. A órtese deve estar completamente centralizada entre as escápulas do paciente e deve ser puxada com a mesma força em ambos os ombros. KRD401: Adapte as barras de alumínio à morfologia do paciente. Retire os painéis laterais. Em seguida, coloque a perna do paciente no painel central na altura correta (alinhe a rótula no nível do orifício patelar da roupa. Posteriormente, fixe os painéis laterais de acordo com a medição do perímetro do paciente. Finalmente feche e ajuste usando as tiras de Velcro KRD461: O orifício patelar deve estar bem centralizado na rótula. Abraça a perna com as faixas de ajuste e fixe-as usando velcro. KTB461: Coloque o tornozelo com o tornozelo em uma posição neutra de 90° e fixe o velcro. pronador para bandagem em "oto" ou estabilizador. NPC401: Insira a cabeça no capacete e verifique se a cabeça está bem orientada. Ajuste a correia do queixo para que o capacete seja colocado de forma segura e estável. KCC401: coloque ao redor do pescoço Verificando se o entalhe do queixo está bem centralizado.

Precauções

Siga as instruções do fabricante para a colocação adequada da órtese. Siga as instruções ou recomendações do prescritor ou pessoal de saúde. Para uma adaptação personalizada, consulte um especialista. Se a dor persistir, é aconselhável entrar em contato com um profissional de saúde. O material utilizado é hipoalergênico mas se qualquer reação alérgica ou irritação ocorrer remover o produto e consulte o médico que prescreve. Posicionadas de tal modo que a compressão não é excessiva. Em caso de dúvida na escolha do opt tamanho para o tamanho maior. Utilizar apenas durante os períodos de actividade. Retirar durante o sono. A escolha correcta do tamanho apropriado para cada paciente é essencial para se obter o mais alto grau de eficácia terapêutica e prolongar a vida da órtese. O ajuste da órtese deve ser individual. O uso deste órtese é condicionado aos sinais de prescritor por isso deve ser utilizado para os fins indicados por ele. Não exponha a roupa para uma chama ou fonte de calor em temperaturas muito altas.

Lavagem e manutenção

Lavar à mão com água morna (no máximo 30°) e sabão neutro. Durante a lavagem, se a peça tiver velcro, ela deverá ser colada ou mantida fechada. Secar à temperatura ambiente. Não guarde ou passe a roupa a ferro. O contato com pomadas, cremes, óleos e solventes pode danificar a roupa. Não use alvejante ou limpeza a seco. Para secar, espalhe a roupa e não a exponha diretamente a uma fonte de calor direta. Armazene a órtese em temperatura ambiente, de preferência no recipiente original.



Certificados de qualidade

Todos os materiais utilizados foram testados, cumprem os regulamentos europeus aplicáveis, são de alta qualidade e oferecem o máximo de segurança e conforto durante o uso. Certificado Öko-Tex Standard 100: etiqueta têxtil ecológica concedida após a criação de um catálogo de critérios de análise que garante a ausência de substâncias nocivas à saúde. Certifica a ausência de substâncias nocivas em todos os materiais com os quais uma peça de vestuário é feita.

Garantia


Especialidades Médico Ortopédicas S.L. garante todos os seus produtos, desde que não tenham sido adulterados ou alterados e sempre dentro da estrutura e prazos das disposições legais. Os produtos cujas características foram alteradas devido a uso indevido não estão incluídos nesta garantia.

Aviso


Para descartar o produto, use o recipiente para resíduos sólidos. Para o descarte do recipiente, dependendo do material, utilize o recipiente de papel / papelão ou o recipiente de plástico. Em qualquer caso, você deve cumprir rigorosamente os regulamentos do país. Qualquer incidente grave relacionado com o produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e / ou o doente se encontram estabelecidos.

EMO kids


KRD401



KRD461



KTB461



KCC401

