

## Cadeira Evasion II

(Cadeira de cuidado postural com reclinaco manual)



A cadeira EVASION II é uma cadeira de rodas para pessoas dependentes.

Uso interior/externo. O apoio para as pernas est sincronizado durante a reclinaco da cadeira.

Como todos os produtos INNOV'SA, o encosto, o assento, o apoio para a cabea e o apoio para os braos esto equipados com um estofamento de conforto macio, removvel, fcil de substituir e lavvel 30° para reduzir os pontos de presso.

O EVASION II é um produto exclusivo no mercado, Dispositivo Mdico certificado pela CERAH.

### options

Cunha de cabea feita sob medida



Espuma visco



### Caractersticas:

- **tima higiene** : conjuntos de colchas **substituveis, removveis e lavveis** numa mquina a 30°.
- **Substituio fcil** dos estofos em caso de desgaste.
- **Componente do enchimento** : Revestimento de fibra oca siliconizada para alvio de presso
- **Sistema de travagem** de tambor
- **Placa de p duplo**
- **Cores** : 3 revestimentos diferentes
  - PVC/Poliuretano** : Cacau, bano, Framboesa –
  - Veludo repelente de gua** : Choco Edition, Edio Negra –
  - Tecido mottled** : Cinza ou Castanho.

- Revestimento Pvc/Poliuretano em conformidade com o **Anti Fire M2**.
- **5 larguras de assento** : 38 cm, 44 cm, 50 cm, 56 cm e 65 cm.
- **Altura do solo/ assento** : 48 cm
- **Dimensão geral** : 67 cm (T1, T4, T7), 73 cm (T10), 79 cm (T13)
- **4 Opções disponíveis** :  
 Puxe para baixo a bandeja - Suporte lateral ajustável (direita/esquerda) – Cunha de cabeça feita por Custom – Espuma Visco
- **Utilizador de peso máximo** : 130 quilos
- Entregue "não montado" por unidade
- **Fabricação francesa.**
- **Peso da cadeira** : quase 38 kg
- **Garantia** : 2 anos

## Ajuda a limpar:

A colcha é removível e pode ser lavada a 30 °C. Sugerimos que coloque a colcha num saco de lavagem para proteger a sua aparência original. O tempo de vida esperado da cadeira de rodas depende da utilização, do armazenamento, da manutenção e limpeza regulares.

Para manter a sua cadeira de rodas INNOV'SA em bom estado, deve realizar um serviço de manutenção regular da seguinte forma:

- Controle e limpe as rodas. Substitua as rodas quando necessário.
- Controlo da fixação dos parafusos, das pegas e dos botões de regulação.
- Controla os travões.
- Verifique a cadeira (limpeza, fissuras, danos nas peças estruturais, etc.) e limpe-a. Volte a colocar o revestimento quando necessário.

## Especificações técnicas

Largura da base do assento	Profundidade da base do assento	Largura total	Altura do assento	Altura total	Peso da cadeira	Utilizador de peso Maxi
						
380 mm 440 mm 500 mm 560 mm 650 mm	480 mm	670 mm 670 mm 670 mm 730 mm 790 mm	480 mm	1320 mm	38 kg	130 kg
Tolerâncias dimensionais e de peso ± 15mm / 1,5 kg						

---

## Instruções de funcionamento e manutenção

---

### CADEIRAS DE CUIDADOS POSTURAIS

STARLEV' II - LIBERTY II - LIBERTY e II - EVASION II - EVASION e II



# SÍNTESE

## **1. APRESENTAÇÃO GERAL ----- P 3 a 4**

- A) Ajuda e acessibilidade ----- P 4
- B) Instruções gerais de segurança ----- P 4

## **2. USO DA CADEIRA ----- P 5 a 6**

- A) Ambiente operacional ----- P 5
- B) Dentro e fora da cadeira ----- P 6
- C) Transportar a cadeira ----- P 6
- D) Conduzir a cadeira de rodas pelo acompanhante ----- P 6
- E) Avançando em uma encosta ----- P 6
- F) Tempo de vida ----- P 6

## **3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO ----- P 7 a 11**

- A) O cinto de cintura P 7
- B) A barra de empurrar ----- P 7
- C) O assento ----- P 7
- D) O edredão ----- P 8
- E) Rodas dianteiras e traseiras ----- P 9
- F) Descansos para as pernas ----- P 9
- G) Apoio para os pés ----- P 10
- H) Tabuletas ----- P 11
- I) Cunhas do tronco ----- P 11
- J) Peso do utilizador ----- P 11
- K) Localização da placa de número de série ----- P 11

## **4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ----- P 11 a 12**

## **5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA ----- P 13**

- A) Manutenção ----- P 13
- B) Limpeza ----- P 13
- C) Reciclagem ----- P 13

## **6. GARANTIA ----- P 13 a 14**

## **1. APRESENTAÇÃO GERAL**

Obrigado por adquirir a sua PRESIDÊNCIA DE CUIDADO POSTURAL.

Os nossos produtos são concebidos e fabricados em França em conformidade com as normas de qualidade e segurança. Por razões de segurança, por favor leia atentamente estas instruções antes de utilizar esta cadeira. Por favor guarde-a para referência futura.

Este manual tem em conta os últimos desenvolvimentos de produtos. No entanto, a INNOV'SA reserva-se o direito de fazer alterações sem ser obrigada a adaptar ou substituir antecipadamente os modelos fornecidos.

A CADEIRA DE CUIDADO POSTURAL foi concebida para pessoas que têm dificuldade em andar ou que estão desorientadas.

É destinado ao transporte de uma pessoa.

Esta cadeira destina-se ao uso interior/exterior sob certas condições.

Deve ser empurrado por um acompanhante.

O uso da cadeira de rodas requer a presença e vigilância de terceiros. Se a cadeira de rodas for utilizada por uma pessoa agitada ou desorientada, a supervisão torna-se imperativa.

Estas cadeiras só devem ser usadas em superfícies onde as quatro rodas tocam no chão e onde há contacto suficiente para conduzir as rodas de uma forma equilibrada.

Use esta cadeira apenas em superfícies planas com um piso estável. Não use em cascalho, lama, pedras de calçada redonda, relva ou qualquer outro chão instável ou irregular.

Esta cadeira não deve ser usada como uma escada ou para transportar objectos pesados ou quentes.

Se usado em tapetes, tapetes ou revestimentos de chão soltos, o revestimento do chão pode ser danificado.

Use apenas acessórios INNOV'SA.

O fabricante não é responsável por danos causados por falta ou manutenção inadequada, ou por não seguir as instruções deste manual.

O cumprimento das instruções de operação e manutenção é uma condição essencial da garantia.

Para mais informações, por favor contacte o seu concessionário.

## A) AJUDA E ACESSIBILIDADE



Para as pessoas cuja deficiência as impediria de ler este manual, é possível:

- para ir ao nosso website [www.innov.sa.com](http://www.innov.sa.com) para encontrar estas instruções e para ajustar o tamanho da fonte.
- contacte o seu distribuidor para uma apresentação oral das instruções.

## B) INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

As instruções de segurança e funcionamento da cadeira de rodas requerem a atenção do utilizador e do técnico de saúde. Este manual de instruções descreve os procedimentos e técnicas que são essenciais para o uso adequado do produto. É importante testar estas técnicas até que se sinta confortável com o uso do produto e com as suas operações de manutenção mais frequentes. Use este manual como um guia básico, uma vez que as técnicas aqui apresentadas têm sido testadas com sucesso por muitas pessoas. INNOV'SA encoraja cada utilizador e ajudante a experimentar o que funciona melhor para eles a fim de se adaptarem ao seu ambiente. No entanto, é imperativo que todas as indicações deste manual sejam respeitadas. As técnicas deste manual são um ponto de partida para o utilizador e para terceiros, tendo a segurança como o ponto mais importante. Quando usado por uma pessoa agitada ou desorientada, a supervisão torna-se imperativa.

A INNOV'SA não recomenda o uso da cadeira como dispositivo de treino. Este equipamento não foi concebido e testado para este fim. A INNOV'SA não pode ser considerada responsável em caso de ferimentos e a garantia será considerada nula. Durante a utilização, excepto durante as operações de travessia, as 4 rodas devem estar em contacto com o solo.

Estas instruções são destinadas ao utilizador e ao distribuidor.



**Nunca deixe o utilizador desacompanhado**

### Símbolos neste manual



#### **Advertência**

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.



#### **Importante**

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos menores ou danos materiais.



Não adequado para ser usado como assento num veículo motorizado.

## 2. USANDO A CADEIRA



O utilizador deve sempre mover a cadeira, usando a barra de empurrar, numa posição ligeiramente inclinada de modo a que o apoio para os pés não esteja em contacto com o chão.



Estas cadeiras não são concebidas para serem usadas como assentos em veículos motorizados.

A forma ergonómica da cadeira e as suas várias adições permitem a sua utilização por pessoas com as seguintes deficiências:

- Paralisia
- Fraquezas/danos comuns
- Lesões nas articulações
- Doenças tais como insuficiência cardíaca e circulatória, distúrbios de equilíbrio ou caquexia, e sinais clínicos geriátricos

A cadeira de empurrar não deve ser usada nos seguintes casos:

- Peso acima de 130 kg
- Ambiente de vida impróprio

Apenas os acessórios INNOV'SA podem ser usados nestas cadeiras.

A cadeira destina-se a pessoas que perderam a sua força muscular, por isso deve ser tomado um cuidado especial ao usá-la.

É imperativo escolher o modelo que melhor se adapta ao tamanho do paciente.

Durante a colocação em funcionamento, verifique se os actuadores e o travão estão a funcionar correctamente e se o arnês está bloqueado.

Ao instalar ou remover o paciente do assento, o travão deve ser aplicado, o apoio das pernas deve estar na posição vertical e a placa de pés ajustada ao chão para evitar que se incline para a frente.

Com o paciente no assento, a cadeira deve ser inclinada para trás para evitar o deslizamento.

Após a instalação, a cadeira de rodas deve ser estacionada com o travão activado numa superfície perfeitamente horizontal e o travão deve ser reaplicado após cada movimento.

### A) AMBIENTE OPERACIONAL

A sua cadeira de rodas só deve ser usada em superfícies onde as quatro rodas toquem no chão e onde haja contacto suficiente para conduzir as rodas de uma forma equilibrada.

É recomendado treinar para uso em superfícies irregulares (pedras de pavimentação, etc.), declives, curvas e para passar obstáculos (passeios, etc.).

A cadeira não é usada como dispositivo de escalada ou para transportar objectos quentes ou pesados.

Se usado em tapetes soltos, tapetes ou revestimentos de chão, o revestimento do chão pode ser danificado.

O fabricante não é responsável por danos causados por falta ou manutenção inadequada, ou por não seguir as instruções deste manual.

O cumprimento das instruções de operação e manutenção é uma condição essencial da garantia.

## B) DENTRO E FORA DA CADEIRA



**Se não conseguir fazer a transferência em segurança, peça a alguém que o ajude.**

1. Coloque a cadeira o mais próximo possível da cadeira, sofá ou cama a ser transferida.
2. Certifique-se de que os travões da cadeira de rodas estão engatados.
3. Solte a alavanca do apoio dos pés de modo a que a placa de rodapé toque no chão.
4. Transferência de/para a cadeira.

## C) TRANSPORTAR A CADEIRA

A melhor maneira de mover a cadeira é rodá-la sobre as suas rodas. Se isto não for possível, agarre firmemente o quadro à frente e atrás. Não agarre a cadeira pelos apoios de braços ou apoios para os pés. Pelo menos duas pessoas são necessárias para transportar a cadeira.

Ao transportar a cadeira de rodas, algumas orientações devem ser observadas:



**O transporte do doente sentado na cadeira é absolutamente proibido. Coloque o banco na posição horizontal, accionando a alavanca de desbloqueio apropriada e remova o apoio para os pés.**

**A cadeira pode agora ser transportada por pelo menos duas pessoas.**

**Nunca levante a cadeira junto às rodas e use a estrutura.**

**A cadeira de rodas deve ser sempre transportada em escadas/passos por duas pessoas. A cadeira de rodas não deve ser inclinada durante o transporte.**

**Nenhuma pessoa ou objecto deve estar por baixo da cadeira de rodas durante o transporte. Caso contrário, podem ocorrer ferimentos ou danos.**

## D) CONDUZIR A CADEIRA DE RODAS PELO ACOMPANHANTE

- ! • Risco de queimaduras, tenha cuidado ao mover-se em ambientes quentes ou frios (luz solar, frio extremo, saunas, etc.)
- Ao longo de um período de tempo e quando tocadas, as superfícies podem assumir a temperatura do ambiente.
- O atendente deve empurrar a cadeira com a barra de empurrar.

## E) MOVENDO-SE NUMA ENCOSTA

O cuidador deve controlar a sua velocidade, e mover-se para cima e para baixo o mais lentamente possível



- Considere as capacidades do cuidador - se não forem suficientemente fortes para controlar a cadeira, use os travões.
- Se a cadeira de rodas estiver equipada com um cinto de segurança, use-o.
- Não tente escalar declives demasiado difíceis.

## F) VIDA

A vida útil esperada deste produto é de cinco anos quando usado diariamente e de acordo com as instruções de segurança, intervalos de manutenção e utilização correcta,

tal como descrito neste manual. O tempo de vida real pode variar dependendo da frequência e intensidade de utilização.

### 3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

#### A) A CELULO DE ESPERANÇA

A cadeira está equipada com um cinto de cintura, cada cinto é ajustável e removível. O uso deste cinto permite um melhor posicionamento em caso de fraqueza muscular que conduza a um defeito de postura, e também proporciona uma segurança adicional contra quedas.

Colocação do cinto subabdominal na cadeira:

- Coloque e prenda o cinto de segurança para que o paciente esteja sentado na parte de trás do assento com a zona lombar contra a parte de trás da cadeira.

Ajuste o aperto para evitar que o utilizador caia por baixo e se magoe a si próprio.

**O cinto abdominal deve ser apertado. O ajuste e a vigilância por terceiros é imperativo.**



#### B) A BARRA DE FUGA

Localizada atrás do encosto, a barra de empurrar permite que um terceiro impulsione e guie a cadeira (foto 1). A barra de empurrar tem 2 pegas, uma que lhe permite inclinar a cadeira (foto 1 A) e a segunda que lhe permite activar os travões da cadeira (foto 1 B)



Foto 1

#### C) O LUGAR

Para os modelos LIBERTY II e **EVASION II**

- Assento reclinável do elevador de gás

##### Ajuste da inclinação

Para reclinarmos a sua cadeira, por favor, accione a pega na barra de pressão nas costas do assento (foto 1-A).

!

**Esta operação deve ser realizada exclusivamente pela pessoa que a acompanha.**

## Para o modelo LIBERTY e II

### Ajuste da inclinação

Para reclinar a sua cadeira, por favor use o controlo remoto (imagem 2).



Foto 2

## Para EVASION e II & STARLEV II

### Ajuste da inclinação

Para reclinar a sua cadeira, por favor use o controlo remoto (imagem 3).




Foto 3

- Os dois primeiros botões permitem-lhe beneficiar da função AUTONOMIA eléctrica (avançar/retroceder), permitindo-lhe gerir a sua própria inclinação.  
Botão BRANCO: Frente  
Botão VERDE: Atrás
- O botão AZUL activa o sistema RELAXATION, que está programado para modificar automaticamente a inclinação da sua cadeira, aliviando assim a tensão e o risco de compressão prolongada (oscilações suaves - programa de 35 minutos)
- O botão AMARELO activa a função de MASSAGEM da almofada lombar (ciclo de 5 minutos)
- Os dois primeiros botões permitem-lhe beneficiar da função AUTONOMIA eléctrica (avançar/retroceder), permitindo-lhe gerir a sua própria inclinação.  
Botão BRANCO: Frente  
Botão VERDE: Atrás


## D) O DUVET

O edredão da sua cadeira é removível e pode ser lavado à máquina a 30°.

Ao lavar, recomendamos que coloque o seu edredão numa rede para evitar que ele escorregue.

para manter a sua aparência original.

Para descobrir os tutoriais de montagem, por favor faça um scan a este QR CODE.



**Digitalize-**

## E) RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS

Para os modelos LIBERTY II, LIBERTY e II & STARLEV II

4 rodízios de 125 mm de diâmetro (imagem4 ).

- Verifique sempre se não há detritos nas rodas antes de usar
- Verifique se as rodas não estão gastas antes da sua utilização. Substitua quando apropriado.

! **Ao atravessar, a altura de um obstáculo NÃO DEVE SER maior do que o raio da roda. Se o obstáculo exceder esta altura, a cadeira deve ser levantada.**




Foto 4

### Travão (foto 4)

- Accione o travão pressionando para baixo com o pé (C)
- Para libertar o travão, levante com o pé (C)

! **Estes travões não devem ser usados para abrandar a cadeira de rodas. Verifique se o travão não toca nas rodas quando em movimento.**

Para os modelos **EVASION II** e **EVASION e II**

- Jantes dianteiras com pneus de 200 mm.
- Jantes traseiras com pneus de 300 mm.

! **Verifique sempre se não há detritos nas rodas antes de usar. Verifique se as rodas não estão gastas antes da sua utilização. Substitua-as quando apropriado.**

**Ao atravessar um obstáculo, a altura do obstáculo NÃO DEVE ser maior do que o raio da roda. Se o obstáculo exceder esta altura, a cadeira de rodas deve ser levantada.**

### Travão (foto 5)

- Active o travão puxando a pega (D) para cima e depois pressione no gatilho vermelho para bloquear o travão (E)
- Para libertar o travão, prima o gatilho vermelho (E)




Foto 5

! **Estes travões não devem ser usados para abrandar a cadeira de rodas.**

## F) RESULTADOS LEGAIS

O ângulo do apoio das pernas é ajustável.

## Para os modelos LIBERTY II

### Ajuste do apoio das pernas

- O ângulo do apoio das pernas pode ser ajustado em relação à inclinação do assento usando a pega de inclinação na barra de empurrar.
- O ajuste do legado deve ser feito pelo prestador de cuidados.

## Para os modelos LIBERTY € II & STARLEV II

### Ajuste do apoio das pernas

O ângulo do legrest pode ser ajustado em conexão com a inclinação do assento e é feito com o controle remoto. Deve ser feito pelo técnico de saúde.

### Para os modelos EVASION € II e EVASION II (foto 6b bis e 6a bis)



Foto 6b bis




Foto 6a bis

### Ajuste do apoio para os pés

- Insira o seu apoio para os pés no entalhe fornecido (foto 6a bis)
- Desaperte o botão (D) para remover ou ajustar a altura do apoio para os pés (fotos 6a bis)
- 2 posições possíveis (foto 6b bis) ou (foto 6a bis)

## G) LIBERTY II & STARLEV' II FOOTREST (foto 6)

O apoio para os pés é removível e ajustável em altura.

### Ajuste do apoio para os pés

- Desaperte o botão (F) para libertar o ajuste de altura do descanso para os pés.




Foto 6

(F)

- **Verifique sempre se nada está debaixo do apoio para os pés antes de voltar a colocar a cadeira na posição vertical para evitar esmagamento.**
- **NÃO se apoie ou apoie-se nas paletes a menos que elas estejam em contacto com o chão.**
- **Verifique sempre se a placa de rodapé está em contacto com o chão antes de entrar ou sair da cadeira de rodas.**
- **O apoio para os pés é uma característica de segurança e não deve ser removido.**

!

## H) TABLETS

### Para EVASÃO II, EVASÃO e II

#### Prateleira de armazenamento vertical (foto 7)

- Insira a prateleira no tubo da prateleira no chassis.
- Aperte o botão



Foto 7

### Para LIBERTY II, LIBERTY e II e STARLEV II

#### Tabela lateral (foto 8)

- Insira o suporte de prateleira nas aberturas fornecidas na coluna para este fim.




Foto 8

#### I) TRUNK WEDGES (foto 9)

- Fixe a barra lateral à barra de empurrar.
- Insira a(s) cunha(s) de toro(s) no tubo fornecido.
- Aperte o(s) botão(s)




Foto 9

#### J) PESO DO UTILIZADOR

O peso máximo do utilizador indicado pelo fabricante é de **130kg**

#### K) LOCALIZAÇÃO DA PLACA DE NÚMERO DE SÉRIE

Uma placa de identificação é colada na parte de trás da sua cadeira (foto10)





Foto 10

## 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Tipo	CADEIRA DE CUIDADOS POSTURAL	CE
Peso máximo do utilizador	130 kg	
Largura dos assentos	380 mm, 440 mm, 500 mm, 560 mm, 650 mm	
Profundidade do assento	480 mm	
Altura do encosto	870 mm	
Larguras totais	640 mm (T4), 700 mm (T7), 760 mm (T10), 820 mm (T13), 880 mm (T16)	
Rodas dianteiras/traseira nos modelos <b>EVASION II</b> e <b>EVASION e II</b>	2 x 200 mm rodas de borracha sólida à frente 2 x 300 mm rodas de borracha sólida na parte de trás	
Rodas dianteiras/traseira nos modelos <b>LIBERTY II</b> , <b>LIBERTY e II</b> , <b>STARLEV'II</b>	4 rodízios com travões, diâmetro 125 mm	
Travões	Interruptor de pé manual	
Descansos para as pernas	Ajustável em ângulo	
Apoio para os pés	Ajustável e amovível	
Revestimentos	Em conformidade com os padrões de incêndio 1021-1 e 1021-2:	

	<b>PVC/PU:</b> Cacau, Framboesa, Teste de Ébano relatórios não. 367160734 & no. 367160735 <b>Poliéster (veludo):</b> Relatórios de teste ED preto & Choco ED nº18.0433.01 & nº18.02686.01 <b>Tecidos</b> Heather Brown & Heather Grey Relatório de teste nº 18.03363.01 <b>PVC:</b> Relatórios de teste nº. FE 18-0195-0931-V1 & no. FE 18-0195-0932-V1			
<b>Revestimentos de edredões</b>	Fibra oca siliconizada			
<b>Chassis</b>	Aço			
<b>Cor da moldura</b>	Preto (Epoxy)			
<b>Peso da cadeira</b>	Entre 33 e 50 kg, dependendo do modelo			
<b>Comprimento total</b>	<b>LIBERTY II, LIBERTY e II, EVASÃO II, EVASÃO e II</b>		<b>STARLEV'II</b>	
	De 1000 a 1100 mm, dependendo do tamanho		Com apoio para os pés: 1000 mm Sem apoio para os pés: 830 mm	
<b>Comprimento Inclinado</b>	De 1450 a 1570 mm, dependendo do tamanho		Com apoio para os pés: 1460 mm Sem apoio para os pés: 1380 mm	
<b>Largura</b>	De 650 a 770 mm, dependendo do tamanho		630 mm mín. a 790 mm máx. dependendo do tamanho	
<b>Altura total</b>	1250 mm		Posição sentada: 1350 mm Posição de elevação: 1480 mm	
<b>Altura do chão do apoio de braço</b>	650 mm		680 mm	
<b>Altura do assento</b>	450 mm		460 mm	
<b>Tilt</b>	30°		-16° à + 28°	
	<b>Mini</b>		<b>Maxi</b>	
<b>Valores de desempenho</b>	<b>LIBERTY II, LIBERTY e II, EVASÃO II, EVASÃO e II</b>	<b>STARLEV'II</b>	<b>LIBERTY II, LIBERTY e II, EVASÃO II, EVASÃO e II</b>	<b>STARLEV'II</b>
Comprimento total com apoio para os pés (em mm)	950	1000 lugares	1350	1460 alongado
Largura total (mm)	640	630	760	790
Comprimento da cadeira dobrada (em mm)	710		710	
Largura da cadeira dobrada (em mm)	640		760	
Altura da cadeira dobrada (em mm)	1320		1320	
Peso total da cadeira (em kg)	28	33	38	43
Peso da peça mais pesada (em kg)	12		22	
Ângulo da superfície do assento (grau)	0	-16	30	+28
Altura do assento no bordo da frente (em mm)	450		450	670
Ângulo de encosto (grau)	95		95	
Distância entre o apoio para os pés e o assento (em mm)	450		450	460
Ângulo formado pela perna e pelo plano do assento (grau)	20	15	90	
Distância entre apoios de braços e assento (em mm)	170	220	170	220

Distância entre a frente dos apoios de braço e o encosto (em mm)	400	390	400	390
Diâmetro do corrimão	Não aplicável			
Localização horizontal do eixo (em mm)	125	160	125	160
Círculo de viragem (em mm)	355	500 sentados	-	730 prorrogado
Temperatura de armazenamento e utilização	+5°C		+41 °C	
Armazenamento e humidade de uso	30%		70%	
Nós reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas. Tolerâncias ± 15mm / 1.5 kg / 1.5 °				

## 5. MANUTENÇÃO & LIMPEZA

A vida útil esperada da cadeira é influenciada pelo uso regular, armazenamento, manutenção e limpeza.

### A) MANUTENÇÃO

Para manter a sua cadeira INNOV'SA em boas condições, você deve mantê-la regularmente da seguinte forma:

- Verifique e limpe as rodas. Substitua-as, se necessário.
- Verifique a fixação dos parafusos, alavancas, botões de ajuste.
- Verifique os travões.
- Verifique se a cadeira tem fissuras, danos nas partes estruturais, etc. e limpe-a. Substitua a cobertura, se necessário.

### B) LIMPEZA

Limpe as partes plásticas da sua cadeira com um agente de limpeza concebido para este fim. Leia também as informações especiais sobre o produto. Use apenas uma esponja macia ou uma escova. As peças plásticas são, por exemplo, os travões, o apoio para os pés, etc.

### C) RECICLAGEM



A eliminação/reciclagem deve ter lugar em conformidade com a legislação e regulamentos em vigor em cada país.

Todas as peças eléctricas devem ser removidas e recicladas como componentes eléctricos.

As peças plásticas devem ser enviadas para incineração ou reciclagem.

As peças e rodízios de aço devem ser tratados como resíduos metálicos.

## 6. GARANTIA

### Condições de garantia

A garantia da cadeira cobre qualquer defeito de construção resultante de um defeito de material ou de fabrico durante um período de 2 anos, a partir do dia da entrega.

**A data de compra deve ser registada no certificado incluído neste guia.**

Com esta garantia oferecemos apenas a reparação ou troca, gratuita, de peças reconhecidas como defeituosas após acordo com a INNOV'SA. Gostaríamos de salientar que esta reparação ou troca só pode ser realizada com novas peças, novos subconjuntos ou uma troca padrão das referidas peças após a avaliação da INNOV'SA.

Não aceitamos qualquer responsabilidade por danos causados por montagem inadequada ou incorrecta e/ou reparação, negligência e desgaste, bem como modificações em componentes ou peças pelo utilizador ou por terceiros. Em tais casos, não seremos responsáveis como fabricantes.

A garantia não cobre o desgaste normal dos acessórios, rodas, tubos (de borracha), etc. Os danos resultantes do uso de força ou uso impróprio não são cobertos. Os danos causados por utilizadores com peso superior ao peso máximo permitido para cada modelo de cadeira estão excluídos da garantia. A garantia só é válida se as instruções de manutenção forem estritamente seguidas.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Nome: \_\_\_\_\_

First name: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Código Postal: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_

Data de compra: \_\_\_\_\_

**A fim de validar a sua garantia, a data de compra deve ser claramente indicada.**

Modelo: \_\_\_\_\_

Número de série: \_\_\_\_\_

Selo do Distribuidor

Estas cadeiras são dispositivos médicos fabricados em total conformidade com os requisitos aplicáveis do Regulamento **(UE) 2017/745**.

Obrigado por respeitar o ambiente. Este produto e a sua embalagem estão sujeitos a uma triagem selectiva específica. Por favor, elimine o seu produto e a sua embalagem no final da sua vida útil numa área de recolha autorizada, a fim de os reciclar. Esta reciclagem dos seus resíduos irá ajudar a proteger o ambiente.

A fim de melhorar ainda mais a qualidade dos nossos serviços, estamos sempre interessados em ouvir os seus comentários sobre a qualidade, funcionalidade ou utilização dos nossos produtos.



## NOTAS


---

---

---

---

---



# INNOV'SA

7 avenue Bernard Pieds 10110 BAR-SUR-SEINE - FRANÇA  
Tel: +33(0)3 25 29 40 00 - Fax: +33(0)3 25 29 12 12  
Web: [www.innov-sa.com](http://www.innov-sa.com) - Email: [innovsa@innovsa.com](mailto:innovsa@innovsa.com)  
Data de validade Set. 2021 - versão 3