

REF.826186

**ANDARILHO DE DUAS RODAS ALUMÍNIO
CLÁSSICO - DISPOSITIVO MÉDICO**

Manual de Instruções



FOLHETO DE INSTRUÇÕES

IMPORTANTE

Leia atentamente o manual antes de utilizar este produto e guarde-o em caso de necessidade.

Utilizador: Se não conseguir ler ou compreender quaisquer avisos, precauções ou instruções, contacte o seu profissional de saúde ou revendedor antes de utilizar este produto ou podem resultar riscos e lesões. Consulte o seu médico ou profissional de saúde antes de utilizar um andador. Ele ou ela aconselhá-lo-á e informá-lo-á sobre a técnica de marcha mais apropriada para si.

Distribuidor: Este manual deve ser entregue aos utilizadores deste produto.

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

O andador clássico de alumínio de duas rodas fornece apoio e assistência àqueles que não podem andar sem ajuda. Este andador foi concebido para uso interior e exterior e dobra para fácil armazenamento ou transporte.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



A não observância das precauções de segurança pode resultar em lesões graves.

- Não exceder o limite de peso máximo de 136 kg.
- Não utilizar o enrolador em escadas ou escadas rolantes.
- Utilizar apenas os acessórios e peças fornecidos pelo fabricante.
- Verificar regularmente todas as partes do produto (parafusos, tubos, tampas de extremidade, pegas) e todas as ligações aparafusadas quanto à estanquicidade.
- Segurar firmemente o produto quando em uso. Em caso de queda, liberte o produto para que não caia sobre ele.
- Mova-se sempre lentamente e em pequenos passos para assegurar que o seu peso seja distribuído uniformemente e que a sua posição seja estável e segura.
- Não utilizar para qualquer outro fim que não seja aquele a que este produto se destina: não levantar ou mover mobiliário, por exemplo.
- Não pendurar nada na parte da frente do produto. Isto pode desequilibrá-lo e causar a sua queda. Se não vai utilizar o produto durante um longo período de tempo, mande-o verificar pelo seu revendedor.
- Não altere este item. Se necessário, utilizar apenas peças originais para reparação. Apenas pessoal qualificado pode reparar este produto.
- Uma vez desdobrado ou montado o produto, certifique-se de que está fechado na posição ABERTA e está estável no chão antes de o utilizar.
- Cuidado com buracos, deformações no solo e protecções de árvores que podem desequilibrar e causar a sua queda.
- Tenha cuidado para não beliscar os dedos ao dobrar/desdobrar o produto.
- Certifique-se de que os botões de ajuste estão apertados ao mesmo nível e que as pegas estão bem apertadas.
- Não utilizar o enrolador para andar para trás.
- Não fazer quaisquer ajustes no enrolador enquanto este estiver a ser utilizado.
- Todas as rodas devem estar sempre em contacto com o solo.
- Certifique-se de que o assento está bem fixado antes de o utilizar.
- Não utilizar o assento para transportar objectos.
- Não se sentar no banco quando o rolo compressor estiver num declive.
- Ao sentar-se, não alcançar os objectos inclinando-se para a frente. Não se incline para trás, pois isto pode fazer com que o rolo capotue.
- Tenha cuidado ao pisar em pavimentos ou caminhar em superfícies inclinadas, irregulares ou escorregadias. Não o fazer pode resultar num risco significativo de queda ou lesão.
- Não utilizar o andador numa encosta húmida, gelada ou com neve.
- Se quaisquer peças estiverem danificadas, partidas ou desgastadas, contacte o seu revendedor.

MONTAGEM E UTILIZAÇÃO

Este produto só pode ser encomendado por pessoal qualificado. Um ajuste incorrecto pode levar a uma utilização indevida e ao risco de acidentes. Por conseguinte, é essencial que o produto seja adaptado individualmente a cada paciente por pessoal qualificado. Em caso de dúvida, por favor pergunte ao seu revendedor. O produto pode ou não estar equipado com um assento, dependendo do modelo escolhido.

ABERTURA

Puxar ambas as pernas para a parte de trás do rolo [1]. Certificar-se de que ambas as pernas estão horizontais e trancadas [2]. Verificar a estabilidade antes de utilizar o enrolador.

INSTALAÇÃO E AJUSTE DAS PEGAS ANATÓMICAS

1. Posicionar a pega para que o braço do utilizador esteja relaxado ao longo do corpo e a pega esteja à altura do pulso do utilizador. Instalar o botão de ajuste num dos orifícios de ajuste e apertar o botão rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio.
- 2.

SEGUINTE

Para dobrar o rolete, dobrar o assento [3] e depois puxar o cordão debaixo do assento para dobrar o chassi [4].



CUIDADOS E MANUTENÇÃO



Se o andarilho não for devidamente cuidado e mantido, existe o risco de lesões graves.

- Limpar regularmente o produto com água morna e um pano macio. Não utilizar abrasivos, detergentes ou solventes.
- Secar com um pano limpo, macio e seco.
- Em caso de mau funcionamento, não repare o produto você mesmo. Consultar um revendedor autorizado.

MUDANÇA DE UTILIZADOR

O produto pode ser reutilizado. Deve primeiro ser limpa e desinfetada de acordo com os regulamentos de higiene. Ao transferir o rolo, lembre-se de incluir todos os documentos técnicos necessários para o novo utilizador. O produto deve ser primeiro inspecionado por um especialista autorizado.

RECICLAGEM

Quando o produto se tiver tornado inutilizável e tiver de ser eliminado: Contacte o seu revendedor especializado. Se desejar reciclar o produto você mesmo, peça à sua empresa local de eliminação de resíduos orientações para a eliminação.

ARMAZENAMENTO



Se as condições de armazenamento não forem observadas, o produto pode ser danificado e existe o risco de lesões graves.

- Não armazenar o produto durante um período de tempo prolongado perto de uma fonte de calor ou ao sol (por exemplo, atrás de uma janela ou perto de um radiador) ou perto de uma fonte de frio.
- Manter afastado de todas as fontes de ignição e faíscas.
- Observe as condições de armazenamento e conservação do seu produto:
- Num local seco e quente
- Proteja as suas banquetas de duche, acondicionando-as longe do pó, corrosão (por exemplo, elementos abrasivos, areia, água do mar, ar salgado).

Armazenar todas as peças removidas juntas no mesmo local (ou colocá-las, se necessário) para evitar a mistura com outros produtos durante a remontagem. Todos os componentes devem ser armazenados sem qualquer carga (não colocar objectos pesados sobre os elementos das banquetas do chuveiro, não encravar nada...).

VIDA ÚTIL

A vida útil esperada deste produto é de 5 anos em condições normais de utilização, segurança e manutenção. Para além deste período, o produto pode ser utilizado desde que esteja em boas condições.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões totais	largura 56 x profundidade 53 x altura 85 cm
Dimensões do assento	largura 44 x profundidade 40 x altura 51,5 cm
Base	56 x 53 cm
Estrutura de alumínio anticorrosivo pintado de branco	
Assento ABS - Branco	
Peso	5 kg.
Peso máximo usuario	136 kg.

GARANTIA

Este produto é garantido por dois anos a partir da data de compra pelo utilizador. IDENTITÉS fornecerá peças de substituição para qualquer peça que se tenha partido devido a um defeito de fabrico, desenho ou material. Contacte o distribuidor a quem comprou o produto, caso necessite de fazer uma reclamação. As falhas resultantes de danos acidentais, mau uso, alteração ou desgaste não estão cobertas por esta garantia. Contacte o revendedor a quem comprou o produto para fazer cumprir a garantia.



Identités - ZA Pôle 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélémy d'Anjou



Peso máximo suportado 136 kg

