



EMO
especialistas
en ortopedia

Ortec walkers

Dear customer, thank you for the trust placed in EMO product. Picking a brace of Ortec line you have acquired a quality product and high health medical level. Read these instructions carefully. If in doubt contact your doctor or specialist dealer.

NORMATIVE

Regulations The medical device complies with Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council on medical devices and the respective national regulations. Class I medical device, non-sterile, without measurement function.

DESCRIPTION AND CHARACTERISTICS

Security during ambulation: slip sole seesaw High stability: wide side decks. Maximum comfort: breathable cover and fully padded booty to cushion impacts during ambulation. Velcro closure system by producing a homogeneous stability, providing stability and comfort. Emo-Walker W100 Short: tibial orthosis immobilizing the ankle at 90 degrees. Short model. Emo-Walker W110 High: tibial orthosis immobilizing the ankle at 90 degrees. High model can cover the entire length of the tibia. Emo-Walker W115 High Tire: Bracing tibial immobilizing the ankle at 90 degrees. Perfect fit: adjustable pneumatic cushioning adjustment. Shinguard that distributes pressures. High model can cover the entire length of the tibia. Emo-Walker W210 Alto joint: Bracing tibial immobilizing the ankle joint. Adjustable joint: every 7,5° in any position between 45° of dorsiflexion and plantar flexion 45. High model can cover the entire length of the tibia. Emo-Walker W215 High Tire with joint: Bracing tibial immobilizing the ankle joint. Perfect fit: adjustable pneumatic cushioning adjustment. Adjustable joint: every 7,5° in any position between 45° of dorsiflexion and plantar flexion 45. Shinguard that distributes pressures. High model can cover the entire length of the tibia. W315: Bracing immobilizing tibiotaarsiana to 90°. Homogeneously envelops the entire length of the foot, ankle and tibia. Completement booty padding that absorbs shocks during ambulation. Breathable padded adjustable pneumatic adjustment of a wide airlock. Lightweight design bivalvo very stable, durable and anatomical conformation. Maximum stability and comfort. Slip sole shaped rocker facilitates full gear. Double adjustment: clamping webbing and padding tire. It allows the incorporation of

wedges for post-surgical treatment of Achilles tendon, alternative treatment to plaster splint. Chocks W900 Walker: Group of 6 hikes that provide up to plantar flexion of 20°. We eliminate progressively increases reduce plantar flexion up to 0°. It incorporates cushioned insole which is fixed on hikes.

INDICATIONS

Sprained ankle ligaments (grades II and III). Very painful chronic plantar fasciitis. Post-trauma. Conservative treatment of injuries of the tarsus, metatarsals and phalanges. stable distal tibia or fibula fracture. Foot and ankle fracture. Post-surgical Achilles tendon. Post-surgical soft tissue, tendons and ligaments. Reduction of edema.



INSTRUCTIONS FOR USE AND PLACEMENT

1. Place the padded brace wrapping the foot and leg so that the heel fits snugly in the back. The pads supplied can be used to fill the empty spaces around the heel, instep, ankle or calf. 2. Place the tab on the back foot before closing the internal padding. 3. Tightly close the velcro end of the padding at the level of the foot and calf. 4. Place the heel inside the boot. Place the strips on the centerlines ankle and remove the plastic covers, so that the Velcro closure is exposed by adjusting the plates on the padding. The plates must conform to the patient's anatomy. 5. Adjust closing with three Velcro straps of both the tibia and foot. Pneumatic system models incorporate a plate of thermoplast material in order to achieve a uniform pressure. These should be placed between the padding and straps adjustment. The pneumatic system regulates the amount of air by manually pressing the pump located in the upper part of the orthosis to the desired pressure. To this should ensure that the valve is in the position air inlet. To decrease the pressure and thus more easily take your foot / calf place the valve in a position to deflate.

NOTICE

To dispose of the product, use the solid waste container. For the disposal of the container, depending on its material, use the paper / cardboard container or the plastic container. In any case, you must strictly comply with the regulations of the country. Any serious incident related to the product must be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and / or the patient are established.

PRECAUTIONS

Follow the manufacturer's directions for proper orthosis placement. Follow the instructions or recommendations of the prescriber or healthcare personnel. For a personalized adaptation, consult a specialist. If there is ongoing pain, it is advisable to contact a healthcare professional. If an allergic reaction should occur remove the product and consult with the prescribing physician. In case of minor

annoyances caused by excessive sweating we recommend the use of a tubular cotton. Positioned such that compression is not excessive. Do not expose the garment to a flame or heat source at very high temperatures. Store at room temperature, preferably in the original packaging. Guarantee within the framework of laws.

WASHING AND MAINTENANCE

Hand wash in warm water (maximum 30 °) and mild soap. During washing, if the garment has Velcro, they must be glued together or keep them closed. Dry at room temperature. Do not store or iron the garment. Contact with ointments, creams, alcohols and solvents may damage the garment.



QUALITY CERTIFICATES

All materials used have been tested, comply with applicable European standards are of high quality and offer maximum safety and comfort during use.

MODE D'EMPLOI ET DE PLACEMENT

1. Placez le renfort rembourré enveloppant le pied et la jambe de sorte que le talon s'adapte parfaitement dans le dos. Les tampons tissus peuvent être utilisés pour remplir les espaces vides autour du talon, cou, la cheville ou au mollet. 2. Placez l'onglet sur le pied arrière avant de fermer le rembourrage interne. 3. Fermez hermétiquement la fin de velcro du rembourrage au niveau du pied et du mollet. 4. Placez le talon dans la chaussure. Placer les bandes sur la ligne médiane de la cheville et enlever les couvertures en plastique, de sorte que la fermeture velcro est exposée en ajustant les plaques sur le rembourrage. Les plaques doivent être conformes à l'anatomie du patient. 5. Réglez la fermeture avec trois bandes Velcro à la fois du tibia et du pied. Des modèles de systèmes pneumatiques comportent une plaque de matériau thermoplastique afin d'obtenir une pression uniforme. Ceux-ci devraient être placés entre le réglage de rembourrage et des sangles. Le système pneumatique régule la quantité d'air en pressant manuellement la pompe située dans la partie supérieure de l'orthèse à la pression désirée. A cela, il veille à ce que la valve est dans l'entrée d'air de position. Pour diminuer la pression et donc plus facilement prendre votre place pied / mollet la vanne dans une position pour dégonfler.

Ortec walkers

en

Cher client, je vous remercie de la confiance dans produit EMO. Choisir une paire de ligne Ortec vous avez acquis un produit de qualité et le niveau médical de la santé. Lisez attentivement ces instructions. En cas de doute, contactez votre médecin ou votre revendeur spécialisé.

RÈGLEMENTS


Le dispositif médical est conforme au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil sur les dispositifs médicaux et aux réglementations nationales respectives. Dispositif médical de classe I, non stérile, sans fonction de mesure.

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Sécurité lors de la marche: semelle antiderapante bascule haute stabilité: larges passavants. Un maximum de confort: couverture respirante et botin entièrement rembourré pour amortir les chocs lors de la marche. Velcro système de fermeture en produisant une stabilité homogène, assurant la stabilité et le confort. Emo-Walker W100 court; orthèse Tibiale immobilisant la cheville à 90 degrés. Modèle court. Emo-Walker W110 haut: orthèse Tibiale immobilisant la cheville à 90 degrés. Haut modèle peut couvrir toute la longueur de la tibia. Post-chirurgicale tendon d'Achille. Post-chirurgicale des tissus mous, les tendons et les ligaments. La réduction de l'œdème.

LAVAGE ET D'ENTRETIEN

Lavage à la main dans l'eau tiède (maximum 30 °) et un savon doux. Pendant le lavage, si le vêtement a Velcro, ils doivent être collés ensemble ou de les garder fermes. Sec à température ambiante. Ne pas entreposer ou repasser le vêtement. Contact avec des pommades, des crèmes, des alcools et des solvants peuvent endommager le vêtement.



CERTIFICATS DE QUALITÉ

Tous les matériaux utilisés ont été testés, sont conformes aux normes européennes applicables sont de haute qualité et offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'utilisation.

REMARQUER

Pour éliminer le produit, utilisez le conteneur de déchets solides. Pour l'élimination du conteneur, en fonction de son matériau, utilisez le conteneur en papier / carton ou le conteneur en plastique. Dans tous les cas, vous devez vous conformer strictement à la réglementation du pays. Tout incident grave lié au produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et / ou le patient sont établis.

fr

Ortec walkers

fr

PRÉCAUTIONS Suivez les instructions du fabricant pour un placement correct de l'orthèse. Suivez les instructions ou les recommandations du prescripteur ou du personnel soignant. Pour une adaptation personnalisée, consultez un spécialiste. En cas de douleur persistante, il est conseillé de contacter un professionnel de la santé. Si une réaction allergique devrait se produire, consulter le produit et consulter le médecin prescripteur. En cas de petits désagréments causés par la transpiration excessive, nous recommandons l'utilisation d'un coton tubulaire. Positionnée de telle sorte que la compression ne soit pas excessive. Ne pas exposer le vêtement à une flamme ou source de chaleur à des températures très élevées. Stocker à température ambiante, de préférence dans l'emballage d'origine. Produit sanitaire Classe I, non stérile, sans fonction de mesure.

RÈGLEMENTS

Le produit sanitaire cumple el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre productos sanitarios y las respectivas regulaciones nacionales. Producto sanitario Clase I, no estéril, sin función de medición.

DESCRIPTION

Y CARACTERÍSTICAS Seguridad durante la ambulación: suela antiderapante basculante. Gran estabilidad: amplias plétinas laterales. Máximo confort: cubierta transpirable y botín completamente almohadillado para amortiguar los impactos durante la ambulación. Sistema de cierre mediante velcros que producen una estabilidad homogénea, proporcionando estabilidad y confort. W100 Emo-Walker Corto: ortesis tibial inmovilizando la tibia a 90°. W110 Emo-Walker Alto: ortesis tibial inmovilizando la tibia a 90°. El modelo alto puede cubrir la longitud completa de la tibia. Fractura estable distal de tibia o perón. Fractura de pie y tobillo. Post-quirúrgico del tendón de Aquiles. Post-quirúrgico de tejidos blandos, tendones y ligamentos.

LAVAGE Y D'ENTRETIEN

Lavage à la main dans l'eau tiède (maximum 30 °) et un savon doux. Pendant le lavage, si le vêtement a Velcro, ils doivent être collés ensemble ou de les garder fermes. Sec à température ambiante. Ne pas entreposer ou repasser le vêtement. Contact avec des pommades, des crèmes, des alcools et des solvants peuvent endommager le vêtement.



CERTIFICADOS DE CALIDAD

Todos los materiales utilizados han sido testados, cumplen con la normativa europea aplicable, son de alta calidad y ofrecen la máxima seguridad y comodidad durante su utilización.

AVISO

Para la eliminación del producto utilizar el contenedor de residuos sólidos. Para la eliminación del envase, dependiendo del material del mismo, utilizar el contenedor del papel/cartón o el contenedor del plástico. En todo caso se debe cumplir estrictamente con la normativa del país. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.

es

Ortec walkers

es

Estimado cliente, le agradece mos su confianza puesta en un producto EMO. Escogiendo en una ortesis de la linea Ortec usted ha adquirido un producto de calidad y de alto nivel médico sanitario. Lea estas instrucciones atentamente. Si tiene alguna duda contacte con su médico o con su establecimiento especializado.

NORMATIVA


El producto sanitario cumple el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre productos sanitarios y las respectivas regulaciones nacionales. Producto sanitario Clase I, no estéril, sin función de medición.

DESCRIPCIÓN

Y CARACTERÍSTICAS Seguridad durante la ambulación: suela antiderapante basculante. Gran estabilidad: amplias plétinas laterales. Máximo confort: cubierta transpirable y botín completamente almohadillado para amortiguar los impactos durante la ambulación. Sistema de cierre mediante velcros que producen una estabilidad homogénea, proporcionando estabilidad y confort. W100 Emo-Walker Corto: ortesis tibial inmovilizadora del tobillo a 90°. Modelo corto. W110 Emo-Walker Alto: ortesis tibial inmovilizadora del tobillo a 90°. Modelo alto: permite cubrir toda la longitud de la tibia. W115 Emo-Walker Alto: ortesis tibial inmovilizadora del tobillo con articulación de tobillo a 90°. Perfecta adaptación: almohadillado con ajuste neumático regulable. Espinillera que distribuye presiones. Modelo alto: permite cubrir toda la longitud de la tibia. W210 Emo-Walker Alto: ortesis tibial inmovilizadora del tobillo con articulación de tobillo. Articulación regulable: cada 7,5° en cualquier posición entre 45° de flexión dorsal y 45° de flexión plantar. Modelo alto: permite cubrir toda la longitud de la tibia. W215 Emo-Walker Alto: ortesis tibial inmovilizadora del tobillo con articulación de tobillo. Articulación regulable: cada 7,5° en cualquier posición entre 45° de flexión dorsal y 45° de flexión plantar. W315: Orthesis inmovilizadora tibiotaarsiana a 90°. Envuelve homogéneamente toda la longitud del pie, tobillo y tibia. Botín completamente almohadillado que amortigua los impactos durante la ambulación. Almohadillado transpirable con ajuste neumático que presiona manualmente la bomba situada en la parte alta de la ortesis hasta obtener la presión deseada.

LAVADO Y MANTENIMIENTO

Lavar a mano con agua tibia (máximo 30 °) y jabón neutro. Durante el lavado, si la prenda dispone de velcros, éstos se deben pegar entre sí o mantenerlos cerrados. Secar a temperatura ambiente. No tienda ni planche la prenda. El contacto con pommadas, cremas, alcohol y disolventes puede deteriorar la prenda.



CERTIFICADOS DE CALIDAD

Todos los materiales utilizados han sido testados, cumplen con la normativa europea aplicable, son de alta calidad y ofrecen la máxima seguridad y comodidad durante su utilización.

AVISO

Para la eliminación del producto utilizar el contenedor de residuos sólidos. Para la eliminación del envase, dependiendo del material del mismo, utilizar el contenedor del papel/cartón o el contenedor del plástico. En todo caso se debe cumplir estrictamente con la normativa del país. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.

Ortec
Ortesis de miembro inferior

walkers

CE
MADE IN SPAIN
OKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2006AN4853 ATTEX
Tested for harmful substances.
www.oko-tex.com/standard100

OKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2006AN4853 ATTEX
Tested for harmful substances.
www.oko-tex.com/standard100

V.1 05/2021

Lieber Kunde, wir danken Ihnen für das Vertrauen in EMO Produkt platziert. Kommissionierung einer Klammer von Ortec Linie haben Sie ein Qualitätsprodukt und hohen Gesundheits medizinischen Niveau erworben. Lesen Sie sorgfältig die Anweisungen. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Arzt oder Fachhändler.

VORSCHRIFTEN
Das Medizinprodukt entspricht der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates über Medizinprodukte sowie den jeweiligen nationalen Vorschriften. Medizinisches Gerät der Klasse I, nicht steril, ohne Messfunktion.

BESCHREIBUNG UND EIGENSCHAFTEN
Sicherheit beim Gehen: Rutsch-Sohle Wippe Hohe Stabilität: breite seitliche Plattformen. Maximaler Komfort: atmungsaktive Abdeckung und komplett gepolsterte Beute Auswirkungen während Gehfähigkeit abzufedern. Klettverschlusssystem durch eine homogene Stabilität Herstellung, Stabilität und Komfort. Emo-Walker W100 Kurz: tibial Orthese den Knöchel bei 90 Grad zu immobilisieren. Kurze Modelle. Emo-Walker W110 Hoch: Tibia-Orthese den Knöchel bei 90 Grad zu immobilisieren. Hohes Modell kann über die gesamte Länge der Tibia bedecken. Emo-Walker W115 High-Reifen: Verspannung Tibia den Knöchel bei 90 Grad zu immobilisieren. Perfekte Passform: einstellbare pneumatische Dämpfung Einstellung, Shinguard, dass der Druck verteilt. Hoher Modell kann über die gesamte Länge der Tibia bedecken. Emo-Walker W210 Alto Gelenk: Verspannung Tibia das Sprunggelenk zu immobilisieren. Einstellbare Gelenk: alle 7,5° in jeder Position zwischen 45° Dorsalflexion und Plantarflexion 45. Hoher Modell kann über die gesamte Länge der Tibia bedecken. Emo-Walker W215 High-Reifen mit Gelenk: Verspannung Tibia das Sprunggelenk zu immobilisieren. Perfekte Passform: einstellbare pneumatische Dämpfung Einstellung. Einstellbare Gelenk: alle 7,5° in jeder Position zwischen 45° Dorsalflexion und Plantarflexion 45. Shinguard, dass der Druck verteilt. Hoher Modell kann über die gesamte Länge der Tibia bedecken. W315: Verspannung Immobilisierung Tibiotarsiana auf 90° homogen umhüllt die gesamte Länge des Fuß, Knöchel und Schienbein. completamente Beute Polsterung, die Stöße beim Gehen absorbiert. Atmungsaktiv gepolsterte pneumatische Einstellung eines Luftfeinlass ist. Um den Druck zu

breiten airlock. Leichtbau bivalvo sehr stabil, langlebig und anatomischen Konformation. Maximale Stabilität und Komfort. Rutsch-Sohle formige Wippe erleichtert vollen Gang. Doppelverstellung: Kleinn Gurtband und Polsterung Reifen. Es ermöglicht den Einbau von Keilen zur postoperativen Behandlung der Achillessehne. Alternative Behandlung Gipschiene. Unterlegkeile W900 Walker: Gruppe 6 Wanderungen, die Plantarflexion von 20° zur Fügestellung stellen werden. Wir eliminieren erhöht schrittweise Plantarflexion reduzieren bis 0°. Es enthält Fußbett, die auf Wanderungen befestigt ist.

INDIKATIONEN
Verstauchten Knöchel Bänder (Klasse II und III). Sehr schmerzhafte chronische Plantarfazitis. Post-Trauma. Die konservative Behandlung von Verletzungen der Fußwurzel, Mittelfuß und Phalangen, stabile distale Tibia oder Fibula Fraktur, Fuß- und Knöchelbruch. Post-chirurgische Achillessehne. Post-chirurgische Weichgewebe, Sehnen und Bänder. Die Reduktion des Ödems.

ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG UND PLATZIERUNG
1. Legen Sie die gepolsterte Stütze den Fuß und das Bein, so dass die Ferse passt genau in den Rücken wickeln. Die mittelgelieferten Pads können verwendet werden, um die leeren Räume um die Ferse, Spann, Knöchel oder Kalb zu füllen. Der Kontakt mit Salben, Cremes, Alkohole und Lösungsmitteln, um das Kleidungsstück beschädigen.

QUALITÄTSZERTIFIKATE
Alle verwendeten Materialien getestet wurden, entsprechen den geltenden europäischen Standards von hoher Qualität sind und ein Klettverschluss durch Anpassung der Platten an der Polsterung freigelegt ist. Die Platten müssen an die Anatomie des Patienten anzupassen. 5. Stellen Sie mit drei Klettverschlüssen zu schließen sowohl die Tibia und Fuß. Pneumatische Systemmodelle verfügen über eine Platte aus thermoplastischem Material, um einen gleichmäßigen Druck zu erreichen. Diese sollten zwischen dem Polster und Gurt Einstellung platziert werden. Das pneumatische System regelt die Luftmenge durch die Pumpe manuell im oberen Teil der Orthese und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats gemeldet werden, in dem der Benutzer und / oder der Patient ansässig sind.

WARNUNG
Verwenden Sie zur Entsorgung des Produkts den Abfallbehälter. Verwenden Sie zur Entsorgung des Behälters je nach Material den Papier- / Kartonbehälter oder den Kunststoffbehälter. In jedem Fall müssen Sie die Vorschriften des Landes strikt einhalten. Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats gemeldet werden, in dem der Benutzer und / oder der Patient ansässig sind.

verringern und somit nehmen leichter Ihren Fuß / Kalb Ort das Ventil in einer Position abzulassen.

VORSICHTSMASSNAHMEN
Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für die richtige Platzierung der Orthese. Befolgen Sie die Anweisungen oder Empfehlungen des verschreibenden Arztes oder des Gesundheitspersonals.

NORMATIVA

Il dispositivo medico è conforme al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul dispositivi medici e alle rispettive normative nazionali. Dispositivo medico di classe I, non sterile, senza funzione di misurazione.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Sicurezza durante la deambulazione: scivolare unico altalena Alta stabilità: piattaforma laterali larghe. Massimo comfort: copertura traspirante e bottino completamente imbottito per attutire gli impatti durante la deambulazione. Velcro sistema di chiusura producendo una stabilità omogenea, fornendo stabilità e comfort. Emo-Walker W100 breve: ortesi tibiale immobilizzare la caviglia a 90 gradi. Modello corto. Emo-Walker W110 alta: ortesi tibiale immobilizzare la caviglia a 90 gradi. Alto modello può coprire l'intera lunghezza della tibia. Emo-Walker W115 alta pneumatici: Rinforzi tibiale immobilizzare la caviglia a 90 gradi. Modello corto: Rinforzi tibiale immobilizzare la caviglia a 90 gradi. Ajuste perfecto: regulación amortiguadora pneumática regulable. Shinguard que distribuye las presiones. Alto modelo puede coprir l'intera lunghezza della tibia. Emo-Walker W210 Alto conjunta: Rinforzi tibiale immobilizzare l'articolazione della caviglia. Regolabili comuni: ogni 7,5° in qualsiasi posizione fra i 45° di flessione dorsale e flessione plantare 45. Alto modelo può coprir l'intera lunghezza della tibia. Emo-Walker W215 alta pneumatici con giunto: Rinforzi tibiale immobilizzare l'articolazione della caviglia. Vestibilità perfetta: regulazione amortizzatori pneumáticos regulables. Regolabili comuni: ogni 7,5° in qualsiasi posizione tra i 45° di flessione dorsale e flessione plantare 45. Shinguard che distribuye las presiones. Alto modelo pode cobrir l'intera lunghezza della tibia. Emo-Walker W315: Rinforzi immobilizzando tibiotarsiana a 90° homogeneamente l'intera lunghezza del piede, della caviglia e della tibia. Bottino imbottitura traspirante completamente che assorbe gli urti durante la deambulazione. Regolazione imbottito traspirante pneumático espolio que absorbe choques durante la deambulación. ajuste

regolabile di un'ampia camera di compensazione. Il design leggero bivalvo conformazione molto stabile, resistente e anatomica. Massima stabilità e comfort. Rocker suola antiscivolo a forma facilita una tuta completa. Doppia regolazione: cinghie di fissaggio e il pneumatico imbottitura.

Permette l'inserimento di cunei per il trattamento post-chirurgico del tendine di Achille, trattamento alternativo per doccia gessata. Cunei W900 Walker: Gruppo di 6 escursioni che forniscano fino a flessione plantar di 20°.

Eliminiamo progressivamente aumenta a ridurre la flessione plantare fino a 0°. Esso incorpora sottopiede imbottito che è fissato sulle escursioni.

INDICACIONES

ligamentos lesionados tornozelo (graus II e III). Muito doloroso fascite plantar crônica. Pós-trauma: tratar conservadoramente imbotito para atutir gli impacti durante la deambulación. Velcro sistema de cierre producendo una estabilidad homogénea, fornendo estabilidad y confort. Emo-Walker W100 corto: ortesis tibiala immobilizar la caviglia a 90 grados. Modelo corto. Emo-Walker W110 alta: ortesis tibiala immobilizar la caviglia a 90 grados. El modelo alto puede cubrir la totalidad de la tibia. Emo-Walker W115 alta: rinforzamiento tibiala immobilizar la caviglia a 90 grados. Modelo corto. Emo-Walker W210 alto: ortesis tibiala immobilizar la articulación de la caviglia. Regulables comunes: cada 7,5° en cualquier posición entre los 45° de flexión dorsal y flexión plantar 45. El modelo alto puede cubrir la totalidad de la tibia. Emo-Walker W215 alta: articulación de la caviglia. Vestibilidad perfecta: regulación amortiguadores neumáticos regulables. Regulables comunes: cada 7,5° en cualquier posición entre los 45° de flexión dorsal y flexión plantar 45. Shinguard que distribuye las presiones. El modelo alto puede cubrir la totalidad de la tibia. Emo-Walker W315: rinforzamiento immobilizando tibiotarsiana a 90° homogeneamente la totalidad del pie, de la caviglia y de la tibia. Botón imbottito transpirante completamente que absorbe los golpes durante la caminata. Ajuste de la hebilla y el polipiel que absorbe los golpes durante la caminata.

ISTRUZIONI PER L'USO E IL POSIZIONAMENTO
1. Posizionare il tutore imbottito che avvolge il piede e la gamba in modo che il tallone si adatta perfettamente nella parte posteriore. Le pastiglie forniti possono essere utilizzati per riempire gli spazi vuoti intorno al tallone, collo del piede, caviglia o polliccio. 2. Posizionare la scheda sul piede posteriore prima di chiudere l'imbotitura interna. 3. chiudere ermeticamente l'estremità velcro dell'imbotitura a livello del piede e del polliccio. 4. Posizionare il tallone all'interno del bagagliaio. Mettere le strisce sulla mezzeria caviglia e rimuovere i coperchi in plastica, in modo che la chiusura Velcro è esposto regolando le piastre sul padding. Le piastre devono essere conformi all'anatomia del paziente. 5. Regolare le piastre con tre cinturini in velcro sia della tibia e del piede, modelli di sistema pneumatico incorporano una lastra di materiale termoplastico per ottenere una pressione uniforme. Questi dovrebbero essere collocati tra l'adeguamento imbottitura e spalline. Il sistema pneumatico regola la quantità di aria premendo manualmente la pompa si trova nella parte superiore dell'ortesi alla pressione desiderata. Per

CERTIFICATI DI QUALITÀ
Tutti i materiali utilizzati sono stati testati, sono conformi alle norme europee applicabili sono di alta qualità e di offrire il massimo della sicurezza e del comfort durante l'utilizzo.

AVVISO
Per smaltire il prodotto, utilizzare il contenitore dei rifiuti solidi. Per lo smaltimento del contenitore, a seconda del suo materiale, utilizzare il contenitore di carta / cartone o il contenitore di plastica. In ogni caso, deve rispettare rigorosamente le normative del paese. Qualsiasi incidente grave relativo al prodotto deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utilizzatore e / o il paziente.

questo fa in modo che la valvola sia in aspirazione aria posizione. Per diminuire la pressione e quindi più facilmente prendere il tuo posto piede / polliccio della valvola in grado di sgomberarsi.

PRECAUZIONI

Seguire le indicazioni del produttore per il corretto posizionamento dell'ortesi. Seguire le istruzioni o le raccomandazioni del medico prescrittore o del personale sanitario. Per un adattamento personalizzato, consultare uno specialista.

REGULAMENTS

O dispositivo médico está em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre dispositivos médicos e os respectivos regulamentos nacionais. Dispositivo médico de classe I, não estéril, sem função de medição.

DESCRÍÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Segurança durante a deambulação: escivolar único altalena Alta estabilidade: plataforma laterais largas. Massimo conforto: capa respirável e suporte completamente imbottito para atutir gli impacti durante a deambulação. Tapa de velcro sistema de fecho de velcro, producendo uma estabilidade homogénea, fornecendo estabilidade e conforto. Emo-Walker W100 curto: ortese tibiala immobilizar a caviglia a 90 grados. Modelo curto. Emo-Walker W110 alta: ortese tibiala immobilizar a caviglia a 90 grados. O modelo alto pode entrar em contato com um profissional de saúde. Se a dor é em cor, é consigilabile contattare um operador sanitário. Se devolvesse verificar-se uma reacção alérgica rimover o produto e consultar o médico prescritor. Em caso de pequenos abormentos causados pela transpiração excessiva, recomendamos o uso de um algodão tubular. Posicionadas de tal modo que a compressão não é excessiva. Não exponha a roupa para uma chama ou fonte de calor em temperaturas muito altas. Armazenar à temperatura ambiente, de preferência na embalagem original. Garantir, no entanto, que o uso de caminhadas.

INDICAÇÕES

ligamentos lesionados tornozelo (graus II e III). Muito doloroso fascite plantar crônica. Pós-trauma: tratar conservadoramente imbotito para atutir gli impactos durante a deambulação. Velcro sistema de cierre producendo una estabilidad homogénea, fornecendo estabilidade e conforto. Emo-Walker W100 short: ortese tibiala immobilizar a caviglia a 90 grados. Modelo curto.

LAVAGEM E MANUTENÇÃO

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30°) e sabão neutro. Durante a lavagem, se a peça tem Velcro, eles devem ser coladasumas às outras ou mantê-los fechados. Seça-se à temperatura ambiente. Não guarde ou ferro a roupa. O contacto com as pomas, cremes, álcool e solventes podem danificar a peça de vestuário.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E COLOCAÇÃO

1. Coloque a cinta acolchoada

envolvendo o pé e perna de modo que o calcaneo se encaixa confortavelmente na parte de trás. As almofadas fornecidas podem ser usadas para preencher os espaços vazios em torno do calcaneo, pele, tornozeleira ou bezero. O contacto com as pomas, cremes, álcool e solventes podem danificar a peça de vestuário.

INSTRUKCJA UŻYCIA I UMIESZCZENIA

1. Umieść wyściełanie klamry owijającą stawu skokowego (klasy II i III). Bardzo bolesne, przewlekłe zapalenie powięzi podszewcowej. Pouzorowane. Zachowajcie leczenie urazów stopu, śródstopia i palczaków. Stabilna dystalnej kości piszczelowej lub złamania kości strzałkowej. Stop i złamania kostki. Pooperacyjna ściegna Achillesa. Pooperacyjna miękkie tkanki, ściegna i więzadła. Zmniejszenie obrzęku.

MYCIE I KONSERWACJA

Prac ręczna w cieplie wodzie

(maksymalnie 30°) i łagodnym mydlem. Podczas prania, jeśli ubiór ma rzepy, muszą być ze sobą sklepione lub zachowana je zamknięte. Wyschnięcie w temperaturze pokojowej. Nie należy przechowywać w temperaturze pokojowej, najlepiej w ogólnym opakowaniu. Gwarantuje w ramach przepisów.

CERTIFICATOS DE UTILIZAÇÃO E COLOCAÇÃO

1. Coloque a cinta acolchoada envolvendo o pé e perna de modo que o calcaneo se encaixa confortavelmente na parte de trás. As almofadas fornecidas podem ser usadas para preencher os espaços vazios em torno do calcaneo, pele, tornozeleira ou bezero. O contacto com as pomas, cremes, álcool e solventes podem danificar a peça de vestuário.

CERTIFICADOS DE QUALIDADE

Todos os materiais utilizados foram testados, em conformidade com as normas europeias aplicáveis são de alta qualidade e oferecer o máximo de segurança e conforto durante o uso.

AVISO

Para descartar o produto, use o recipiente para resíduos sólidos.

Para o descarte do recipiente, dependendo do material, utilize o recipiente de papel / papelão ou o recipiente de plástico. Em qualquer caso, você deve cumprir rigorosamente os regulamentos do país. Qualquer incidente grave relativo ao produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e / ou o paciente se encontram estabelecidos.

CERTYFIKATY JAKOŚCI

Wszystkie materiały użyte zostały przetestowane, są zgodne z odpowiednimi normami europejskimi i oferują maksymalny komfort i bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Aby zastosować produkt, użyj pojemnika na odpady stałe. Dla utylizacji pojemnika w zależności od tego samego materiału, użyj pojemnika z pojemnikiem na śmieci z tworzywami sztucznymi, tak, że zamknięcie jest nałożony na pojemnik. Pojemnik na śmieci z tworzywami sztucznymi może być zgodne z odpowiednimi normami europejskimi i oferować maksymalny komfort i bezpieczeństwo podczas użytkowania.

OGŁOSZENIE
Aby zastosować produkt, użyj pojemnika na odpady stałe. Dla utylizacji pojemnika w zależności od tego samego materiału, użyj pojemnika z pojemnikiem na śmieci z tworzywami sztucznymi, tak, że zamknięcie jest nałożony na pojemnik. Pojemnik na śmieci z tworzywami sztucznymi może być zgodne z odpowiednimi normami europejskimi i oferować maksymalny komfort i bezpieczeństwo podczas użytkowania.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E COLOCAÇÃO

1. Coloque a cinta acolchoada envolvendo o pé e perna de modo que o calcaneo se encaixa confortavelmente na parte de trás. As almofadas fornecidas podem ser usadas para preencher os espaços vazios em torno do calcaneo, pele, tornozeleira ou bezero. O contacto com as pomas, cremes, álcool e solventes podem danificar a peça de vestuário.

CERTIFICADOS DE QUALIDADE

Todos os materiais utilizados foram testados, em conformidade com as normas europeias aplicáveis são de alta qualidade e oferecer o máximo de segurança e conforto durante o uso.

AVISO

Para descartar o produto, use o recipiente para resíduos sólidos.

Para o descarte do recipiente, dependendo do material, utilize o recipiente de papel / papelão ou o recipiente de plástico. Em qualquer caso, você deve cumprir rigorosamente os regulamentos do país. Qualquer incidente grave relativo ao produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e / ou o paciente se encontram estabelecidos.

CERTYFIKATY JAKOŚCI

Wszystkie materiały użyte zostały przetestowane, są zgodne z odpowiednimi normami europejskimi i oferują maksymalny komfort i bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Aby zastosować produkt, użyj pojemnika na odpady stałe. Dla utylizacji pojemnika w zależności od tego samego materiału, użyj pojemnika z pojemnikiem na śmieci z tworzywami sztucznymi, tak, że zamknięcie jest nałożony na pojemnik. Pojemnik na śmieci z tworzywami sztucznymi może być zgodne z odpowiednimi normami europejskimi i oferować maksymalny komfort i bezpieczeństwo podczas użytkowania.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E COLOCAÇÃO

1. Coloque a cinta acolchoada envolvendo o pé e perna de modo que o calcaneo se encaixa confortavelmente na parte de trás. As almofadas fornecidas podem ser usadas para preencher os espaços vazios em torno do calcaneo, pele, tornozeleira ou bezero. O contacto com as pomas, cremes, álcool e solventes podem danificar a peça de vestuário.

CERTIFICADOS DE QUALIDADE

Todos os materiais utilizados foram testados, em conformidade com as normas europeias aplicáveis são de alta qualidade e oferecer o máximo de segurança e conforto durante o uso.

AVISO

Para descartar o produto, use o recipiente para resíduos sólidos.

Para o descarte do recipiente, dependendo do material, utilize o recipiente de papel / papelão ou o recipiente de plástico. Em qualquer caso, você deve cumprir rigorosamente os regulamentos do país. Qualquer incidente grave relativo ao produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e / ou o paciente se encontram estabelecidos.

CERTYFIKATY JAKOŚCI

Wszystkie materiały użyte zostały przetestowane, są zgodne z odpowiednimi normami europejskimi i oferują maksymalny komfort i bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Aby zastosować produkt, użyj pojemnika na odpady stałe. Dla utylizacji pojemnika w zależności od tego samego materiału, użyj pojemnika z pojemnikiem na śmieci z tworzywami sztucznymi, tak, że zamknięcie jest nałożony na pojemnik. Pojemnik na śmieci z tworzywami sztucznymi może być zgodne z odpowiednimi normami europejskimi i oferować maksymalny komfort i bezpieczeństwo podczas użytkowania.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E COLOCAÇÃO