



CADEIRAS DE RODAS
ARDEA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1. Códigos	p.3
2. Introdução	p. 3
3. Uso pretendido	p. 3
4. Declaração de Conformidade	p.4
5. Avisos Gerais	p.4
6. Descrição Geral	p.4
6.1 Visualização e lista de peças	p.4
7. Montagem/desmontagem	p.5
7.1 Abertura.....	p.5
7.2 Fecho.....	p.6
7.3 Instalação/remoção de apoios de braços	p.6
7.4 Instalação/remoção de apoios laterais ou de elevação	p.7
7.5 Ajuste de apoios laterais.....	p.7
7.6 Ajuste de apoios de elevação	p.7
7.7 Instalação/remoção das rodas traseiras pequenas	p.8
7.8 Ajuste do travão com rodas traseiras pequenas	p.8
7.9 Instalação/remoção das rodas traseiras grandes	p.8
7.10 Ajuste do travão com rodas traseiras grandes.....	p.9
8. Antes de qualquer utilização	p.9
9. Avisos para utilização	p.9
10. Como Usar	p.9
10.1 Subir para a cadeira de rodas	p.10
10.2 Descer da cadeira de rodas	p.10
10.3 Degraus e irregularidades (dicas para enfrentá-los sozinho)	p.10
10.4 Utilização de apoios de braços	p.10
10.5 Utilização de rodas grandes	p.10
10.6 Utilização de rodas pequenas	p.11
10.7 Utilização de rodas pequenas para passagens estreitas	p.11
10.8 Transporte em meios de viagem	p.11
11. Manutenção	p.11
12. Limpeza e desinfeção	p.11
12.1 Limpeza de estofos	p.11
12.2 Limpeza de estrutura e peças metálicas	p.11
12.3 Limpeza de rodas e travões	p.11
12.4 Desinfeção	p.11
13. Condições de eliminação	p.12
14. Peças e acessórios sobressalentes	p.12
15. Características técnicas	p.12
15.1 Dimensões	p.12
15.2 Especificações técnicas.....	p.13
16. Garantia	p.14
16.1 Reparações	p.14
16.2 Peças sobressalentes.....	p.14
16.3 Cláusulas exoneradas	p.15



Dispositivo Médico classe I
D. Lgs. 24/02/97 Nº 46 implementação da Diretiva
93/42 da CEE e das alterações subsequentes

1. Códigos

CP100-xx	Serie START roda 60 cm - Autospinta
CP102-xx	Serie START1 roda 60 cm - Autospinta
CP110-xx	Serie NEXT roda 60 cm - Autospinta
CP115-xx	Serie NEXT GO roda 30 cm - Transito
CP200-xx	Serie DUAL roda 30 cm - Transito
CP205-xx	Serie DUAL GO roda 30 cm - Transito
CP300-xx	Serie PLUS roda 60 cm - Autospinta - Obesi
CP310-xx	Serie PLUS GO roda 30 cm - Transito - Obesi
CP500-xx	Serie GO! roda 30 cm - Transito
CP520-xx	Serie GO UP! roda 30 cm - Transito
CP620-xx	Serie SKINNY roda 50 cm - Spazi ristretti
CP625-xx	Serie SKINNY GO! roda 30 cm - Transito - Spazi ristretti
CP880-35	Serie KIDDY roda 56 cm - Autospinta

(XX = Indica os tamanhos do assento disponível, por exemplo, 38-40-43-45-45-46-48-50-55-60 cm)

2. Introdução

Obrigado por escolher uma cadeira de rodas ARDEA ONE da Moretti S.p.A. feita para a deslocação de pessoas com dificuldade de mobilidade, dentro e fora de casa, em movimento ou em atividades simples diárias. Este manual do utilizador contém pequenas sugestões para o uso correto do aparelho que escolheu e dicas valiosas para a sua segurança. Considera-se necessário ler atentamente todo este manual antes de utilizar a cadeira de rodas. Em caso de dúvida, contacte o revendedor, que poderá ajudá-lo e aconselhá-lo corretamente.

Nota: Verifique se todas as partes da cadeira de rodas não foram danificadas durante o transporte. Em caso de danos, não utilize o produto e contacte o revendedor para obter mais instruções.

3. Uso pretendido

Esta cadeira de rodas destina-se à mobilidade de pessoas com dificuldades de locomoção e pode ser utilizada por condução autónoma (se equipada com rodas traseiras grandes) ou com a ajuda de outra pessoa.

Atenção



- É proibido usar o seguinte dispositivo para outras finalidades que não as definidas no seguinte manual
- Moretti S.P.A. declina qualquer responsabilidade por danos resultantes de um uso indevido do dispositivo ou de um uso diferente do indicado neste manual.
- O fabricante reserva-se o direito de fazer alterações no dispositivo e no seguinte manual sem aviso prévio, a fim de melhorar as duas características.

4. Declaração de conformidade da CE

A Moretti S.p.A. declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que o produto fabricado e colocado no mercado pela Moretti S.p.A. faz parte da família das cadeiras de rodas e cumpre as disposições aplicáveis da Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos e às alterações subsequentes. Para o efeito, Moretti S.p.A. garante e declara sob a sua exclusiva responsabilidade o seguinte:

1. Os dispositivos em questão cumprem os requisitos essenciais do anexo I da Diretiva 93/42/CEE e subsequentes alterações, conforme exigido pelo Anexo VII à referida diretiva
2. Os dispositivos em questão não são instrumentos de medição.
3. Os dispositivos em questão não se destinam a investigações clínicas.
4. Os dispositivos em questão são comercializados em embalagens não esterilizadas.
5. Os dispositivos em questão devem ser considerados pertencentes à classe I
6. Não é permitido utilizar e/ou instalar os dispositivos em questão fora do destino de utilização pretendido da Moretti S.p.A.
7. Moretti S.p.A. mantém e disponibiliza às autoridades competentes a documentação técnica que comprove o cumprimento da Diretiva 93/42/CEE e as alterações subsequentes


5. Avisos gerais

- Para a utilização correta do dispositivo, consulte cuidadosamente o seguinte manual
- Para uma utilização adequada do dispositivo consulte sempre o seu médico ou terapeuta
- Mantenha o produto embalado longe da de qualquer fonte de calor, uma vez que a embalagem é feita de cartão
- A vida útil do dispositivo é determinada pelo desgaste de peças não reparáveis e/ou substituíveis
- Preste sempre muita atenção à presença de peças móveis que possam causar entalão nos membros e lesões pessoais
- Preste sempre atenção à presença de crianças
- Para levantar corretamente a cadeira de rodas é necessário fechá-la seguindo as instruções deste manual e, em seguida, agarrá-la pelas pegas
- Não levante a cadeira de rodas de peças amovíveis que possam acidentalmente desprender-se durante o levantamento

6. Descrição geral

6.1 Visualização e lista de peças


De acordo com o modelo de cadeira de rodas que escolheu, estes são os elementos que o irão completá-la:




A - Quadro de base de cadeira de rodas
B - Conjunto de chaves de montagem




C - Apoios laterais




D - Modelo transito - rodas traseiras pequenas
(diâmetro 30 cm)



E - Modelo autospinta - rodas traseiras grandes
(diâmetro 60 cm)




D - Modelo autospinta - Rodas traseiras com diâmetro pequeno
(diâmetro 50 cm)



G - Modelo autospinta (modelo infantil) - Rodas traseiras grandes - (diâmetro 56 cm)

7. Montagem/desmontagem

7.1 Abertura




(FIG.1)

Nota: consulte os avisos de segurança deste manual de instruções.

Segure os tubos das alças e puxe para fora pressionando o assento para baixo certificando-se de que a cadeira de rodas está totalmente aberta (FIG.1)

7.2 Fecho



- Levante o assento vigorosamente e feche a cadeira de rodas, aproximando as duas alças. (FIG.2)

7.3 Instalação/remoção dos apoios de braços


CP100-xx / CP102-xx / CP110-xx / CP115-xx / CP500-xx / CP520-xx / CP880-35



CP300-xx / CP310-xx / CP200-xx / CP205-xx



CP620-xx / CP625-xx



A - Dispositivo de lançamento
B - Clip de Bloqueio

- Insira os apoios de braços no acessório traseiro, depois vire-os para a frente e prenda-os também no suporte dianteiro (FIG.3, FIG.3A)
- Insira os tubos nos seus suportes, encaixando corretamente o clipe de bloqueio (FIG. 3B)
- Para a remoção, pressione a alavanca de desbloqueio e dianteiro, depois vire os apoios para os braços e puxe o botão de desbloqueio traseiro para os puxar para fora (FIG.4, FIG.4A)
- Para a remoção, pressione o dispositivo de desbloqueio (A) e levante-o (FIG. 3B)


7.4 Instalação/remoção de apoios laterais ou elevações



(FIG.5)

- Para instalar as plataformas laterais e elevadoras, alinhe os orifícios dos suportes com os seus orifícios na estrutura da cadeira de rodas e, em seguida, rode a plataforma para dentro fazendo com que a alavanca bloqueie na estrutura da cadeira de rodas (FIG.5)
- Para a remover, desaperte a alavanca da plataforma da moldura da cadeira de rodas, em seguida, vire-a para fora, puxe-a para cima.


7.5 Ajuste das plataformas laterais



(FIG.6)

- Para ajustar o comprimento dos apoios para os pés, destrave a alavanca de segurança esquerda localizada na parte inferior, pressione o botão de mola, deslize o tubo do apoio até que o botão encaixe novamente no orifício desejado. Em seguida, volte a bloquear a alavanca de segurança. (FIG.6)

7.6 Ajuste das plataformas de elevação (OPCIONAL)




(FIG.7)

- Para ajustar o comprimento dos apoios para os pés destrave a alavanca de segurança esquerda localizada na parte inferior, pressione o botão de mola, deslize o tubo do apoio até que o botão clique novamente no orifício desejado. Em seguida trave a alavanca de segurança novamente. FIG.7 (ref. P)
- Para ajustar a altura dos apoios de pés acione a alavanca destacada na fig. FIG.7 (ref. L), depois, após encontrar o ajuste correto, solte a alavanca para travar definitivamente o apoio.

7.7 Instalação/remoção das rodas pequenas traseiras (apenas NEXT, DUAL e SKINNY)

As rodas traseiras com um diâmetro de 30 cm devem ser colocadas no último orifício na parte inferior da armação.



(FIG. 8)


No caso das rodas com desbloqueio rápido

- Retire as tampas de plástico do orifício e insira as rodas pressionando para a armação até estalar corretamente o dispositivo de bloqueio automático (FIG. 8)
- Para a remoção, basta premir o botão no meio do círculo da roda para efetuar o desbloqueio. Extrair a roda para fora. (FIG. 8)

No caso das rodas fixas (apenas SKINNY)

- Insira a roda pequena e bloqueie-a com a porca fornecida
- Para remoção, desaparafuse a porca do fecho. Puxe a roda para fora.

7.8 Ajuste do travão com rodas traseiras pequenas (apenas NEXT, DUAL e SKINNY)



(FIG. 9)

- Com as rodas traseiras de 30 Cm de diâmetro, o travão deve ser colocado na parte serrilhada do quadro, conforme (FIG. 9), bloqueando a corrediça do travão através dos dois parafusos no suporte

Nota: Ajuste a distância do eixo da roda de modo a que, quando o travão é acionado, possa exercer pressão que bloqueie firmemente a roda.

7.9 Instalação/remoção de rodas traseiras grandes (apenas NEXT GO, DUAL GO E SKINNY GO)

As rodas traseiras com um diâmetro de 60 cm devem ser colocadas no orifício central da armação



(FIG. 10)

Em Caso de Rodas Com Liberação Rápida

- Retire as tampas de plástico do orifício e insira as rodas pressionando em direção à estrutura até que o dispositivo de bloqueio automático seja acionado corretamente. (FIG. 10)
- Para a retirá-lo, basta premir o botão no centro do aro da roda para desbloquear, puxe a roda para fora (FIG. 10)

No caso das rodas fixas (apenas para SKINNY GO)

- Insira a roda grande e bloqueie-a com a porca fornecida.
- Para remoção, desaparafusar a porca de fixação, puxe a roda tirando-a para fora

7.10 Ajuste do travão com rodas traseiras grandes (apenas DUAL)



Com as rodas traseiras com diâmetro de 60 Cm O travão deve ser posicionado na parte serrilhada da armação conforme a imagem (FIG.11), bloqueando o travão através dos dois parafusos no suporte.

Nota: Ajuste a distância do slide da roda de forma que, quando o travão é acionado, possa exercer pressão, de modo a bloquear a roda com confiança

8. Antes de qualquer utilização

- Verifique sempre o estado de desgaste das peças mecânicas do dispositivo de modo a garantir uma utilização segura do dispositivo para pessoas e coisas
- Verifique a montagem correta do aparelho com especial atenção à correta inserção das rodas traseiras
- Certifique-se de que o assento está totalmente aberto na posição de travagem (caso contrário, pressione o assento para baixo com firmeza, em direção à estrutura)
- Verifique o funcionamento correto do travão da roda traseira

9. Avisos para utilização

- Cadeira de rodas não pode ser usada como assento em veículos a motor
- Certifique-se sempre de que o controlo do travão está bem ajustado e funcional
- Recomenda-se prestar atenção à colocação dos dedos em algumas partes, tais como rodas ou travões durante a utilização da cadeira de rodas. Pode ocorrer entalamento.
- Por favor, note que a temperatura da superfície da cadeira de rodas pode aumentar quando exposta a fontes de calor externas, como a luz solar.

10. Como usar

Nota: Consulte as advertências gerais neste manual de instruções



Atenção!

- Entrar e sair da cadeira de rodas sozinho é uma operação potencialmente perigosa: faça isso apenas se estiver fisicamente apto e com cuidado
- Não se apoie nas partes removíveis, prefira a estrutura do assento

**NÃO COLOQUE SEU PESO NOS PÉS AO SUBIR OU DESCER DO
CADEIRA DE RODAS, PERIGO DE QUEDA !**

10.1 Subir para a cadeira de rodas

1. Aproxime a cadeira de rodas o mais perto possível, de modo a colocá-la ao seu lado.
2. Bloquee os travões das rodas traseiras; para facilitar o mais fácil possível a subida da cadeira de rodas é aconselhável remover o apoio de braços do lado onde estas operações são realizadas.
3. Apoie-se na estrutura do quadro fazendo força nos braços, em seguida, desça lentamente em direção ao assento.

10.2 Descer da cadeira de rodas.

1. Aproxime-se o mais possível ao lado de um novo acento.
2. Bloquee os travões das rodas traseiras; para tornar a saída da cadeira o mais fácil possível. É aconselhável remover o apoio de braços do lado onde estas operações são realizadas.
3. Coloque os braços na estrutura do assento para o qual deve transferir e, ao levantar, deslize lentamente em direção a este último.

10.3 Degraus e irregularidades (dicas sobre a melhor forma de enfrentá-los sozinho)



Atenção, atenção!

Estas técnicas são válidas apenas para usuários de cadeiras de rodas experientes. Em outros casos, é recomendável procurar ajuda de um assistente!

Para Subir

Desloque-se para perto do degrau a ser superado.

Equilibre a cadeira de rodas nas rodas traseiras, de forma a levantar as rodas dianteiras, apenas o suficiente para colocá-las no obstáculo a ser ultrapassado. Incline o tronco para a frente e empurre o corrimão sobre as rodas traseiras para a frente. Continue a empurrar até que as rodas traseiras tenham subido sobre o obstáculo.

Para Descer

Para descer a diferença de altura, execute o procedimento inverso. Posicione-se com a parte de trás da cadeira de rodas em frente à diferença de altura a ultrapassar, segure vigorosamente o corrimão das rodas traseiras e, em seguida, desça lentamente o degrau ou o obstáculo; em seguida, equilibre a cadeira de rodas nas e rodas traseiras de modo a levantar ligeiramente as rodas dianteiras e terminar suavemente a descida.



Atenção!

Recomenda-se que não utilize esta técnica perante uma diferença de altura superior a 10 cm!

10.4 Utilização de apoios de braços

Os apoios de braços só podem ser dobráveis, apenas removíveis ou dobráveis e removíveis: Levante o apoio para os braços - Esta função é muito conveniente para entrar ou sair da cadeira de rodas. Para rebater o apoio para os braços, basta premir a alavanca de desbloqueio frontal e rodá-lo para trás.

10.5 Utilização de rodas Grandes

As rodas traseiras grandes de 50/60 cm são usadas para conduzir a cadeira de rodas quando autopropelida. Para isso, segure o corrimão na roda e empurre-a na direção pretendida.

10.6 Utilização de rodas pequenas

As rodas traseiras de 30 cm destinam-se ao funcionamento da cadeira de rodas com a ajuda de um operador através das peças traseiras da cadeira de rodas.

10.7 Utilização de rodas pequenas para passagens estreitas (padrão em modelos com desbloqueio rápido)

Este tipo de rodas serve apenas para permitir um curto movimento da cadeira de rodas destinada à passagem em ambientes particularmente estreitos (por exemplo, portas de elevador). Para utilizar estas rodas é necessário levantar a cadeira de rodas para extrair as rodas traseiras, em seguida, empurrar a cadeira de rodas colocando-a de novo sobre as rodas pequenas e, em seguida, reinserir as rodas traseiras.

10.8 Transporte por meio de viagem

A cadeira de rodas foi concebida para ser facilmente transportada. Uma vez removidas as plataformas e os apoios de braços, pode ser fechada e convenientemente colocada, por exemplo, no porta-malas de um veículo. Por isso não for possível por razões de espaço, coloque a cadeira de rodas à frente do banco traseiro de modo a que fique estável e não possa virar ou deslizar. Se possível, bloqueie a cadeira de rodas com o cinto de segurança do veículo.

11. Manutenção

Os dispositivos da linha ARDEA ONE da Moretti S.p.A. no momento da colocação no mercado, são cuidadosamente verificados e fornecidos com uma marca CE. Para a segurança do paciente e do médico, recomenda-se que o fabricante ou um laboratório autorizado verifique, pelo menos de 2 em 2 anos, a adequação à utilização do produto. Só devem ser utilizadas peças sobressalentes originais e acessórios em caso de reparação. Antes de utilizar o aparelho, efetue todas as verificações e verificações sugeridas no parágrafo "ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO" deste manual de instruções. As cadeiras de rodas ARDEA ONE necessitam de algumas manutenções periódicas básicas, abaixo listamos os controles a serem realizados periodicamente:

capacidade de travagem	Mensal
limpeza do assento	Quando necessário

12. Limpeza e desinfecção

12.1 Limpeza de estofos e desinfecção

O estofamento e acolchoamento são feitos de Nylon. E podem ser limpos com água e sabão neutro.

12.2 Limpeza da estrutura e peças metálicas

Também para a limpeza das partes metálicas pode utilizar sabão e água neutros, depois secar com um pano macio para não riscar a pintura da armação.

12.3 Limpeza de Rodas e travões

Da mesma forma, as rodas também podem ser limpas com água e sabão neutro. Preste muita atenção à secagem: pode ser muito perigoso utilizar a cadeira de rodas com as rodas ainda húmidas.

12.4 Desinfecção

Se for necessário efetuar uma desinfecção do produto, utilize um detergente desinfetante comum.

Nota: Evite absolutamente utilizar produtos ácidos, alcalinos ou solventes, tais como acetona ou diluente.

13. Condições de eliminação

Em caso de eliminação do aparelho, nunca utilize os sistemas normais de distribuição de resíduos sólidos urbanos. Recomenda-se que o dispositivo seja eliminado através dos resíduos sólidos municipais comuns para a reciclagem planeada dos materiais utilizados.

14. Peças e acessórios sobressalentes

Para peças sobressalentes e acessórios, consulte exclusivamente o catálogo geral da Moretti.

15. Características técnicas

15.1 Dimensões

TAMANHOS E PESOS																
																
															PESO MAX.	
CP100-38																
CP100-40							40			58						
CP100-43							43			61						
CP100-45	113	83	43	90	74	49	42+56		43	63	27	17,5	60	20	-	120
CP100-46										63,5						
CP100-48										65						
CP102-38										56						
CP102-40										58						
CP102-43	113	83	43	90	74	49	42+56		43	61	27	17,5	60	20	-	120
CP102-45										63						
CP102-46										63,5						
CP102-48										65						
CP110-40										64						
CP110-43										67						
CP110-45	105	81	43	90	73	49	41+56		42	69	26	18,5	60	20	-	150
CP110-46										69,5						
CP110-48										71						
CP110-50										74						
CP200-38										58						
CP200-40										60						
CP200-43										63						
CP200-45	113	81	42	90	72+80	49	41+56		41	65	29	17,5	60	20	4	150
CP200-46										65,5						
CP200-48										68						
CP200-50										70						
CP300-50										73						
CP300-55	118	90	48	92	76	52	43+57		41	78	32	26	60	20	-	200
CP300-60										83						
CP620-40	100	73	41	92	80	53	45+57		37	51	26	16,5	50	18	-	110
CP620-43										54						
CP880-35	94	74	36	86+99	62	42	37+42		37	56	31	14,5	56	15	-	100

TAMANHO E Pesos



CP115-40								40		53							
CP115-43								43		56							
CP115-45	98	75	41	92	76	50	41+56	45	43	58	25	18,5	30	20	-	150	
CP115-46								46		58,5							
CP115-48								48		61							
CP115-50								50		63							
CP205-38								38		52							
CP205-40								40		54							
CP205-43								43		57							
CP205-45	104	76	42	90	71+80	49	41+55	45	41	59	25	17,5	30	20	4	150	
CP205-46								46		59,5							
CP205-48								48		62							
CP205-50								50		64							
CP310-50	104	77	48	92	70	52	43+57	50	39	63	30	26	32	20	-	200	
CP310-55								55		68							
CP500-40								40		55							
CP500-43								43		58							
CP500-45	94	70	42	92	72	48	42+54	45	43	60	26	17,5	30	20	-	120	
CP500-46								46		60,5							
CP500-48								48		63							
CP520-40								40		55							
CP520-43								43		58							
CP520-45	99	73	42	93	72	48	42+56	45	42	60	26	17,5	30	20	-	150	
CP520-46								46		60,5							
CP520-48								48		63							
CP625-40	88	61	41	92	80	53	45+57	40	37	51	26	16,5	30	18	-	110	
CP625-43								43		54							

*As medidas podem variar em $\pm 0,5$ cm

15.2 Especificações técnicas

- Estrutura em aço
- Peso máx para: CP100, CP102, CP500: 120 kg; Para CP110, CP115, CP200, CP205, CP520: 150 kg; Para CP300, CP310: 200 kg; Para CP620, CP625: 110kg; Para CP880-35: 100 kg
- Rodas dianteiras em diâmetro: 20 cm
- Rodas dianteiras (modelo infantil) em diâmetro: 15 cm
- Pequenas rodas traseiras em diâmetro: 30 cm
- Rodas Grandes traseiras em diâmetro: 60 cm
- Rodas Grandes traseiras em passagens estreitas em diâmetro: 50 cm
- Rodas Grandes traseiras (modelo infantil) em diâmetro: 56 cm
- Estofos de nylon
- Resistência à ignição: Os materiais utilizados para revestimento e enchimento foram testados por métodos especificados na EN1021-1/2
- Normas de referência: EN 12183
- Temperatura do ambiente: $-20\text{ C}^{\circ} / + 40\text{ C}^{\circ}$
- Armazenamento recomendado: Guarde em local fresco e seco e, em qualquer caso, sempre longe de fontes diretas de calor, como a luz solar. (Temperatura recomendada: entre $+10\text{ C}^{\circ} / + 40\text{ C}^{\circ}$)

16. Garantia

Todos os produtos Moretti são garantidos por defeitos de material ou de fabrico por um período de 2 (dois) anos a contar da data de venda do produto, com exceção de quaisquer exclusões e limitações especificadas abaixo. Esta garantia não é válida em caso de utilização indevida, abuso ou modificação do produto e por não adesão às instruções de utilização. A utilização correta do produto está indicada no manual do utilizador. A Moretti não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes, ferimentos pessoais ou qualquer outra coisa causada ou relacionada com a instalação e/ou utilização do aparelho que não cumpra escrupulosamente as instruções nos manuais de instalação, montagem e utilização. A Moretti, não garante produtos Moretti contra danos ou defeitos nas seguintes condições: catástrofes naturais, operações de manutenção ou reparação não autorizadas, danos resultantes de problemas de alimentação (se necessário), utilização de peças ou componentes não fornecidos pela Moretti, incumprimento das orientações e instruções de utilização, modificações não autorizadas, danos no transporte (com além da expedição original da Moretti), ou falta de manutenção conforme indicado no manual. Os componentes não são cobertos por esta garantia se os danos forem imputáveis à utilização normal do produto.

16.1 Reparações

Reparação em garantia: No caso de um produto Moretti ter defeitos de material ou de fabrico durante o período de garantia, a Moretti avaliará com o cliente se o defeito do produto está coberto pela garantia. A Moretti, a seu exclusivo critério, poderá substituir ou reparar o artigo de garantia, num a revendedor específico da Moretti ou na sua sede. Os custos de mão de obra relacionados com a reparação do produto podem ser suportados pela Moretti se determinar que a reparação se enquadra no âmbito da garantia. Uma reparação ou substituição não renova ou prolonga a garantia.

Reparação de um produto não coberto pela garantia: Um produto não coberto pela garantia só pode ser devolvido para reparação depois de ter recebido autorização prévia do serviço de apoio ao cliente da Moretti. Os custos de mão de obra de envio relacionados com uma reparação não coberta pela garantia serão totalmente suportados pelo cliente ou retalhista. As reparações em produtos não abrangidos pela garantia são garantidas por 6 (seis) meses, a partir do dia em que recebe o produto reparado.

Produtos não defeituosos: O cliente será notificado se, após examinar e experimentar um produto devolvido, a Moretti concluir que o produto não está defeituoso. O produto será devolvido ao cliente e os custos de envio devidos à devolução serão suportados por ele.

16.2 Peças sobressalentes

As peças sobressalentes Moretti originais estão garantidas por 6 (seis) meses a partir do dia em que recebe a peça sobressalente.

16.3 Cláusulas exoneradas

A menos que expressamente especificado nesta garantia e dentro dos limites da lei, a Moretti não oferece qualquer outra declaração, garantia ou condição, expressa ou implícita, incluindo se quaisquer declarações, garantias ou condições de marketability, adequação para um determinado fim, não-violação e não interferência. A Moretti não garante que a utilização do produto Moretti seja ininterrupta ou isenta de erros. A duração de quaisquer garantias implícitas que possam ser impostas pela lei limita-se ao período de garantia, dentro dos limites das regras legais. Alguns estados ou países não permitem limitações na duração de uma garantia implícita ou na exclusão ou limitação de danos acidentais ou indiretos em relação aos produtos de consumo. Nesses estados ou países, determinadas exclusões ou limitações desta garantia podem não se aplicar a si. Esta presente garantia está sujeita a alterações sem aviso prévio.

**MORETTI®****CERTIFICADO DE GARANTIA****ARDEA®****Produto** _____**Comprado em data** _____**Revendedor** _____**Via** _____ **Localidade** _____**Vendido para** _____**Via** _____ **Localidade** _____**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20122 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.email morettispa.com](http://www.email.morettispa.com)info@morettispa.com **MADE IN P.R.C.**

