

ASSENTOS DE BANHO

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Índice

1. CODIGOS	p. 3
2. INTRODUÇÃO	p. 3
3. UTILIZAÇÃO PRETENDIDA	p. 3
4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE	p. 3
5. AVISOS GERAIS	p. 3
6. SIMBOLOGIA UTILIZADA	p. 4
7. DESCRIÇÃO GERAL	p. 4
7.1 RS810	p. 4
7.2 RS815	p. 4
7.3 RS817	p. 4
8. MONTAGEM	p. 4
8.1 RS810	p. 4
8.2 RS815	p. 5
8.3 RS817	
9. ANTES DE QUALQUER UTILIZAÇÃO	-
10. AVISOS DE UTILIZAÇÃO	-
11. MODO DE UTILIZAÇÃO	-
11.1 RS810	
11.2 RS815	
11.3 RS817	
12. LIMPEZA E DESINFEÇÃO	
12.1 Limpeza	•
12.2 Desinfeção	
13. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO	•
14. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
15. GARANTIA	-
16. REPARAÇÕES	•
16.1 Reparações de garantia	
16.2 Reparações de um produto não abrangido pela garantia	p. 7
16.3 Produtos não defeituosos	p. 8
17. PEÇAS SOBRESSALENTES	p. 8
18. CLÁUSULAS EXONERADAS	p. 8



C € Dispositivo médico da classe D. Lgs 24/02/97 N. 46 Implementação da Diretiva CEE 93/42 e alterações subsequentes

1. Códigos

RS810 Assento de banheira de plástico 1 pega

RS815 Assento de banho dobrável

RS817 Assento de casa de banho redondo

2. Introdução

Obrigado por ter escolhido uma cadeira de banho/chuveiro da linha MOPEDIA by Moretti. Os assentos de casa de banho/chuveiro Moretti foram concebidos e fabricados para responder a todas as suas necessidades para uma utilização prática, correta e segura. Este manual contém pequenas dicas para o uso correto do dispositivo que escolheu e dicas valiosas para a sua segurança. É aconselhável ler cuidadosamente todo este manual antes de utilizar a cadeira. Em caso de dúvida, contacte o revendedor, que poderá ajudálo e aconselhá-lo corretamente.

NOTA: Verifique se todas as partes do produto não foram danificadas durante o transporte. Em caso de danos, não utilize o produto e contacte **o** revendedor para **obter mais** instruções.

3. UTILIZAÇÃO PRETENDIDA

Os auxiliares de casa de banho/duche da linha MOPEDIA by Moretti destinam-se a facilitar o sentar de pessoas com deficiência ou pessoas com dificuldades de mobilidade durante as operações de limpeza na casa de banho.

Atenção!



- É proibido usar o seguinte dispositivo para outros fins que não os definidos neste manual
- Moretti S.P.A. declina qualquer responsabilidade por danos resultantes de um uso Indevido do dispositivo ou de um uso diferente do indicado neste manual
- O Fabricante reserva-se o direito de fazer alterações no dispositivo e no seguinte manual sem aviso prévio, o a fim de melhorar as suas características.

4. Declaração de conformidade da CE

MORETTI S.P.A. declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que os produtos fabricados e comercializados pela própria MORETTI S.p.A. pertencem à família de elevação estão em conformidade com as disposições aplicáveis da Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos. Para este efeito, MORETTI S.p.A. garante e declara sob a sua exclusiva responsabilidade o seguinte:

- Estes dispositivos satisfazem os requisitos essenciais do anexo I da Diretiva 93/42/CEE, conforme previsto no anexo VII da referida diretiva
- 2. A lista completa dos dispositivos em questão consta no anexo A da declaração.
- 3. Os dispositivos em questão não são instrumentos de medição.
- 4. Os dispositivos em questão não se destinam a investigação clínica.
- 5. Os dispositivos em questão são comercializados em embalagens não estéreis.
- 6. Os dispositivos em questão devem ser considerados pertencentes à classe l°.
- 7. Não é permitido utilizar e/ou instalar os dispositivos em questão fora do destino de utilização pretendido da MORETTI S.p.A.
- MORETTI S.P.A. mantém e coloca à disposição das autoridades competentes a documentação técnica que comprove o cumprimento da Diretiva 93/42/CEE.



5. AVISOS GERAIS

- · Para a utilização correta do dispositivo, consulte cuidadosamente o seguinte manual.
- Mantenha o produto embalado longe de qualquer fonte de calor como a embalagem é feita de cartão
- A vida útil do dispositivo é determinada pelo desgaste de peças não reparáveis e/ou substituíveis
- Preste sempre muita atenção à presença de peças móveis que possam causar entalamento dos membros e ferimentos pessoais.
- · Preste sempre atenção à presença de crianças

6. SIMBOLOGIA UTILIZADA

REF

Código do produto



Marca CE



Fabricante



Mês e ano de produção



Leia o manual de instruções



Condições de eliminação

7. DESCRIÇÃO GERAL

7.1 RS810

Assento de banheira de plástico antiderrapante com pega e furos de água. Ajustável em largura para uma maior adaptabilidade.

7.2 RS815

Cadeira de banho dobrável com estrutura de aço pintada e assento de plástico, dobrável para reduzir o volume durante o armazenamento. Pontas de borracha antiderrapante.

7.3 RS817

Assento de banheira redondo, com estrutura de alumínio anodizado

8. MONTAGEM


8.1 RS810


O produto é fornecido desmontado e é fácil de montar sem o uso de ferramentas. Composto por:

- Assento (1 pcs)
- Batentes (4 pcs)
- Pega (1 pcs)
- Parafusos
- · Coloque os trincos debaixo do assento e prenda-os por parafusos através de uma chave



de fendas ou de uma moeda. Insira a pega nos orifícios da extremidade do assento e fixe com os parafusos. A pega deve apontar para o centro do assento (Fig.1).





Regulação do assento (Imagem ilustrativa)

- Vire o assento, desaperte os 4 parafusos para que possam mover-se.
- Deslize os 4 parafusos em direção ao centro do assento de banho para que possam caber facilmente na banheira.
- Vire o assento novamente, de modo a que encaixe na banheira com a pega virada para a parede. (A pega deve estar sempre do lado da parede)
- · Coloque a cadeira de banho na posição ideal
- Deslize as presilhas para que toquem no interior da banheira e aperte os parafusos de aperto manual.
- Vire o assento novamente para que os pinos fiquem voltados para cima e ajuste para fora cerca de 2mm em cada presilha. Agora aperte os suportes para que não se movam facilmente
- Gire o assento da banheira para o dente correto e pressione suavemente na banheira (não force). Se o assento deslizar ao longo da banheira, poderá ter de ajustar os suportes mais para fora. Para fazer este passo, reputa as etapas 2 a 7.

8.2 RS815

A produto é fornecido já montado.

8.3 RS817

- O produto é fornecido desmontado. É fácil de montar. Na embalagem encontram-se:
- Assento com estrutura (1 peça)
- Pernas (4pecas)

Insira as 4 pernas na estrutura do assento, posicionando-as na altura desejada.



9. ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO

- Verifique sempre o estado de desgaste das peças de modo a garantir que o dispositivo é utilizado em total segurança para pessoas e coisas
- Verifique a montagem correta do dispositivo



10. Avisos para utilização

O fabricante e o distribuidor declinam qualquer responsabilidade pelas consequências decorrentes da utilização indevida do produto.

- Ajude sempre o paciente com dificuldades de locomoção para se posicionar no assento.
- Não utilizar com doentes que excedam o peso máximo indicado no rótulo do produto colocado na estrutura do aparelho
- Evite movimentos bruscos durante o posicionamento.
- Prestar atenção aos pisos molhados, húmidos ou escorregadios, pois podem dificultar o posicionamento do paciente
- Não guarde o produto ao ar livre. Verifique periodicamente a estabilidade do produto e a correta fixação dos parafusos e o estado das proteções de borracha
- Se tiver dúvidas sobre a utilização, regulação ou manutenção do produto, contacte o seu revendedor

△Não exceda a carga máxima permitido por qualquer motivo!

11. MODO DE UTILIZAÇÃO

11.1 RS810

- · Coloque o assento na banheira e aperte os fechos para torná-lo estável
- · Coloque a pega do lado oposto ao ponto de acesso à banheira
- · Se necessário, ajude o paciente a posicionar-se no assento
- · Use a pega como uma ajuda para se mover e posicionar-se corretamente no assento

11.2 RS815

Coloque o assento e abra-o sobre uma superfície plana e nivelada. Verifique a estabilidade do assento antes de utilizar.

11.3 RS817

Aiuste de altura

Pressione o batente para ajustar o assento desfilando o cano e trazendo-o para os orifícios de acordo com a altura desejada e a manobrabilidade subjetiva do próprio paciente. Reposicione o trinco no buraco para trancar o cano. Verifique se todas as quatro pernas têm a mesma altura. Coloque o assento sobre uma superfície plana e nivelada. Verifique a estabilidade da cadeira antes de utilizar.

12. LIMPEZA E DESINFEÇÃO

12.1 Limpeza

Para limpar o produto, utilize apenas um pano embebido em água e seque com um pano limpo e seco, ou com água morna e sabão neutro. Não utilize substâncias abrasivas, ácidos, álcool, detergentes à base de cloro, desinfetantes e acetona, porque estas substâncias provocam a abrasão das partes plásticas e a ferrugem das superfícies metálicas.

O fabricante não se responsabiliza por danos causados pela utilização de materiais que possam deteriorar a superfície do produto ou por corrosivos químicos utilizados durante a limpeza.

12.2 Desinfeção

Se necessário, desinfete o produto com um detergente desinfetante suave.

13. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO\

Em caso de eliminação do aparelho, nunca utilize os sistemas normais de descarte de resíduos sólidos urbanos. Em vez disso, recomenda-se a eliminação do dispositivo através das ilhas ecológicas comuns municipais para as operações de reciclagem dos materiais utilizados.



14. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RS810

Peso: 3,1 kg

Carga máxima: 160 kg

RS815

*Tamanho: ← L: 49 cm P: 38 cm H: 47÷51 cm

Assento: 49x29 cm
Peso: 3,2 kg
Carga máxima: 130 kg

RS817

Assento: Ø 31 cm
Peso: 1,5 kg
Carga máxima: 110 kg

15. GARANTIA

Todos os produtos Moretti são garantidos por defeitos de material ou de fabrico por um período de 2 (dois) anos a contar da data de venda do produto, com exceção de quaisquer exclusões e limitações especificadas abaixo. Esta garantia não é válida em caso de utilização indevida, abuso ou modificação do produto e por não cumprimento das instruções de utilização. A utilização correta do produto está indicada no manual do utilizador.

A Moretti não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes, ferimentos pessoais ou qualquer outra coisa causada ou relacionada com a instalação e/ou utilização do equipamento que não cumpra escrupulosamente as instruções dadas nos manuais de instalação, montagem e utilização.

A Moretti não garante produtos Moretti contra danos ou defeitos nas seguintes condições: catástrofes naturais, operações de manutenção ou reparação não autorizadas, danos resultantes de problemas de alimentação (quando fornecidos), utilização de peças ou componentes não fornecidos pela Moretti, não adesão às orientações e instruções de utilização, modificações não autorizadas, danos no transporte (com além da expedição original da Moretti), ou falha na manutenção, conforme indicado no manual.

Os componentes consumíveis não são cobertos por esta garantia se os danos forem imputáveis à utilização normal do produto.

16. REPARAÇÕES

16.1 Reparação de garantia

No caso de um produto Moretti ter defeitos de material ou de fabrico durante o período de garantia, a Moretti avaliará com o cliente se o defeito do produto está coberto pela garantia. A Moretti pode, a seu exclusivo critério, substituir ou reparar o artigo de garantia, num revendedor específico da Moretti ou na sua sede. Os custos de mão de obra relacionados com a reparação do produto podem ser suportados pela Moretti se se determinar que a reparação se enquadra no âmbito da garantia. Uma reparação ou

^{*} As medições referem-se às dimensões totais máximas



substituição não renova ou prolonga a garantia.

162 Reparação de um produto não coberto pela garantia

Um produto não coberto pela garantia só pode ser enviado para reparação depois de ter recebido autorização prévia do serviço de apoio ao cliente da Moretti. Os custos de mão de obra e de envio relacionados com uma reparação não coberta pela garantia serão totalmente suportados pelo cliente ou revendedor. As reparações em produtos não abrangidos pela garantia são garantidos por 6 (seis) meses, a partir do dia em que recebe o produto reparado.

163 Produtos não defeituosos

O cliente será notificado se, após examinar e experimentar um produto devolvido, a Moretti concluir que o produto não está defeituoso. O produto será devolvido ao cliente e os custos de envio devidos à devolução serão suportados por ele.

17. PECAS SOBRESSELENTES

As peças sobressalentes Moretti originais estão garantidas por 6 (seis) meses a partir do dia em que recebe a peca sobressalente.

18. CLÁUSULAS EXONERADAS

A menos que expressamente especificado nesta garantia e dentro dos limites da lei, a Moretti não oferece qualquer outra declaração, garantia ou condição, expressa ou implícita, incluindo quaisquer declarações, garantias ou condições de marketability, adequação para um determinado fim, não-violação e não interferência. A Moretti não garante que a utilização do produto Moretti seja ininterrupta ou isenta de erros. A duração de quaisquer garantias implícitas que possam ser impostas pela lei está limitada ao período de garantia, dentro dos limites das regras legais. Alguns estados ou países não permitem limitações na duração de uma garantia implícita ou na exclusão ou limitação de danos acidentais ou indiretos em relação aos produtos de consumo. Nesses estados ou países, determinadas exclusões ou limitações desta garantia podem não se aplicar a si. Esta garantia está sujeita a alterações sem aviso prévio.







CERTIFICADO DE GARANTIA

Produto	
Revendedor	
Via	_ Localidade
Vendido a	
	Localidade

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com

e-mail: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Fax. +39 055 96 21 200 www.morettispa.com info@morettispa.com