

Dear customer, we appreciate the trust placed in a product EMO. Choosing a brace Ortec line you have purchased a quality product and high level medical doctor. Read these instructions carefully. If in doubt contact your doctor or your specialist.

Regulations

The medical device complies with Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council on medical devices and the respective national regulations. Class I medical device, non-sterile, without measurement function.

Description and Features

Ortec PS100 Antidécubitus heel is made of a soft material that decreases the pressure. Prevent sores that occur on the heel and the ankles and the effects of friction on the area. Adjustment is by velcro. Ortec HAL100 Hallux Valgus Splint: Spell used to get right postural correction or slowing the progression of the deviation of the great toe valgus and varus first metatarsal. Made of terry velor and cotton. It incorporates a molded aluminum strip (medial) suitable for bunion and facilitates postural correction. The fit of the brace is made using velcro. Tobi-Stable Ortec TB100, TB110 Ortec Tobi-Stable and TB200 Ortec EMO-Stable Antiesguines ankle stabilizer that achieves excellent stability thanks to the rigid strap incorporating pronation and supination movements prevents or investment. Adjust and close by lacing. Flexible rods containing half-side. Ortec TB300 stabilizing ankle brace is in two leaflets that cover and stabilize the ankle malleolar level. Both pieces are padded with visco-elastic material with memory for enhanced fit and comfort of the patient. Has a part for adjusting the width of the heel and two tapes to adjust the area of the leg. Ortec TB350 with joint stabilizer, is a hinged brace for control and stabilization of the ankle joint. The adjustment is made by two previous films and later joining the two valves in the leg. The joint is ready for the technician to lock in a certain position. Ortec TB600 ankle immobilizing polyethylene, is a bracing kind of foot on a full enclosure to hug the ankle joint, immobilize and stabilize at 90 °, with relief in the area of malleoli.

Directions

Ortec PS100 Antidécubitus Heel: Prevention of decubitus ulcers in patients. Ortec HAL100 Hallux Valgus Splint: Correction and slowing the progression of hallux valgus desviaciones reducible phase. Tobi-Stable Ortec TB100, TB110 Ortec Tobi-Stable and TB200 Ortec EMO-Stable: Treatment of severe sprain and repetition, preventative during sports, trauma, stabilizing treatment after prolonged immobilization and post-surgical lesions. Ortec TB300 stabilizing ankle sprains mild preventative during sports, stabilizing after prolonged immobilization. Mediolateral compression pads memory. Ortec TB350 stabilizer with joint: ankle instabilities, immobilization in a position determined after injury, recovery of the functionality of the joint, sports injuries.

Ortec TB600 ankle immobilizing polyethylene: para-articular injuries without fracture, ligament sprains, peroneal, anterior talar and fibular-calcaneal, immobilization in the acute phase of ankle fractures, post-operative.

Instructions for use and placement

Ortec PS100 Antidécubitus Heel: Place the heel of the patient at 90° in the brace. After adjusted by Velcro. Ortec HAL100 Hallux Valgus Splint: Form the strip to the patient's anatomy. Then adjust the brace and close. Tobi-Stable Ortec TB100, TB110 Ortec Tobi-Stable and TB200 Ortec EMO-Stable: Fit the ankle with the foot in neutral position (90°). Adjust the lacing firmly to a heat source. For the covers of orthoses, wash exterior and interior surfaces with a cloth moistened with alcohol.

Quality Certificates
All materials used have been tested, comply with applicable European standards, are high quality and offer maximum safety and comfort during use. Öko-Tex Standard 100: textile eco-label awarded after the completion of a catalog of criteria for analysis to ensure the absence of substances harmful to health. Certify the absence of harmful substances in all the materials that make up a garment.

Notice
To dispose of the product, use the solid waste container. For the disposal of the container, depending on its material, use the paper / cardboard container or the plastic container. In any case, you must strictly comply with the regulations of the country. Any serious incident related to the product must be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and / or the patient are established.

Precautions
Follow the manufacturer's directions for proper orthosis placement. Follow the instructions or recommendations of the prescriber or healthcare personnel. For a personalized adaptation, consult a specialist. If there is ongoing pain, it is advisable to contact a healthcare professional. If an allergic reaction should occur remove the product and consult with the prescribing physician. In case of minor annoyances caused by excessive sweating we recommend the use of a tubular cotton. Positioned such that compression is not excessive. Do not

expose the garment to a flame or heat source at very high temperatures. Store at room temperature, preferably in the original packaging. Guarantee within the framework of laws.

Cleaning and maintenance

For pads and adjustment straps: Hand wash with warm water (max. 30 °) and neutral soap. During washing the velcro should be glued together or keep them closed. Dry at room temperature. Do not store or iron the garment. Contact with ointments, creams, alcohols and solvents may deteriorate the garment. Do not bleach or dry clean. To lay the garment dry and not exposed directly to a heat source. For the covers of orthoses, wash exterior and interior surfaces with a cloth moistened with alcohol.

Descripción y características
PS100 Ortec Talonera antidécubito está fabricada con un material muy suave que disminuye la presión. Evita las escaras que se producen sobre el talón y los maleolos y los efectos de roce sobre la zona. Su ajuste es mediante velcro. HAL100 Ortec Férrula Hallux Valgus: Corrector postural nocturno utilizado para conseguir una corrección o ralentización de la progresión de la desviación del primer dedo en valgo y del primer metatarsiano en varo. Confeccionado en velour y en rizo de algodón. Incorpora un fleje moldeable de aluminio (zona medial) adaptable al juanete y que facilita la corrección postural. El ajuste de la ortesis se realiza mediante velcro.

TB100 Ortec Tobi-Stable, TB110 Ortec Tobi-Stable y TB200 Ortec EMO-Stable: Tobillera estabilizadora antiesguines que consigue una excelente estabilización gracias a la cincha rígida pronadora que incorpora y que evita los movimientos de supinación o inversión. Ajuste y cierre mediante cordonera. Contiene varillas flexibles mediolaterales. TB300 Ortec estabilizadora de tobillo, es una ortesis en dos valvas que cubren y estabilizan a nivel maleolar el tobillo. Ambas piezas están almohadilladas en material visco-elástico con memoria para un mayor ajuste y confort del paciente.

Dispone de una pieza para ajustar la anchura del talón y dos cintas para el ajuste en la zona de la pierna. TB350 Ortec estabilizadora con articulación, es una ortesis articulada para el control y la estabilización de la articulación del tobillo. El ajuste se realiza mediante dos cintas anteriores y una posterior que unen las dos valvas en la zona de la pierna. La articulación viene preparada para que el técnico pueda bloquearla en una posición determinada. TB600 Ortec inmovilizadora de tobillo en polietileno, es una ortesis tipo botín en forma de carcasa completa para abrazar la articulación del tobillo, inmovilizarlo y estabilizarlo a 90 °, con desahogo en la zona de maleolos.

Indicaciones
PS100 Ortec Talonera antidécubito: Prevención de úlceras en pacientes en decúbito. HAL100 Ortec Férrula Hallux Valgus: Corrección y ralentización de la progresión de las desviaciones del hallux valgus en fase reducible. TB100 Ortec Tobi-Stable, TB110 Ortec Tobi-Stable y TB200 Ortec EMO-Stable: Perforando en la posición deseada sobre

en

Estimado cliente, le agradecemos la confianza puesta en un producto EMO. Escogiendo una ortesis de la línea Ortec usted ha adquirido un producto de calidad y de alto nivel médico sanitario. Lea estas instrucciones atentamente. Si tiene alguna duda contacte con su médico o con su establecimiento especializado.

Normativa

El producto sanitario cumple el Reglamento (EU) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre productos sanitarios y las respectivas regulaciones nacionales. Producto sanitario Clase I, no estéril, sin función de medición.

Descripción y características

PS100 Ortec Talonera antidécubito está fabricada con un material muy suave que disminuye la presión. Evita las escaras que se producen sobre el talón y los maleolos y los efectos de roce sobre la zona. Su ajuste es mediante velcro. HAL100 Ortec Férrula Hallux Valgus: Corrector postural nocturno utilizado para conseguir una corrección o ralentización de la progresión de la desviación del primer dedo en valgo y del primer metatarsiano en varo. Confeccionado en velour y en rizo de algodón. Incorpora un fleje moldeable de aluminio (zona medial) adaptable al juanete y que facilita la corrección postural. El ajuste de la ortesis se realiza mediante velcro.

TB100 Ortec Tobi-Stable, TB110 Ortec Tobi-Stable y TB200 Ortec EMO-Stable: Tobillera estabilizadora antiesguines que consigue una excelente estabilización gracias a la cincha rígida pronadora que incorpora y que evita los movimientos de supinación o inversión. Ajuste y cierre mediante cordonera. Contiene varillas flexibles mediolaterales. TB300 Ortec estabilizadora de tobillo, es una ortesis en dos valvas que cubren y estabilizan a nivel maleolar el tobillo. Ambas piezas están almohadilladas en material visco-elástico con memoria para un mayor ajuste y confort del paciente.

Dispone de una pieza para ajustar la anchura del talón y dos cintas para el ajuste en la zona de la pierna. TB350 Ortec estabilizadora con articulación, es una ortesis articulada para el control y la estabilización de la articulación del tobillo. El ajuste se realiza mediante dos cintas anteriores y una posterior que unen las dos valvas en la zona de la pierna. La articulación viene preparada para que el técnico pueda bloquearla en una posición determinada. TB600 Ortec inmovilizadora de tobillo en polietileno, es una ortesis tipo botín en forma de carcasa completa para abrazar la articulación del tobillo, inmovilizarlo y estabilizarlo a 90 °, con desahogo en la zona de maleolos.

Indicaciones
PS100 Ortec Talonera antidécubito: Prevención de úlceras en pacientes en decúbito. HAL100 Ortec Férrula Hallux Valgus: Corrección y ralentización de la progresión de las desviaciones del hallux valgus en fase reducible. TB100 Ortec Tobi-Stable, TB110 Ortec Tobi-Stable y TB200 Ortec EMO-Stable: Perforando en la posición deseada sobre

es

Tratamiento del esguince grave y de repetición, preventiva durante la práctica deportiva, traumatismos, tratamiento estabilizador después de inmovilización prolongada y lesiones post-quirúrgicas. TB300 Ortec estabilizadora de tobillo. Esguinces leves, preventivo durante la práctica deportiva, estabilizador tras inmovilización prolongada. Compresión medio-lateral con almohadillas de memoria. TB350 Ortec estabilizadora con articulación: Instabilidades del tobillo, inmovilización en posición determinada tras lesión, recuperación de la funcionalidad de la articulación, lesiones deportivas.

TB600 Ortec inmovilizadora de tobillo en polietileno: Traumatismos para-articulares sin fractura, esguinces de ligamentos peroneo-astrágalo anterior y peroneo-calcáneo, inmovilización en fase aguda de fracturas maleolares, post-operatorios.

Instrucciones de uso y colocación

PS100 Ortec Talonera antidécubito: colocar el talón del paciente en ángulo de 90° dentro de la ortesis. Después ajustar mediante velcro. HAL100 Ortec Férrula Hallux Valgus: Conformar el fleje a la anatomía del paciente. Posteriormente ajustar la ortesis y cerrar. TB100 Ortec Tobi-Stable, TB110 Ortec Tobi-Stable y TB200 Ortec EMO-Stable: Calzar la tobillera con el pie en posición neutra (90°). Ajustar la cordonera firmemente de distal a proximal para evitar presiones a nivel de la garganta del tobillo que originarían edema distal. Realizar una flexo-extensión y comprobar que no existen molestias o sobrepresiones.

TB100 y TB110: Adaptación de la cinta pronadora: Situar el pie en Talo-valgo: flexión dorsal más eversión. Adaptar, sin forzar, la cinta partiendo hacia el Tendón de Aquiles y rodeando la garganta del pie para fijarse en el pasador (borde externo del pie). TB200: Colocación de cinchas laterales: Una vez acordonada la tobillera, adherir la cincha lateral externa siguiendo el eje de la pierna, forzando ligeramente la pronación. A continuación fije la cincha contralateral (lado medial). Por último, fija la posición de ambas pasando la cincha de velcro a través de la baga rodeando el tobillo. TB300 Ortec estabilizadora de tobillo: Coloque la pieza de unión del talón por debajo del mismo y ajuste las dos valvas con los huecos a la altura de los maleolos. Una las dos valvas con la pieza del talón mediante los velcros laterales de la superficie de las placas, las valvas deben quedar paralelas entre sí. Ajuste a continuación las cintas de la pierna, ambas cintas pueden cerrar a derechas o izquierdas según sea necesario. TB350 Ortec estabilizadora con articulación:

Incorpore la ortesis en el calzado y acople el pie en el zapato ajustándolo hacia la parte posterior y separando las dos valvas para facilitar la colocación. Fije la cinta posterior y a continuación las dos anteriores de forma que las valvas queden paralelas y confortables para el paciente. Si fuera necesario el bloquear el movimiento del tobillo en una posición determinada, el técnico puede fijarlo previamente.

Perforando en la posición deseada sobre



EMO
especialistas
en ortopedia



EMO
especialistas
en ortopedia

www.emo.es +34 963 132 051

Ortec by EMO
ortesis de miembro inferior

ortesis estabilizadoras de tobillo
controlled ankle immobilizer orthosis

CE
ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.
MADE IN SPAIN
www.emo.es +34 963 132 051

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2006A485 AITEX
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

V.1 05/2021

Cher client, nous apprécions les confiances dans un produit EMO. Choisir une ligne bretelles Ortec vous avez acheté un produit de qualité et le médecin de haut niveau médical. Lisez attentivement ces instructions. En cas de douleur, contactez votre médecin ou votre spécialiste.

Règlements

Le dispositif médical est conforme au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil sur les dispositifs médicaux et aux règlementations nationales respectives. Dispositif médical de classe I, non stérile, sans fonction de mesure.

Description et caractéristiques

Ortec PS100 anti-escarres talon est fait d'un matériau souple qui diminue la pression. Empêche les blessures qui se produisent sur le talon et les chevilles et les effets de la friction sur la zone. Le réglage est par velcro. Ortec HAL100 Hallux valgus Attelle: Sort utilisé pour obtenir la correction posturale nuit ou ralentir la progression de l'écart des gros orteils et valgus varus du premier métatarsien. Fabriqué en tissu épingle velours et coton. Il intègre une bande en aluminium moulé (médiane) adapté pour orteil et facilite la correction posturale. L'ajustement de l'orthèse se fait en utilisant velcro. Tobi-Stable Ortec TB100, TB110 Ortec Tobi-stable et TB200 Ortec EMO-Stable: stabilisateur cheville antiesguines qui réalise une excellente stabilité grâce à la sangle rigide intégrant des mouvements de pronation et de supination ou empêche d'investissement. Ajuster et fermer par laçage. Tiges souples contenant des demi-côtes. Ortec TB300 chevillère stabiliser est en deux feuillets qui recouvrent et stabiliser le niveau malleolaire cheville. Les deux pièces sont complétées par des matériaux viscoélastique à mémoire de forme et de confort du patient. Comporte une partie de réglage de la largeur du talon et deux bandes d'ajuster la zone de la jambe. Ortec TB350 avec articulation stabilisant, est une entretorse articulée pour le contrôle et la stabilisation de l'articulation de la cheville. Le réglage se fait par deux films précités et plus tard de rejoindre les deux robinets à la jambe. La commune est prête pour le technicien pour verrouiller dans une certaine position. Ortec TB600 la cheville immobiliser polyéthylène, est une sorte de bout contreventement sur une enceinte pleine à embrasser l'articulation de la cheville, immobiliser et stabiliser à 90 °, avec soulagement dans le domaine de la malléole.

Instructions

Ortec PS100 anti-escarres du talon: la prévention des escarres de décubitus chez les patients. Ortec HAL100 Hallux valgus Attelle: Correction et ralentir la progression de desviaciones hallux valgus réductible phase. Tobi-Stable Ortec TB100, TB110 Ortec Tobi-stable et TB200 Ortec EMO-stable: Traitement de l'entorse grave et de la répétition, de prévention lors d'activités sportives, les traumatismes, traitement de stabilisation après une immobilisation prolongée et les lésions post-chirurgicales.

Ortec TB300 la cheville de stabilisation entorses bénignes préventive lors d'activités sportives, la stabilisation après une immobilisation prolongée. Médo-latérale de compression tampons mémory. Ortec TB350 stabilisateur avec joint: instabilité de cheville, l'immobilisation dans une position déterminée après une blessure, la récupération de la fonctionnalité des lésions articulaires sportives. Polyéthylène Ortec cheville TB600 immobilisation: le para-articulaires blessures sans fracture, entorse du ligament, pérone, astragalien antérieur et du péroneo-calcaneum, l'immobilisation dans la phase aiguë de fractures de la cheville, les post-opératoires.

Instructions pour l'utilisation et le placement

Ortec PS100 anti-escarres du talon: Placez le talon de la patiente à 90 ° dans le corset. Après ajusté par velcro. Ortec HAL100 Hallux valgus Attelle: former la bande à l'anatomie du patient. Puis ajuster le corset et fermez-le.

Nettoyage et entretien

Pour tampons et sangles d'ajustement: Lavage à la main avec de l'eau chaude (max. 30 °) et du savon neutre.

Pendant le lavage, le velcro doit être collées ou les garder fermés. Sécher à température ambiante. Ne pas entreposer ou repasser le vêtement. Le contact avec des pomades, des crèmes, des alcool et les solvants peuvent détériorer le vêtement. Ne pas blanchir ou nettoyage à sec. Pour avoir étaillé le vêtement et pas directement exposé à une source de chaleur. Pour les couvertures d'orthèses, laver les surfaces extérieures et intérieures avec un chiffon imbibé d'alcool.

Certificats de Qualité

Tous les matériaux utilisés ont été testés, se conformer aux normes européennes applicables, sont de haute qualité et une sécurité maximale et de confort pendant l'utilisation. Öko-Tex Standard, fixez la sangle contralatérale (côté médial). Enfin, fixant la position de la sangle deux Velcro passant par le bâton entourant la cheville. Ortec stabilisateur cheville TB300: Placez le talon de montage ci-dessous, et ajuster les deux soupapes avec des trous allant jusqu'à la cheville. Les deux soupapes à une pièce du talon à l'aide du côté velcro de la surface de plaque, les folioles doit être parallèle à l'autre. Puis l'ajustement de la jambe avec les deux bandes peuvent être fermées à gauche ou à droite selon les besoins. Ortec TB350 avec joint stabilisant: Entrer l'accordade dans la chaussette et fixez le pied dans la chaussette en l'adaptant à l'arrière et en séparant les deux valves pour un positionnement facile. Fixez la bande arrière, puis les deux autres de sorte que les vannes sont parallèles et confortable pour patient. S'il est nécessaire de bloquer le mouvement de la cheville dans une certaine position, le technicien peut-il définir précédemment. Perforation dans la position désirée sur le point déjà commencé avec les axes, et en utilisant les rivets fournis. Polyéthylène Ortec cheville TB600 immobilisation: Ouvrez l'accordade pour l'avant pour faciliter l'entrée du pied dans l'. Si nécessaire, vous pouvez couper le chauffage et le logement pour le réglage. Située non loin par les trois bandes.

Pour éliminer le produit, utilisez le conteneur de déchets solides. Pour l'élimination du conteneur, en fonction de son matériau, utilisez le conteneur en papier / carton ou le conteneur en plastique. Dans tous les cas, vous deviez vous conformer strictement à la réglementation du pays. Tout incident grave lié au produit doit être signalé à l'organisme de surveillance compétent de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et / ou le patient sont établis.

Indications

Ortec PS100 Heel antidecubitum: Prévention des ulcères de décubitus chez les patients. Ortec HAL100 Hallux valgus Attelle: Correction et ralentir la progression de desviaciones hallux valgus réductible phase. Tobi-Stable Ortec TB100, TB110 Ortec Tobi-stable et TB200 Ortec EMO-stable: Traitement de l'entorse grave et de la répétition, de prévention lors d'activités sportives, les traumatismes, traitement de stabilisation après une immobilisation prolongée et les lésions post-chirurgicales.

Précautions

Suivez les instructions du fabricant pour un placement correct de l'orthèse. Suivez les instructions ou les recommandations du prescripteur ou du personnel soignant. Pour une adaptation personnalisée, consultez un spécialiste. En cas de douleur persistante, il est conseillé de contacter un professionnel de la santé. Si une réaction allergique devrait se retirer le produit et consulter le médecin prescripteur. En cas de petits désagréments causés par la transpiration excessive, nous recommandons l'utilisation d'un coton tubulaire. Positionné de telle sorte que la compression ne soit pas excessive. Ne pas exposer le vêtement à une flamme ou source de chaleur à des températures très élevées. Stocker à température ambiante, de préférence dans l'emballage d'origine. Garantie dans le cadre des lois.

Normativa

Il dispositivo medico è conforme al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui dispositivi medici e alle regolamentazioni nazionali rispettive. Dispositivo medico di classe I, non sterile, senza funzione di misurazione.

Descripción e Características

Ortec PS100 tallone anticubito es fatto di un materiale morbido che diminuisce la pressione. Previene piaghe che si verificano sul tallone e le caviglie e gli effetti di attrito sul territorio. La regolazione è con velcro.

Nettoyage et entretien

Pour tampons et sangles d'ajustement: Lavage à la main avec de l'eau chaude (max. 30 °) et du savon neutre.

Pendant le lavage, le velcro doit être collées ou les garder fermés. Sécher à température ambiante. Ne pas entreposer ou repasser le vêtement. Le contact avec des pomades, des crèmes, des alcool et les solvants peuvent détériorer le vêtement. Ne pas blanchir ou nettoyage à sec. Pour avoir étaillé le vêtement et pas directement exposé à une source de chaleur. Pour les couvertures d'orthèses, laver les surfaces extérieures et intérieures avec un chiffon imbibé d'alcool.

Certificados de Qualidade

Todos os materiais utilizados ont été testados, se conformer aux normes europeias aplicáveis, sont de haute qualité et une sécurité maximale et de confort pendant l'utilisation. Öko-Tex Standard, fixez a sangle contralateral (lado medial). Enfin, fixar a posição da sangle de suporte no lado oposto para garantir a ausência de substâncias nocivas para a saúde. Certificar a ausência de substâncias nocivas dans tous les matériaux qui est fait d'un vêtement.

Remarques

Pour éliminer le produit, utilisez le conteneur de déchets solides. Pour l'élimination du conteneur, en fonction de son matériau, utilisez le conteneur en papier / carton ou le conteneur en plastique. Dans tous les cas, vous deviez vous conformer strictement à la réglementation du pays. Tout incident grave lié au produit doit être signalé à l'organisme de surveillance compétent de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et / ou le patient sont établis.

Indicaciones

Ortec PS100 Heel antidecubitum: Prevención de las úlceras de decubito nei pazienti. Ortec HAL100 dell'alluce valgo Splint: Correzione e rallentando la progressione della alluce valgo desviaciones riducibili fase. Tobi-Stable Ortec TB100, TB110 Ortec Tobi-stabile e TB200 Ortec EMO-stable: Trattamento dell'entorse grave e di la ripetizione, di prevención lors d'activités sportives, les traumatismos, trattamento de stabilizzazione dopo immobilizzazione

Precauciones

Sigue las indicaciones del fabricante para un posicionamiento correcto de la ortesis. Sigue las instrucciones o las recomendaciones del prescriptor o del personal sanitario. Para una adaptación personalizada, consulte a un especialista. En caso de dolor persistente, es recomendable contactar a un profesional de la salud. Si hay una reacción alérgica, retire el producto y consulte al médico prescriptor. En caso de pequeños desagradables causados por la transpiración excesiva, se recomienda el uso de un algodón tubular. Posicionado de tal forma que la compresión no sea excesiva. No exponga el vestimenta a una llama o fuente de calor a temperaturas muy altas. Almacenar a temperatura ambiente, preferiblemente en el embalaje original. Se recomienda el uso de un protector de la piel.

Normativa

Il dispositivo medico è conforme al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui dispositivi medici e alle regolamentazioni nazionali rispettive. Dispositivo medico di classe I, non sterile, senza funzione di misurazione.

Descrição e Características

Ortec PS100 tallone anticubito es fatto di um material macio que diminui a pressão. Previne lesões que ocorrem no calcâneo e os tornozelos e os efeitos de atrito sobre a área. A regulação é com velcro.

Pendant o lavado, o velcro deve ser colado ou manter fechado. Secar a temperatura ambiente. Não armazenar ou expor ao calor ou fonte de calor a temperaturas muito altas. Armazenar a temperatura ambiente, preferencialmente na embalagem original.

Nettoyage et entretien

Pour tampons e sangles d'ajustement: Lavage à la main avec de l'eau chaude (max. 30 °) et du savon neutre.

Pendant o lavado, o velcro deve ser colado ou manter fechado. Secar a temperatura ambiente. Não armazenar ou expor ao calor ou fonte de calor a temperaturas muito altas. Armazenar a temperatura ambiente, preferencialmente na embalagem original.

Certificados de Qualidade

Todos os materiais utilizados ont été testados, se conformer aux normes europeias aplicáveis, sont de haute qualidade e une segurança máxima e conforto durante o uso. Öko-Tex Standard, fixar a sangle contralateral (lado medial). Enfin, fixar a posição da sangle de suporte no lado oposto para garantir a ausência de substâncias nocivas para a saúde. Certificar a ausência de substâncias nocivas dans tous les matériaux qui est fait d'un vêtement.

Remarques

Pour éliminer le produit, utilisez o contêiner de resíduos sólidos. Para a eliminação do contêiner, em função do seu material, utilize o contêiner de papel / cartão ou o contêiner de plástico. Em todos os casos, deve-se seguir as regras de segurança e conforto do país. Certifique a ausência de substâncias nocivas para a saúde.

Indicaciones

Ortec PS100 Heel antidecubitum: Prevención de las úlceras de decubito nei pazienti. Ortec HAL100 dell'alluce valgo Splint: Correzione e rallentando la progressione della alluce valgo desviaciones riducibili fase. Tobi-Stable Ortec TB100, TB110 Ortec Tobi-stabile e TB200 Ortec EMO-stable: Trattamento dell'entorse grave e di la ripetizione, di prevención lors d'activités sportives, les traumatismos, trattamento de stabilizzazione dopo immobilizzazione

Precauciones

Sigue las indicaciones del fabricante para un posicionamiento correcto de la ortesis. Sigue las instrucciones o las recomendaciones del prescriptor o del personal sanitario. Para una adaptación personalizada, consulte a un especialista. En caso de dolor persistente, es recomendable contactar a un profesional de la salud. Si hay una reacción alérgica, retire el producto y consulte al médico prescriptor. En caso de pequeños desagradables causados por la transpiración excesiva, se recomienda el uso de un algodón tubular. Posicionado de tal forma que la compresión no sea excesiva. No exponga el vestimenta a una llama o fuente de calor a temperaturas muy altas. Almacenar a temperatura ambiente, preferiblemente en el embalaje original.

Normativa

Il dispositivo medico è conforme al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui dispositivi medici e alle regolamentazioni nazionali rispettive. Dispositivo medico di classe I, non sterile, senza funzione di misurazione.

Descrição e Características

Ortec PS100 tallone anticubito es fatto de um material macio que diminui a pressão. Previne lesões que ocorrem no calcâneo e os tornozelos e os efeitos de atrito sobre a área. A regulação é com velcro.

Pendant o lavado, o velcro deve ser colado ou manter fechado. Secar a temperatura ambiente. Não armazenar ou expor ao calor ou fonte de calor a temperaturas muito altas. Armazenar a temperatura ambiente, preferencialmente na embalagem original.

Nettoyage et entretien

Pour tampons e sangles d'ajustement: Lavage à la main avec de l'eau chaude (max. 30 °) et du savon neutre.

Pendant o lavado, o velcro deve ser colado ou manter fechado. Secar a temperatura ambiente. Não armazenar ou expor ao calor ou fonte de calor a temperaturas muito altas. Armazenar a temperatura ambiente, preferencialmente na embalagem original.

Certificados de Qualidade

Todos os materiais utilizados ont été testados, se conformer aux normes europeias aplicáveis, sont de haute qualità e uma segurança máxima e conforto durante o uso. Öko-Tex Standard, fixar a sangle contralateral (lado medial). Enfin, fixar a posição da sangle de suporte no lado oposto para garantir a ausência de substâncias nocivas para a saúde. Certificar a ausência de substâncias nocivas dans tous les matériaux qui est fait d'un vêtement.

Remarques

Pour éliminer le produit, utilisez o contêiner de resíduos sólidos. Para a eliminação do contêiner, em função do seu material, utilize o contêiner de papel / cartão ou o contêiner de plástico. Em todos os casos, deve-se seguir as regras de segurança e conforto do país. Certifique a ausência de substâncias nocivas para a saúde.

Indicaciones

Ortec PS100 Heel antidecubitum: Prevención de las úlceras de decubito nei pazienti. Ortec HAL100 dell'alluce valgo Splint: Correzione e rallentando la progressione della alluce valgo desviaciones riducibili fase. Tobi-Stable Ortec TB100, TB110 Ortec Tobi-stabile e TB200 Ortec EMO-stable: Trattamento dell'entorse grave e di la ripetizione, di prevención lors d'activités sportives, les traumatismos, trattamento de stabilizzazione dopo immobilizzazione

Precauciones

Sigue las indicaciones del fabricante para un posicionamiento correcto de la ortesis. Sigue las instrucciones o las recomendaciones del prescriptor o del personal sanitario. Para una adaptación personalizada, consulte a un especialista. En caso de dolor persistente, es recomendable contactar a un profesional de la salud. Si hay una reacción alérgica, retire el producto y consulte al médico prescriptor. En caso de pequeños desagradables causados por la transpiración excesiva, se recomienda el uso de un algodón tubular. Posicionado de tal forma que la compresión no sea excesiva. No exponga el vestimenta a una llama o fuente de calor a temperaturas muy altas. Almacenar a temperatura ambiente, preferiblemente en el embalaje original.

Normativa

Il dispositivo medico è conforme al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui dispositivi medici e alle regolamentazioni nazionali rispettive. Dispositivo medico di classe I, non sterile, senza funzione di misurazione.

Descrição e Características

Ortec PS100 tallone anticubito es fatto de um material macio que diminui a pressão. Previne lesões que ocorrem no calcâneo e os tornozelos e os efeitos de atrito sobre a área. A regulação é com velcro.

Pendant o lavado, o velcro deve ser colado ou manter fechado. Secar a temperatura ambiente. Não armazenar ou expor ao calor ou fonte de calor a temperaturas muito altas. Armazenar a temperatura ambiente, preferencialmente na embalagem original.

Nettoyage et entretien

Pour tampons e sangles d'ajustement: Lavage à la main avec de l'eau chaude (max. 30 °) et du savon neutre.

Pendant o lavado, o velcro deve ser colado ou manter fechado. Secar a temperatura ambiente. Não armazenar ou expor ao calor ou fonte de calor a temperaturas muito altas. Armazenar a temperatura ambiente, preferencialmente na embalagem original.

Certificados de Qualidade

Todos os materiais utilizados ont été testados, se conformer aux normes europeias aplicáveis, sont de haute qualità e uma segurança máxima e conforto durante o uso. Öko-Tex Standard, fixar a sangle contralateral (lado medial). Enfin, fixar a posição da sangle de suporte no lado oposto para garantir a ausência de substâncias nocivas para a saúde. Certificar a ausência de substâncias nocivas dans tous les matériaux qui est fait d'un vêtement.

Remarques

Pour éliminer le produit, utilisez o contêiner de resíduos sólidos. Para a eliminação do contêiner, em função do seu material, utilize o contêiner de papel / cartão ou o contêiner de plástico. Em todos os casos, deve-se seguir as regras de segurança e conforto do país. Certifique a ausência de substâncias nocivas para a saúde.

Indicaciones

Ortec PS100 Heel antidecubitum: Prevención de las úlceras de decubito nei pazienti. Ortec HAL100 dell'alluce valgo Splint: Correzione e rallentando la progressione della alluce valgo desviaciones riducibili fase. Tobi-Stable Ortec TB100, TB110 Ortec Tobi-stabile e TB200 Ortec EMO-stable: Trattamento dell'entorse grave e di la ripetizione, di prevención lors d'activités sportives, les traumatismos, trattamento de stabilizzazione dopo immobilizzazione

Precauciones