

AFO FONCTIONNEL ET DE PLÂTRAGE

Le but de ces orthèses est d'obtenir par l'apparition précoce du membre blessé la mobilité des articulations, la restauration ou la fonctionnalité du membre et donc l'intégration du patient à des activités de la vie quotidienne dans les plus brefs délais sans déformation résiduelle, évitant ainsi les problèmes liés à l'immobilisation (atrophie musculaire désuétée, raideur articulaire, ostéoporose, etc) .. Dans la mesure du possible, l'utilisation de ces orthèses doivent être accompagnés par un traitement de réadaptation approprié, une formation à l'utilisation du corset et des informations complètes sur les objectifs que nous cherchons à mieux s'en servir.

Placez le membre blessé au sein de l'attelle attelle et ajuster les sangles de fermeture sans exercer de pression excessive, mais par une prise en main sûre. Si à un moment donné le frotte attelle, empêche le mouvement des articulations voisines ou tout simplement pas pratique, ils peuvent être coupés, puis les bords de lissage chaud avec un ventilateur industriel et de façonner le plastique, toujours aider avec des gants résistants à la chaleur. Après avoir réglé les restes de bande attelle peut être découpée pour plus de confort.

FBR10 PAIRE DE HUMERUS BIVALVES

Traitement fonctionnel des fractures des os humérus, état moyen de guérir, les traitements associés à la fixation de l'alignement, le retard de l'Union, après le déménagement du matériel d'ostéosynthèse. Pour immobiliser le site de la fracture tout en préservant la mobilité des articulations.

Formé par deux valves, le feuillet postérieur du deltoïde couvre latéralement, conforme à l'acromion, s'étendant sur environ deux tiers des bras plus tard. Le feuillet antérieur a la même forme, mais couvrant les deux tiers du bras antérieur arches puis distalement pour faciliter la flexion du coude.

longueur Dimensions: (contour du bras / en cm.) S (28/25) M (32/30) L (37/35) XL (37 /> 35)

Side: droite et gauche

FBR20 BRACE ARTICLES

Traitement fonctionnel des fractures des membres supérieurs, état moyen de guérir, les traitements associés à la fixation de l'alignement, le retard de l'Union, après le déménagement du matériel d'ostéosynthèse. Pour immobiliser le site de la fracture tout en préservant la mobilité des articulations.

humérale Formé par une soupape à double-pièce et l'avant-bras niveau, qui sont ajustés et fixés au moyen de bandes. Les deux parties sont reekés par un couple de joints qui peuvent stabiliser le mouvement. La position des jonctions sont réglémentes par un diaphragma sur les blancs dans le sens longitudinal et à travers une fente boîtes en thermoplastique. Cette forme de règlement prévoit un simple ajustement des articulations, même lorsqu'ils sont placés sur le patient. Tailles:bras de lien de dépendance contour / avant-bras longueur en cm. S 28-33 / 25-30 / 22-28 L 32-37 / 30-37 / 22-28 Side: droite et gauche

FAB20 MINIBRACE AVANT-BRAS / FAB10 AVANT-BRAS MINIBRACE AVEC DALLE

Traitement fonctionnel des fractures du cubitus et / ou de radio, déclarations aux médias de guérison des traitements associés à la fixation de l'alignement, le retard de l'Union, après le déménagement du matériel d'ostéosynthèse. Pour immobiliser le site de la fracture tout en préservant la mobilité des articulations

Formé par deux valves, qui couvrent l'avant-bras, conforme à l'articulation du coude. La version de tuiles intègre une extension de la matière thermoplastique dans les limites distale dorsale de la flexion dorsale de la main, même avec l'utilisation d'une bande de fixation peut être réalisé en immobilisant l'articulation du poignet.

Tailles: (cm contour avant-bras.) S (22) M (25) L (28) Side: droite et gauche

CUPS avec articulation de la cheville CONTROLLEE FTB10 / FTB35 gratuite

Annule l'effet "impact" sur la phase de talon et empêche la distribution ou de naissain forme pourrait diminuer en raison de leur poids. Le bol dont la fonction est d'organiser et de localiser le pied, est ajusté au moyen d'un ruban. Les deux axes latéraux sont attachés à l'attache au moyen de rivets, ou fonctionnelle bandages de plâtre.

Modèles: contrôlé cheville / cheville libre

Tailles: L et XL

FPR10 CUPS AVEC DES GUÊTRES TIBIALE

Traitement fonctionnel des fractures du tibia et la cheville, les déclarations aux médias de guérison des traitements associés à la fixation de l'alignement, le retard de l'Union, après le déménagement du matériel d'ostéosynthèse.

Réalisé en deux parties, le feuillet postérieur contient tous les vœux avec une légère dépression dans la zone de la fosse poplitée. L'antérieure, englobe entièrement la jambe, a façonné le soutien rotulien. Le bol (contrôlé) avec le produit, à proprement positions du talon avec le naissain à travers deux axes latéraux, qui sont rivés à la prise de bec dans la position désirée.

Tailles: de veau plan (en cm.) S (29-32) M (33-36) L (37-40) XL (41-44)

Side: droite / gauche.

FM110 FEMUR GARDE-JAMBES

Convient pour le traitement fonctionnel des fractures diaphysaires du fémur. Montré en milieu étapes de la guérison, au cours de la consolidation du cal périosté. Après la phase aiguë des fractures et des parties sont reekés par un couple de joints qui peuvent stabiliser le mouvement. La position des jonctions sont réglémentes par un diaphragma sur les blancs dans le sens longitudinal et à travers une fente boîtes en thermoplastique. Cette forme de règlement prévoit un simple ajustement des articulations, même lorsqu'ils sont placés sur le patient. Tailles:bras de lien de dépendance contour / avant-bras longueur en cm. S 28-33 / 25-30 / 22-28 L 32-37 / 30-37 / 22-28 Side: droite et gauche

AFO FUNZIONALE DA INTONACO

Lo scopo di queste ortesi è di ottenere attraverso l'insorgenza precoce della mobilità articolare del arto infortunato, il ripristino o la funzionalità del socio e quindi l'inserimento del paziente di attività della vita quotidiana nel più breve tempo possibile senza deformità residua, evitando così i problemi legati alla immobilizzazione (atrofia muscolare disuso, rigidità articolare, osteoporosi, ecc) ..

Nella misura del possibile l'uso di queste ortesi deve essere accompagnata da un trattamento di riabilitazione opportuno, una formazione per l'uso del tutore e completa informazione sugli obiettivi cerchiamo di usarlo.

Posizionare l'arto danneggiato, entro il tutore tutore e regolare le cinghie di chiusura senza esercitare una pressione eccessiva, ma da una presa sicura.

Se a un certo punto la strofina stecca, impedisce il movimento delle articolazioni adiacenti o semplicemente non conveniente possono essere tagliate i bordi e poi il lisciatura caldo con un ventilatore industriale e la forma della plastica, aiutando sempre con i guanti resistenti al calore. Una volta regolato il nastro avanti stecca può essere tagliato per la comodità.

Coppia di omero FBR10 BIVALVI

Traitement fonctionale delle ossa fratture dell'omero, lo stato medio di guarigione, trattamenti associati alla fissazione di allineamento, ritardo unione, dopo la rimozione del materiale di osteosintesi. Per immobilizzare il focoloia di frattura, pur mantenendo la mobilità delle articolazioni. Formata da due valvole, il foglietto posteriore copre il deltoide lateralmente, conforme al acromion, si estende per circa due terzi del braccio in seguito. Il lembo anteriore ha la stessa forma, ma i due terzi del braccio anteriore archi poi distalmente per facilitare la flessione del gomito.

Dimensioni: (lunghezza / braccio di contorno in cm.) S (28/25) M (32/30) L (37/35) XL (37 /> 35)

Side: destra e sinistra

BRACE FBR20 ARTICOLI

Traitement fonctionale delle fratture dell'arto superiore, lo stato medio di guarigione, trattamenti associati alla fissazione di allineamento, ritardo unione, dopo la rimozione del materiale di osteosintesi. Per immobilizzare il focoloia di frattura, pur mantenendo la mobilità delle articolazioni. omerale Formata da una valvola a doppio pezzo e l'avambraccio livello, che vengono regolate e fissate per mezzo di nastri. Entrambe le parti sono unite da un paio di spinelli che può stabilizzare il movimento. La posizione delle giunzioni sono regolate tramite un vetrino sul spazi in senso longitudinale e attraverso un box con intaglio in termoplastico. Questa forma di regolamento prevede una semplice regolazione delle articolazioni, anche quando vengono immessi sul paziente.

Taglie: lunghezza del braccio / braccio contorno / avambraccio lunghezza in cm. S 28-33 / 25-30 / 22-28 L 32-37 / 30-37 / 22-28 Side: destra e sinistra

DOWNLOAD FTB50 calcagno

Traitement fonctionale dopo la fase acuta nelle fratture dell'astragalo e del calcagno.

Anche dopo osteosintesi nelle fratture della tibia, nelle fratture bi-malleolare, o altre fratture o necrosi ai piedi.

Composto da un tipo di socket supportato PTB permette effettivamente di scaricare la parte inferiore della gamba. Esso dovrebbe coprire i condili dalle ali laterali, il ginocchio è incuneato nella ortesi. La sua forma consente l'ascensore nella regione poplitea e il sostegno soprattutto subrotuliano. L'altezza del supporto, sia regolata dal lato hardware estensibile della mossa nella stessa su entrambi i lati. L'avampiede deve abbracciare il nastro di fissaggio, in modo che il piede è in sospensione, consentendo l'ammortizzazione durante la deambulazione, è necessario utilizzare fino equilibrio che l'arto controllatore. Taglie: (polpaccio muta in cm.) S (29-32) M (22) M (25) L (28)

Side: destra / sinistra.

Gomito e del ginocchio GIUNTI

Biomeccanico design che permette la mobilità delle articolazioni attraverso l'arco flexo-estensore del gomito o ginocchio. Costituita con un comune insieme da monocentrica o policentrica a modello e può funzionare liberamente ed a poco a poco controllato o limitato in base al modello. Limiti di possibili movimenti patologici (metà lato) del comune e consente ilimita o blocca la flessione controllata e l'estensione del braccio o del ginocchio. Slotted piastre di montaggio ci consentono di modificare e regolare la posizione delle articolazioni e di adattarsi sia come ortesi funzionale calchi

CUPS con ghette tibiale FPR10

Traitement fonctionale delle fratture della tibia e caviglia, le dichiarazioni del media guarigione trattamenti associati con fissazione di allineamento, ritardo unione, dopo la rimozione del materiale di osteosintesi. Made in due parti, il foglietto posteriore che contiene tutte le polpaccio con una leggera depressione nella regione della fossa poplitea. Il lembo anteriore, racchiude completamente la gamba, ha plasmato il sostegno rotuleo. La ciotola (controllata) con il prodotto, opportunamente posizioni il tallone con il batticube tramite due perni laterali, che sono rivettati alla sputo nella posizione desiderata.

Taglie: (polpaccio muta in cm.) S (29-32) M (33-36) L (37-40) XL (41-44)

Laterali: destra / sinistra.

Femore FM110 Leggards

Adatto per il trattamento funzionale della diafisi femorale fratture. Indicato in fasi intermedie di guarigione, durante il consolidamento del calo periostale. Dopo la fase acuta delle fratture e dei trattamenti associati osteosintesi

Assemblaggio costituito da un supporto termoplastico ischiatiche, che si inserisce l'abbraccio più prossimale degli arti inferiori i contorni della coscia con chiusura a nastro.

Taglie: (prossimale muta / altezza / ischio-adduttori in cm.) S (46/25/7) M (50/28/8) L (54/28/9) XL (58/30/10, 5) XXL (61/30/11)

Laterali: destra / sinistra.

FUNCTIONAL AFO--und Verputzarbeiten

Das Ziel dieser Orthesen ist es, durch den frühen Beginn der verletzten Extremität zu erhalten Gelenkbeweglichkeit, Wiederherstellung oder die Funktionalität der Mitglidstaaten und damit die Aufnahme der Patienten an den Aktivitäten des täglichen Lebens in der kürzest möglichen Zeit ohne Restfheilstelle, wodurch die damit verbundenen Probleme mit Ruhigstellung (ungebräuchlich Muskelatrophie, Gelenksteife, Osteoporose, etc) ..

Wo immer möglich, die Verwendung dieser Orthesen muss durch geeignete Rehabilitation, ein Training im Umgang mit der Orthese und vollständige Informationen über die Ziele, die wir versuchen, es zu benutzen werden. Legen Sie das verletzte Glied innerhalb der Schiene Schiene und stellen Sie die Gurte geschlossen, ohne ein zu starker Druck, sondern durch einen sicheren Griff. Wenn an irgendeinem Punkt der Schiene reibt, verhindert, dass sich benachbarte Gelenke oder einfach nicht bequem können sie Rändern beschnitten werden und dann glätten sie warm mit einem Industrie-Gebläse und Form der Plastik, immer zu helfen, das mit hitzebeständigen Handschuhen. Sobald die Schiene angepasst Überbleibsel Bänder können nach Komfort geschnitten werden.

BRACE humeri FBR10 Muscheln

Funktionelle Behandlung von Knochenbrüchen humeri, durchschnittlicher Zustand der Heilung, Behandlungen mit

Fixierung der Ausrichtung verbundenen, verzögerte Heilung nach Entfernung der Osteosynthese-Material. Zur Ruhigstellung der Fraktur und gleichzeitig die Beweglichkeit der Gelenke. Gegründet von zwei Ventile, die hintere Fallblatt umfasst den Oberarm seitlich, nach dem Akromion, erstreckt sich über zwei Drittel der Arm später. Der vordere Gebrauchsinformation hat die gleiche Form, aber für 03.02 anterior-posterior Arm, Bögen distal

Beugung des Ellenbogens zu erleichtern. Maße: (Länge / Kontur in cm.) S (28/25) M (32/30) L (37/35) XL (37 /> 35) Side: rechts und links

BRACE FBR20 ARTIKEL

Funktionelle Behandlung von Frakturen der oberen Extremitäten, durchschnittlicher Zustand der Heilung, Behandlungen mit Fixierung der Ausrichtung verbundenen, verzögerte Heilung, nach der Entfernung von Osteosynthesematerial. Zur Ruhigstellung der Fraktur und gleichzeitig die Beweglichkeit der Gelenke. Gebildet durch ein Ventil am Doppel-Stück Humerus und Unterarm Ebene, die angepasst und fixiert werden durch Bänder. Beide Seiten sind durch ein Paar von Gelenken, daß die Bewegung stabilisieren kann begleitetren. Die Lage der Knotenpunkte sind über einen Schieber auf die Röhlinge in der Längs-und durch einen Schlitz in Kisten thermoplastischen geregelt. Diese Form der Regulierung stellt eine einfache Anpassung der Gelenke, auch wenn auf den Patienten gelegt. Größen: Armlänge / Kontur Arm / Unterarm Länge in cm. S 28-33 / 25-30 / 22-28 L 32-37 / 30-37 / 22-28 Side: rechts und links

DOWNLOAD FTB50 Kalkaneus

Funktionelle Behandlung nach der akuten Phase in Frakturen des Talus und Kalkaneus. Auch nach Osteosynthese von Frak-

AFO FUNCIONAL e reboco

O objetivo destas órteses é conseguir através do início precoce do membro lesado mobilidade articular, a restauração ou a funcionalidade do membro e, portanto, a incorporação do paciente às atividades da vida diária no menor tempo possível sem deformidade residual, evitando os problemas associados à imobilização (atrofia muscular por desuso, rigidez articular, osteoporose, etc) .. Sempre que possível o uso dessas órteses deve ser acompanhada por tratamento de reabilitação adequada, um treinamento para o uso da cinta e informações completas sobre os objetivos que pretendem utilizar. Coloque o membro ferido na tala cinta e ajuste as correias fechadas sem exercer pressão excessiva, mas por um certo aperto. Se em algum momento da esfrega splint, impede o movimento das articulações adjacentes, ou simplesmente não é conveniente que pode ser aparado arestas e, em seguida, alisando-as quentes, com um ventilador industrial e moldar o plástico, sempre ajudando com luvas resistentes ao calor. Uma vez ajustados os restos de fita splint pode ser cortado para o conforto.

Größen (Wade Kontur cm.) S (29-32) M (33-36) L (37-40) XL (1941-1944)

Side: rechts / links.

Ellbogen- und Kniegelenke

Biomechanische Design, das die Beweglichkeit der Gelenke vor den Bug Flexo-Strecker des Ellenbogens oder des Knies ermöglicht. Gegründet mit einem Gemeinschaftsstand zusammen mit monozentrische oder polyzentrische nach Modell und können frei nach Funktion und kontrolliert oder eingeschränkt ist modellabhängig.

Begrenzt die mögliche pathologische Bewegungen (Halb-lateral) der gemeinsamen Grenzen und ermöglicht oder blockiert die kontrollierte Beugung und Streckung des Armes oder des Knies. Slotted Montageplatten erlauben uns einstellen und regulieren die Stellung der Gelenke und passen sowohl als funktionelle Orthesen wirkt

FRD20 polyzentrische Kniegelenk Er ermöglicht die volle Mobilität des Bogen Flexo-extensor Knie. Eine gemeinsame Pin ermöglicht es uns, die Erweiterung zu blockieren. FRD50 polyzentrische Kniegelenk Flexion und Extension beschränkt Ermöglicht volle oder eingeschränkte Mobilität von Flexo-extensor Knie beugen. Die Pin-Verordnung erlaubt es uns, den Bogen in Beugung oder Streckung abhängig von der Position des gleichen Grenzwert, dann ist das Gelenk durch eine Abdeckung geschützt. Artikulation monozentrische FCD10 Ellenbogen

Größen: (comprimento do braço do contorno / em cm.) S (28/25) M (32/30), L (37/35) XL (37 /> 35)

Lado: direita e esquerda

BRACE FBR20 ARTIGOS

tratamento funcional de fraturas de membro superior, médio estado de cura, os tratamentos associados com a fixação do alinhamento, união retardada, após a remoção do material de osteossintese. Para imobilizar o local da fratura, mantendo a mobilidade das articulações.

úmero Formada por uma válvula na parte de casa e antebraço nível, que são adaptados e fixados por meio de fitas. Ambas as partes são unidas por um par de articulações que podem estabilizar o movimento.

A posição das junções são regulados através de um slide sobre o branco no sentido longitudinal e através de uma fenda em caixas termoplásticas. Esta forma de regulamento prevê um ajuste simples das articulações, mesmo quando colocada sobre o paciente.

Tamanhos: comprimento do braço braço contorno / antebraço comprimento em cm. S 28-33 / 25-30 / 22-28 L 32-37 / 30-37 / 22-28 Lado: direita e esquerda

FAB20 MINIBRACE antebraço / antebraço MINIBRACE COM TELHA Fab10

Tratamento funcional de fraturas do cúbito e / ou de rádio, depoimentos de mídia cura tratamentos associados com a fixação do alinhamento, união retardada, após a remoção do material de osteossintese. Para imobilizar o local da fratura para manter a mobilidade articular

Formado por duas válvulas, que cobrem o antebraço, em conformidade com o cotovelo. A versão temha incorpora uma extensão do termoplástico no limite distal dorsal da dorsiflexão da mão, e até mesmo o uso de uma tira de fecho pode ser alcançado por imobilizar a articulação do punho. Dimensões: (cm contorno do antebraço.) S (22) M (25) L (28)

Lado: direita e esquerda

CUPS com o tornozelo controlado FTB10 / FTB35 GRATIS

Anula o efeito "impacto" na fase de greve calcaneal e evita o elenco formado ou cuspiu pode cair devido ao seu peso. A bacia, cuja função é manter e localizar o pé, é ajustada por meio de uma fita. Os dois pinos laterais são unidas à caminhada, por meio de rebites ou bandagens de gesso gesso funcional.

Modelos: Tornozelo controlado / tornozelo livre. Tamanhos: L / XL.

CUPS com polainas TIBIAL FPR10

Tratamento funcional de fraturas da tibia e do tornozelo, as declarações de mídia cura tratamentos associados com a fixação do alinhamento, união retardada, após a remoção do material de osteossintese.

Permite a mobilidade total de flexo-extensor do joelho arco. Um pino de articulação permite bloquear a extensão. FRD50 flexão do joelho policêntrico conjunta Permite mobilidade total ou limitado de flexo-extensor do joelho arco. A pin-regulação nos permite limitar o arco de flexão ou extensão, dependendo da posição do mesmo, em seguida, o conjunto é protegido por uma capa.

Articulação cotovelo FCD10 monocêntrica Artikulation monocêntrica com a possibilidade de limitar a extensão de 15 ° e 45 ° de flexão e 75 °

FCD20 cotovelo policêntrico Policêntrico arco conjunta de flexão de cotovelo e extensores. Você pode bloquear em extensão e ° a 35 ° e 70 de flexão, ou limitar a extensão de 75 ° ou 40 °.

FCD30 progressiva das articulações do cotovelo Artikulation controle, monocêntrica progressiva da flexão e extensão, através de um sistema de pinos em um controle micrômetro a progressão do movimento.

Livre de cotovelo FCD35 conjunta Artikulation monocêntrica para estabilizar o ombro para mover-se livremente, sem restrições durante todo o arco de flexo-extensão.

DOWNLOAD FTB50 calcâneo

Tratamento funcional após a fase aguda nas fraturas do tálus e calcâneo. Também após a osteossintese nas fraturas da tibia,

fraturas bi-maleolar, ou de outras fraturas ou necrose no pé.

Consistindo de um tipo de socket PTB apoiou efetivamente lhe permite baixar o fundo da perna. Deverá abranger os condílios pelas asas laterais, o joelho sendo alojado no interior da cinta. Seu formato permite que o elevador na região poplíteia e apoio principalmente subrotuliano. A altura da órtese é regulada pelo lado do hardware extensível a mover-se o mesmo em ambos os lados. A biqueira deve abraçar a fita de fixação, de modo que o pé está em suspensão, permitindo o amortecimento durante a caminhada, é necessário usar até que o equilíbrio do membro contralateral.

Tamanhos: bezerro contorno (em cm.) S (29-32) M (33-36) L (37-40) XL (41-44)

Laterais: direita / esquerda.

Articulações do cotovelo e joelho

Biomecânica do projeto que permite a mobilidade articular através do arco de flexo-extensor da articulação do cotovelo ou do joelho. Formada com um conjunto unido por monocêntrica ou policêntrica de modelo e possam funcionar livremente e, gradualmente, controlados ou limitados pelo modelo.

Limita os movimentos potencial patológico (side-meio) da articulação e permite que limita ou bloqueia a flexão e extensão do controle do braço ou do joelho. Slotted placas de montagem permitem ajustar e regular a posição das articulações e adaptar tanto funcional como órteses moldes FRD20 joelho policêntrico conjunta Permite a mobilidade total de flexo-extensor do joelho arco. Um pino de articulação permite bloquear a extensão. FRD50 flexão do joelho policêntrico conjunta Permite mobilidade total ou limitado de flexo-extensor do joelho arco. A pin-regulação nos permite limitar o arco de flexão ou extensão, dependendo da posição do mesmo, em seguida, o conjunto é protegido por uma capa.

Articulação cotovelo FCD10 monocêntrica Artikulation monocêntrica com a possibilidade de limitar a extensão de 15 ° e 45 ° de flexão e 75 °

FCD20 cotovelo policêntrico Policêntrico arco conjunta de flexão de cotovelo e extensores. Você pode bloquear em extensão e ° a 35 ° e 70 de flexão, ou limitar a extensão de 75 ° ou 40 °.

FCD30 progressiva das articulações do cotovelo Artikulation controle, monocêntrica progressiva da flexão e extensão, através de um sistema de pinos em um controle micrômetro a progressão do movimento.

Livre de cotovelo FCD35 conjunta Artikulation monocêntrica para estabilizar o ombro para mover-se livremente, sem restrições durante todo o arco de flexo-extensão.

AFO FUNCTIONAL AND PLASTERING

The aim of these orthoses is to get through the early onset of the injured limb joint mobility, restoration or the functionality of the member and therefore the incorporation of the patient to activities of daily life in the shortest time possible no residual deformity and avoiding the problems associated with immobilization (disuse muscle atrophy, joint stiffness, osteoporosis, etc.). Wherever possible the use of these orthoses must be accompanied by appropriate rehabilitation treatment, a training in the use of the brace and complete information on the objectives we seek to use it.

Place the injured limb within the splint brace and adjust the straps closed without exerting excessive pressure but by a sure grip.

If at some point the splint rubs, prevents movement of adjacent joints or simply not convenient they may be trimmed edges and then smoothing them warm with an industrial blower and shape the plastic, always helping with heat-resistant gloves. Once adjusted the splint tape leftovers can be cut for comfort.

BRACE OF HUMERUS BIVALVE

Functional treatment of humeral bone fractures, average state of cure, treatments associated with fixation of alignment, delayed union, after the removal of osteosynthesis material.

To immobilize the fracture site while maintaining mobility of joints.

Formed by two valves, the posterior leaflet covers the deltoid laterally, conforming to the acromion, extending about two thirds of the arm later. The anterior leaflet has the same shape, but covering two thirds of the anterior arm then arches distally to facilitate flexion of the elbow.

Sizes: (length / contour arm in cm.)
S (28/25) M (32/30) L (37/35) XL (37 /> 35)

Side: Right and Left

FBR20 BRACE ARTICLES

Functional treatment of upper limb fractures, average state of cure, treatments associated with fixation of alignment, delayed union, after the removal of osteosynthesis material. To immobilize the fracture site while maintaining mobility of joints.

Formed by a valve at double-piece humeral and forearm level, which are adjusted and fixed by means of tapes. Both sides are joined by a couple of joints that can stabilize the motion. The position of the junctions are regulated via a slide on the blanks in the longitudinal and through a slotted boxes in thermoplastic. This form of regulation provides a simple adjustment of the joints even when placed on the patient.

Sizes: arm length / contour arm / long arm in cm.
S 28-33 / 25-30 / 22-28
L 32-37 / 30-37 / 22-28
Side: Right and Left

FAB20 FOREARM MINIBRACE/FAB10 FOREARM MINIBRACE WITH TILE

Functional treatment of fractures of the ulna and / or radio, media statements healing treatments associated with fixation of alignment, consolidation delay, after the removal of osteosynthesis material. To immobilize the fracture site while maintaining the joint mobility

Formed by two valves, which cover the forearm, conforming to the elbow joint. The tile version incorporates an extension of the thermoplastic in the distal-dorsal limits the dorsiflexion of the hand, and even with the use of a fastener strip can be achieved by immobilizing the wrist joint.

Sizes: (forearm contour cm.)

S (22) M (25) L (28)

Side: Right and Left

CUPS WITH ANKLE JOINT FTB10 CONTROLLED / FTB35 FREE

Nullifies the effect "impact" on the heel strike phase and prevents the cast or formed spat could fall due to their weight. The bowl whose function is to hold and locate the foot, is adjusted by means of a tape. The two lateral pins are attached to the brace by means of rivets, or functional gypsum plaster bandages.

Models: controlled Ankle / Ankle free

Sizes: L and XL

FPR10 CUPS WITH TIBIAL GAITERS

Functional treatment of fractures of the tibia and ankle, media statements healing treatments associated with fixation of alignment, delayed union, after the removal of osteosynthesis material.

Made in two parts, the posterior leaflet contains all the calf with a slight depression in the area of the popliteal fossa. The anterior leaflet, completely encloses the leg, has shaped the patellar support. The bowl (controlled) with the product, properly positions the heel with the spat through two lateral pins, which are riveted to the spat in the desired position.

Sizes: (outline calf in cm.)
S (29-32) M (33-36) L (37-40) XL (41-44)

Side: Right / Left.

FML10 FEMUR LEGGUARDS

Suitable for the functional treatment of diaphyseal fractures of the femur. Shown in middle stages of healing, during the consolidation of periosteal callus. After acute phase of fractures and treatments associated with osteosynthesis

Assemblage consisting of a thermoplastic ischial support, which fits into the more proximal lower limb hug the contours of the thigh with tape closure. Sizes: (outline proximal / height / ischium-adductors in cm.)
S (46/25/7) M (50/28/8) L (54/28/9) XL (58/30/10, 5) XXL (61/30/11)

Side: Right / Left.

FTB50 DOWNLOAD CALCANEUS

Functional treatment after the acute phase in fractures of the talus and calcaneus. Also after osteosynthesis in fractures of the tibia, in bi-malleolar fractures,

or other fractures or necrosis at the foot. Consisting of a PTB socket type supported effectively allows you to download the bottom of the leg. It should cover the condyles by the side wings, the knee being housed inside the brace. Its shape allows the lift at the popliteal region and support mainly subtrotuliano. The height of the brace is regulated by the tensile side of the hardware on the move in the same on both sides. The forefoot should embrace the fastening tape, so that the foot is in suspension, allowing the cushioning during walking, it is necessary to use up that balance the contralateral limb.

Sizes (calf contour cm.)

S (29-32) M (33-36) L (37-40) XL (41-44)

Side: Right / Left.

ELBOW AND KNEE JOINTS

Biomechanical design that allows joint mobility across the bow flexo-extensor of the elbow joint or knee. Formed with a joint together by monocentric or polycentric to model and can function freely and gradually controlled or limited by model.

Limits the potential pathological movements (middle-side) of the joint and allows limits or blocks the controlled flexion and extension of the arm or knee. Slotted mounting plates allow us to adjust and regulate the position of the joints and adapt both orthoses as functional casts

FRD20 polycentric knee joint

Allows full mobility of flexo-extensor bow the knee. A pin joint allows us to block the extension.

FRD50 polycentric knee joint flexion and extension limited

Allows full or limited mobility of flexo-extensor bow the knee. The pin-regulation allows us to limit the arc in flexion or extension depending on the position of the same, then the joint is protected by a cover.

Articulación monocentric FCD10 elbow
Articulación monocentric with the possibility of limiting the extension to 15° and 45° flexion and 75°

FCD20 elbow joint polycentric

Polycentric joint arc of elbow flexion and extensor. You can lock in extension and 35° and 70° of flexion, or limit the extent of 75° or 40°.

FCD30 progressive elbow joint

Articulación monocentric, progressive control of the flexion and extension, through a system of pins of a micro-metric control the progression of the movement.

FCD35 free elbow joint

Articulación monocentric to stabilize the shoulder to move freely, without restrictions throughout the flexo-extensor arch.

ORTESIS Y YESOS FUNCIONALES

El objetivo de estas ortesis es conseguir, por medio del inicio precoz de la movilidad articular del miembro lesionado, el restablecimiento o la funcionalidad de dicho miembro y por tanto, la incorporación del paciente a las actividades de la vida diaria en el menor tiempo posible, sin deformidad residual y evitando así los problemas derivados de la inmovilización (atrofia muscular por desuso, rigideces articulares, osteoporosis, etc.). Siempre que sea posible el uso de estas ortesis debe acompañarse de un tratamiento de rehabilitación apropiado, de un adiestramiento en el uso de la ortesis y de una completa información sobre los objetivos que buscamos con el uso de la misma.

Coloque el miembro lesionado en el interior de la ortesis y ajuste la férula cerrando las cintas sin ejercer excesiva presión pero realizando una sujeción segura.

Si en algún punto la férula roza, impide el movimiento de las articulaciones colindantes o simplemente no es cómoda pueden recortarse los bordes puliéndolos a continuación o calentarse ligeramente con un soplaante industrial y conformar el plástico, ayudándose siempre con guantes resistentes al calor. Una vez ajustada la férula los sobrantes de las cintas pueden recortarse para mayor comodidad.

FBR10 BRACE DE HÚMERO BIVALVO

Tratamiento funcional de las fracturas óseas de humero, estados medios de curación, tratamientos asociados a osteosíntesis de alineación, retardo de consolidación, tras la extracción del material de osteosíntesis. Permite inmovilizar el foco de fractura manteniendo la movilidad de las articulaciones.

Formado por dos valvas, la valva posterior cubre lateralmente el deltoides, conformándolo hasta el acromion, se extiende sobre los 2/3 posteriores del brazo. La valva anterior tiene igual forma, pero cubriendo 2/3 del brazo antero-posteriormente, se arquea distalmente para facilitar la flexión del codo.

Tallas: (longitud/contorno brazo en cm.)
S(28/25) M(32/30) L(37/35) XL(37/>35)

Lado: Derecho e Izquierdo

FBR20 BRACE ARTICULADO

Tratamiento funcional de las fracturas óseas de miembro superior, estados medios de curación, tratamientos asociados a osteosíntesis de alineación, retardo de consolidación, tras la extracción del material de osteosíntesis. Permite inmovilizar el foco de fractura manteniendo la movilidad de las articulaciones.

Formado por una valva a nivel humeral y una doble pieza a nivel de antebrazo, que se ajustan y fijan por medio de cintas. Ambas partes se unen mediante un par de articulaciones que permiten estabilizar el movimiento. La posición de las articulaciones se regula por medio de unas correderas sobre las pletinas en sentido longitudinal y por medio de unos cajetines ranurados en el termoplástico. Esta forma de regulación nos proporciona un sencillo ajuste de las articulaciones incluso una vez colocado sobre el paciente.

Tallas: longitud brazo / contorno brazo / longitud antebrazo en cm.
S 28-33 / 25-30 / 22-28
L 32-37 / 30-37 / 22-28

Lado: Derecho e Izquierdo

FAB20 ANTEBRAQUIAL MINIBRACE FAB10 ANTEBRAQUIAL MINIBRACE CON TEJA

Tratamiento funcional de las fracturas óseas de cubito y/o radio, estados medios de curación, tratamientos asociados a osteosíntesis de alineación, retardo de consolidación, tras la extracción del material de osteosíntesis. Permite inmovilizar el foco de fractura manteniendo la movilidad de las articulaciones

Formada por dos valvas, que cubren el antebrazo, conformándolo hasta la articulación del codo. La versión con teja incorpora una prolongación del termoplástico en la parte distal-dorsal que limita la dorsiflexión de la mano, e incluso con el uso de una cinta de fijación se puede lograr la inmovilización de la articulación de la muñeca.

Tallas: (contorno antebrazo en cm.)

S(22) M(25) L(28)

Lado: Derecho e Izquierdo

CAZOLETA ARTICULACIÓN DE TOBILLO FTB10 CONTROLADA / FTB35 LIBRE

Anula el efecto "impacto" en la fase de apoyo del talón y evita que el yeso o la polaina conformada puedan caer debido a su peso. La cazoleta cuya función es sujetar y ubicar el pie, se ajusta por medio de una cinta. Las dos patillas laterales se unen a la ortesis por medio de remaches, o al yeso funcional por vendas de escayola. Modelos: Tobillo controlado / Tobillo libre. Tallas: L y XL

FPR10 POLAINA TIBIAL CON CAZOLETA

Tratamiento funcional de fracturas de tibia y tobillo, estados medios de curación, tratamientos asociados a osteosíntesis de alineación, retardo de consolidación, tras la extracción del material de osteosíntesis. Confeccionada en dos piezas, la valva posterior recoge toda la pantorrilla con un ligero hundimiento en la zona del hueso popliteo. La valva anterior, encierra totalmente a la pierna, lleva conformado el apoyo rotuliano. La Cazoleta (controlada) que acompaña al producto, posiciona el talón correctamente con la polaina a través de dos patillas laterales; las cuales se remacharán a la polaina en la posición deseada.

Tallas: (contorno pantorrilla en cm.)

S(29-32) M(33-36) L(37-40) XL(41-44)

Lado: Derecho / Izquierdo.

FML10 MUSLERA DE FÉMUR

Indicada para el tratamiento funcional de fracturas diafisarias de fémur. Se indica en estadios medios de curación, durante la consolidación del calló perióstico. Tras fase aguda de fracturas y en tratamientos asociados a osteosíntesis

Constituida por un encaje de apoyo isquático en termoplástico, que se ajusta en la parte más proximal del miembro inferior, adaptándose al contorno del muslo con cintas de cierre. Tallas: (contorno proximal/altura/isquionductores en cm.)
S(46/25/7) M(50/28/8) L(54/28/9) XL(58/30/10,5) XXL(61/30/11)

Lado: Derecho / Izquierdo.

FTB50 DESCARGA DE CALCÁNEO

Tratamiento funcional tras la fase aguda en fracturas de astrágalo y calcáneo. También tras osteosíntesis en fracturas de tibia; en fracturas bi-maleolares; o en otras fracturas o necrosis a nivel del pie. Constituido por un encaje con apoyo tipo PTB que permite descargar eficazmente la parte inferior de la pierna. Debe cubrir los cóndilos mediante las alas laterales, quedando la rodilla alojada dentro de la ortesis. Su forma permite la sustentación en la región poplitea y apoyo subtrotuliano principalmente. La altura de la ortesis se regula mediante los extensibles laterales del herraje que deben desplazarse por igual en ambos lados. El antepié se debe abrazar con la cinta de sujeción, de modo que el pie quede en suspensión, permitiendo la amortiguación durante la deambulación, es necesario el uso de un alza que equilibre el miembro contralateral. Tallas: (contorno pantorrilla en cm.)
S(29-32) M(33-36) L(37-40) XL(41-44)

Lado: Derecho / Izquierdo.

ARTICULACIONES CODO Y RODILLA

Diseño biomecánico que permite la movilidad articular en todo el arco flexo-extensor de la articulación del codo o de la rodilla. Formadas por pletinas unidas por una articulación monoécntrica o poliécntrica según modelo y que puede funcionar libre o controlarse de forma progresiva o limitada según modelo.

Limita los posibles movimientos patológicos (medio-laterales) de la articulación y permite, limita o bloquea la flexo-extensión controlada del brazo o rodilla. Las pletinas ranuradas nos permiten ajustar y regular la posición de las articulaciones y adaptarlas tanto a las ortesis como a los yesos funcionales

FRD20 Articulación poliécntrica de rodilla
Permite la movilidad completa del arco flexo-extensor de la rodilla. Un pasador nos permite bloquear la articulación en extensión.

FRD50 Articulación poliécntrica de rodilla limitada en flexo-extensión

Permite la movilidad completa o limitada del arco flexo-extensor de la rodilla. La regulación por pasadores nos permite limitar el arco en flexión o extensión dependiendo de la posición de los mismos, posteriormente la articulación queda protegida por una cubierta.

FCD10 Articulación monoécntrica de codo
Articulación monoécntrica con posibilidad de limitar la extensión a 15° y la flexión en 45° y 75°

FCD20 Articulación poliécntrica de codo
Articulación poliécntrica del arco flexo-extensor del codo. Es posible bloquear en extensión y en 35° y 70° de flexión, o limitar la extensión en 75° o 40°.

FCD30 Articulación progresiva de codo
Articulación monoécntrica con sistema progresivo de control de la flexo-extensión, mediante un sistema de bulones controlamos de forma micrométrica la progresión del movimiento.

FCD35 Articulación libre de codo
Articulación monoécntrica para la estabilización del codo con movimiento libre, sin limitaciones en todo el arco flexo-extensor.

Normativa

El producto sanitario cumple el Reglamento (EU) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre productos sanitarios y las respectivas regulaciones nacionales. Producto sanitario Clase I, no estéril, sin función de medición.

Precauciones

Siga las indicaciones del fabricante para una correcta colocación de la ortesis. Siga las indicaciones o recomendaciones del prescriptor o del personal sanitario. Para una adaptación personalizada, consulte a un especialista. Si existe dolor de manera continuada, es aconsejable contactar con un profesional sanitario.

Aviso

Para la eliminación del producto utilizar el contenedor de residuos sólidos. Para la eliminación del del envase, dependiendo del material del mismo, utilizar el contenedor del papel/cartón o el contenedor del plástico. En todo caso se debe cumplir estrictamente con la normativa del país. Cualquier incidente relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.

d

Vorschriften

Das Medizinprodukt entspricht der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates über Medizinprodukte sowie den jeweiligen nationalen Vorschriften. Medizinisches Gerät der Klasse I, nicht steril, ohne Messfunktion.

Vorsichtsmassnahmen

Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für die richtige Platzierung der Orthese. Befolgen Sie die Anweisungen oder Empfehlungen des verschreibenden Arztes oder des Gesundheitspersonals. Wenden Sie sich für eine personalisierte Anpassung an einen Spezialisten. Bei anhaltenden Schmerzen ist es ratsam, sich an einen Arzt zu wenden.

Warnung

Verwenden Sie zur Entsorgung des Produkts den Abfallbehälter. Verwenden Sie zur Entsorgung des Behälters je nach Material den Papier- / Kartonbehälter oder den Kunststoffbehälter. In jedem Fall müssen Sie die Vorschriften des Landes strikt einhalten. Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Benutzer und / oder der Patient ansässig sind.

Normative

The medical device complies with Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council on medical devices and the respective national regulations. Class I medical device, non-sterile, without measurement function.

Precautions

Follow the manufacturer's directions for proper orthosis placement. Follow the instructions or recommendations of the prescriber or healthcare personnel. For a personalized adaptation, consult a specialist. If there is ongoing pain, it is advisable to contact a healthcare professional.

Notice

To dispose of the product, use the solid waste container. For the disposal of the container, depending on its material, use the paper / cardboard container or the plastic container. In any case, you must strictly comply with the regulations of the country. Any serious incident related to the product must be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and / or the patient are established.

it

Normativa

Il dispositivo medico è conforme al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui dispositivi medici e alle rispettive normative nazionali. Dispositivo medico di classe I, non sterile, senza funzione di misurazione.

Precauzioni

Seguire le indicazioni del produttore per il corretto posizionamento dell'ortesi. Seguire le istruzioni o le raccomandazioni del medico prescrittore o del personale sanitario. Per un adattamento personalizzato, consultare uno specialista. Se il dolore è in corso, è consigliabile contattare un operatore sanitario.

Avviso

Per smaltire il prodotto, utilizzare il contenitore dei rifiuti solidi. Per lo smaltimento del contenitore, a seconda del suo materiale, utilizzare il contenitore di carta / cartone o il contenitore di plastica. In ogni caso, devi rispettare rigorosamente le normative del paese. Qualsiasi incidente grave relativo al prodotto deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utilizzatore e / o il paziente.

Règlements

Le dispositif médical est conforme au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil sur les dispositifs médicaux et aux réglementations nationales respectives. Dispositif médical de classe I, non stérile, sans fonction de mesure.

Précautions

Suivez les instructions du fabricant pour un placement correct de l'orthèse. Suivez les instructions ou les recommandations du prescripteur ou du personnel soignant. Pour une adaptation personnalisée, consultez un spécialiste. En cas de douleur persistante, il est conseillé de contacter un professionnel de la santé.

Remarque

Pour éliminer le produit, utilisez le conteneur de déchets solides. Pour l'élimination du conteneur, en fonction de son matériau, utilisez le conteneur en papier / carton ou le conteneur en plastique. Dans tous les cas, vous devez vous conformer strictement à la réglementation du pays. Tout incident grave lié au produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et / ou le patient sont établis.

pt

Regulamentos

O dispositivo médico está em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre dispositivos médicos e os respetivos regulamentos nacionais. Dispositivo médico de classe I, não estéril, sem função de medição.

Precauções

Siga as instruções do fabricante para a colocação adequada da órtese. Siga as instruções ou recomendações do médico prescritor ou pessoal de saúde. Para uma adaptação personalizada, consulte um especialista. Se a dor persistir, é aconselhável entrar em contato com um profissional de saúde.

Aviso

Para descartar o produto, use o recipiente para resíduos sólidos. Para o descarte do recipiente, dependendo do material, utilize o recipiente de papel / papelão ou o recipiente de plástico. Em qualquer caso, você deve cumprir rigorosamente os regulamentos do país. Qualquer incidente grave relacionado ao produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e / ou o doente se encontram estabelecidos.

yesos funcionales

functional casts



ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.

Pol. Ind. La Pascualeta - Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) España

www.emo.es +34 963 132 051



MADE IN SPAIN



V.1 05/2021