



MOPEDIA®

PORTUGUÊS

MA RP78x 01 B.ENC.12-2021

CADEIRAS MULTIFUNÇÕES PARA CASA DE BANHO

MANUAL DE INSTRUÇÕES



ÍNDICE

1. CÓDIGOS	PAG.3
2. INTRODUÇÃO.....	PAG.3
3. USO PRETENDIDO.....	PAG.3
4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	PAG.3
5. Avisos gerais	PAG.4
6. SÍMBOLOS	PAG.4
7. GENERAL DESCRIÇÃO	PAG.4
7.1 Cadeiras multifunções para casa de banho	pag. 4
8. ANTES USAR	PAG.4
9. ANTES DA ASSEMBLEIA	PAG.4
10. INSTRUÇÃO DE MONTAGEM	PAG.5
11. ASSENTO	PAG.5
11.1 Para levantar o apoio de braços (apenas para rp763)	pag. 5
11.2 Para baixar os braços (apenas para rp763)	pag. 5
12. USANDO AVISOS	PAG.5
13. COMO USAR	PAG. 6
14. MANUTENÇÃO	PAG.6
15. LIMPEZA E DESINFEÇÃO	PAG.6
15.1 Limpeza	pag. 6
15.2 Desinfecção	pag. 6
16. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO	PAG.6
17. TÉCNICA FEATURES	PAG.7
18. PEÇAS SOBRESSALENTES E ACESSÓRIOS	PAG.7
19. GARANTIA	PAG.8
20. REPARAÇÕES	PAG.8
20.1 Reparação de garantia	pag. 8
20.2 Reparação não coberta pela garantia	pag. 8
20.3 Dispositivo não defeituoso	pag. 8
21. PEÇAS SOBRESSALENTES	PAG.8
22. CLÁUSULAS ISENTAS	PAG.8



 Dispositivo Médico classe I

REGULAMENTO (UE) 2017/745 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 5 de abril de 2017 relativo a dispositivos médicos

1. CÓDIGOS

RP780	4 em 1 funções cadeira de casa de banho
RP781	4 em 1 funções cadeira de casa de banho dobrável
RP782	4 em 1 funções cadeira casa de banho com rodas
RP783	4 em 1 funções cadeira casa de banho com apoios de braços dobráveis

2. INTRODUÇÃO

Obrigado por comprar uma cadeira multifuncional **MOPEDIA** para a casa de banho Moretti S.p.A. O manual de utilizador fornece algumas sugestões sobre como utilizar corretamente o produto que escolheu e dá alguns conselhos valiosos para a sua segurança. Leia atentamente o manual antes de utilizar o produto. Caso tenha alguma dúvida, contacte o seu retalhista para obter aconselhamento e assistência.

3. UTILIZAÇÃO PREVISTA

As cadeiras multifunções para a casa de banho **MOPEDIA** by Moretti destinam-se a ser usadas como uma ajuda no chuveiro e casa de banho para pessoas com dificuldades de caminhada. Incluem quatro funções numa só: um estabilizador para a subida da água, suporte para a água, cadeira de sanita e assento de chuveiro.

CUIDADO, CUIDADO!



- Não utilizar o produto para um propósito não indicado neste Manual
- A Moretti S.p.A declina todas as as responsabilidades por quaisquer consequências resultantes de uma utilização incorreta desta produto e de alteração não autorizada ao quadro do produto
- O fabricante reserva-se o direito de alterar como informações contidas neste documento sem aviso prévio.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Moretti S.p.A. declara sob a sua exclusiva responsabilidade que o produto fabricado e comercializado pela Moretti S.p.A.e pertencente ao grupo de SEAT And Support FOR WC cumpre as disposições do regulamento 2017/745 sobre dispositivos médicos de 5 de abril de 2017.

Para o efeito, Moretti S.p.A. garante e declara sob a sua exclusiva responsabilidade o que se segue:

1. Os dispositivos satisfazem os **requisitos** de segurança e desempenho gerais solicitados pelo anexo I do regulamento 2017/745, tal como previsto no anexo IV do referido regulamento.
2. Os aparelhos não são instrumentos de medição.
3. Os aparelhos não são feitos para testes clínicos.
4. Os aparelhos são embalados em CAIXA NÃO ESTÉRIL .
5. Os dispositivos pertencem à classe I, em conformidade com o disposto **no** anexo VIII do regulamento acima referido.
6. A Moretti S.p.A. fornece às Autoridades Competentes a documentação técnica para comprovar a conformidade com o **regulamento** 2017/745, durante pelo menos 10 anos após a produção do último lote.

Nota: Os códigos completos do produto, o código de registo do fabricante (SRN), o código UDI-DI e quaisquer referências aos regulamentos usados estão incluídos na declaração de conformidade da UE que Moretti S.p.A. lança e disponibiliza através dos seus canais.



5. Advertências GERAIS

- LEIA atentamente todo o manual antes de utilizar o dispositivo
- Para uma utilização correta do dispositivo consulte sempre o seu médico ou terapeuta
- Certifique-se de que o produto é entregue completo e mantenha-o embalado longe de fontes de calor
- SERVIÇO LIFE - o limite de utilização do dispositivo é definido pelo desgaste das peças
- NÃO permita que as crianças brinquem ou operem o dispositivo
- O utilizador e/ou o paciente terão de reportar qualquer acidente grave que tenha ocorrido relacionado com o fabricante e autoridade adequada do Estado a que o utilizador e/ou o paciente pertencem.

6. SÍMBOLOS

 Código do produto

 Identificação de dispositivo único

 Marca CE

 Fabricante

 Lote

 Leia o manual de instruções

 Dispositivo Médico

 Condições de eliminação

7. DESCRIÇÃO GERAL

7 Cadeiras multifunções para casa de banho

RP780 Modelo fixo

RP781 Modelo dobrável

RP782 Modelo desmontável com rodas

RP783 Quadro de aço com apoio de braço dobrável

As cadeiras multifunções para casa de banho **MOPEDIA** são feitas de alumínio anodizado (RP763 é aço), com uma cadeira confortável em PVC e pontas de borracha antiderrapante (exceto o modelo RP762 equipado com castors). Altura ajustável a cada 2,5 cm. Incluem quatro funções em e: um estabilizador para a subida da água, suporte para a água, cadeira de sanita e assento de chuveiro. Modelo fixo disponível, dobrável e desmontável com rodas.

8. ANTES DE USAR

- Verifique sempre se há alguma parte gasta para garantir que o dispositivo é usado em total segurança para pessoas e bens
- Verifique a montagem correta do dispositivo

9. ANTES DA MONTAGEM

Desembale o produto e verifique se não ocorreram danos durante o transporte. No caso de o produto estar danificado, contacte o revendedor mais próximo.



10. INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

- RP780** Insira o suporte da sanita ao produto que já está montado, certificando-se de que encaixa corretamente o suporte com a barra traseira horizontal.
- RP781** Abra os lados da armação, levante a peça com o suporte da sanita já montado e fixe as duas extremidades nas partes laterais. Em seguida, instale a barra traseira.
- RP782** Insira as duas barras horizontais nos suportes das partes laterais, fazendo-as bloquear graças aos grampos de segurança. Insira o suporte da sanita prestando atenção para o encaixar corretamente com a barra traseira horizontal.



- RP783** Insira o suporte da sanita prestando atenção para o encaixar corretamente com a barra traseira horizontal. Insira a barra de encosto para cima nos orifícios dos trilhos traseiros, bloqueando-a graças aos grampos de segurança.

11. ASSENTO



(fig.1)



(fig.2)

Pressione o grampo de segurança para ajustar a altura das cadeiras, removendo a parte interna da perna e colocando os orifícios na altura desejada. Verifique se as quatro pernas estão ajustadas à mesma altura.

111 Para levantar o apoio de braços (apenas para RP783)

Rode o apoio de braços para cima para inserir os grampos de segurança. (fig.1)

112 Para baixar os braços (apenas para RP783)

Pressione os grampos de segurança para dentro e balance o apoio para os braços para baixo. (fig.2)

NOTA Antes de se sentar:

- Coloque o produto sobre uma superfície plana e sólida e, se estiver, bloqueie os travões das rodas.
- Certifique-se de que o trinco está seguro e que o produto está numa posição estável.

12. USANDO AVISOS

- Tenha cuidado em superfícies molhadas e escorregadias
- NÃO utilizar com um paciente que exceda o peso indicado na etiqueta do produto e no capítulo das características técnicas do presente manual.

(Imagem apenas com propósito ilustrativo)



- A cadeira só pode ser utilizada numa superfície dura e plana. Não use a cadeira em escadas, inclinações ou declives
- Não utilize a cadeira de outra forma que não a descrita neste manual. Declinamos qualquer responsabilidade pelo uso indevido da cadeira.
- Evite deixar o aparelho em contacto com a água por longos períodos de tempo.
- Verifique periodicamente a estabilidade e a dureza do produto, bem como o estado das pontas e rodas. Substitua o desgaste uma vez
- Em caso de dúvida sobre a sua utilização, ajuste ou manutenção, contacte o seu revendedor.
- Mantenha-o longe das crianças para evitar eventuais riscos.

13. COMO USAR

- Preparando-se para se sentar com o seu peso no conjunto do assento. Não se sente apoiando-se apenas de um lado.
- Inclinando-se sempre em ambos os braços para se levantar e manter o equilíbrio.
- Em caso de utilização da cadeira por pessoas com dificuldades de movimento, ajude-as sempre que pretendam sentar-se ou levantar-se da cadeira.



CUIDADO, CUIDADO!

Não mova uma cadeira com o paciente sentado.

14. MANUTENÇÃO

Os dispositivos **MOPEDIA** da MORETTI são verificados cuidadosamente e fornecidos com marca CE, uma vez lançados no mercado. Para a segurança do paciente e do assistente, recomendamos que deixe verificar o aparelho pelo fabricante ou por laboratório autorizado de 2 em 2 anos.

Para inspeção periódica, o exame das seguintes partes:

- A estrutura da cadeira e peças de ligação
- Verifique a montagem e o funcionamento das rodas com o travão
- Verifique todos os pontos de soldadura
- Verifique o desgaste das pontas onde estão presentes

Em caso de reparação, utilize apenas peças sobressalentes originais e acessórios.

15. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

15.1 Limpeza

Para limpar a ajuda e a estrutura utilize sabão neutro (em partes iguais) misturado com água.



ATENÇÃO!

Não utilizar substâncias abrasivas, ácidos, álcool, produtos de limpeza à base de cloro, desinfetantes e acetona durante a limpeza, porque estas substâncias causam um abrasão das superfícies plásticas e ferrugem nas superfícies de metal.

A empresa de fabrico não pode ser responsabilizada pelos danos causados pela utilização de materiais que possam danificar a superfície do produto ou produtos químicos corrosivos durante a limpeza.

15.2 Desinfecção

Se for necessário desinfetar o produto, utilize um detergente neutro desinfetante comum.

16. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO

Em caso de eliminação, não utilize o recipiente de inserção para resíduos urbanos. Recomendamos que deite a cadeira de banho nas áreas de eliminação apropriadas para reciclagem.



17.

Códigos	Peso do utilizador max	Apoio de braço de altura ajustável	Assento de altura ajustável	Base	Material utilizado
RP780	130 kg	A partir de 66 a 76 cm	A partir de 45 a 55 cm		Quadro de alumínio
RP781		A partir de 64 a 74 cm	A partir de 46 a 56 cm		Quadro de alumínio
RP782		A partir de 64 a 74 cm	A partir de 47 a 57 cm		Quadro de alumínio
RP783		A partir de 60 a 78 cm	A partir de 40 a 58 cm		Armação de aço

As medidas têm tolerância ± 1 cm

18. PEÇAS SOBRESSALENTES E ACESSÓRIOS



RV7058-4

Assento de reposição e cobertura para Cadeira SANITA **RP781-RP781-RP782**
Dimensões do buraco: 20,5 x 24 cm



RV7058-5

Assento e cobertura de reserva para cadeira de SANITA **RP783**



RV7069-1

Balde, gancho e cobertura para a cadeira de SANITA **RP78x**



RV7024

4 dics de 29mm para cadeira SANITA **RP78x**
4 pcs



RV7051

Rodísslidos giratórios para **RP782**
pares

(Imagem apenas com propósito ilustrativo)



19. GARANTIA

Os produtos Moretti são garantidos a partir de falhas de material ou de fabrico por um período de (dois) 2 anos a contar da data de compra, sob reserva de quaisquer limitações e exclusões abaixo especificadas.

A garantia não se aplica em caso de danos causados por uso indevido, abuso ou modificação do produto, e a garantia não será válida se as instruções de utilização não forem rigorosamente cumpridas. A utilização correta do aparelho está especificada neste manual. A Moretti não se responsabiliza por danos pessoais ou causados por ou em relação a uma instalação incorreta ou a uma utilização indevida.

A Moretti não garante os produtos contra danos ou defeitos nas seguintes condições: desastre natural, manutenção ou reparação autorizadas, danos devidos a problemas de alimentação (se for fornecido) utilização de peças sobressalentes não fornecidas pela Moretti, utilização indevida, alteração não autorizada, danos no transporte (com além da expedição original da Moretti), ou em caso de manutenção insuficiente, como indicado no manual. A garantia não cobre componentes sujeitos a desgaste durante a utilização correta do aparelho.

20. REPARAÇÕES

20I Reparação de garantia

No caso de um produto Moretti estar defeituoso em defeitos de material ou de fabrico durante o período de garantia, a Moretti confirmará com o cliente se a falha pode ser coberta da garantia. A Moretti, a seu exclusivo critério, pode reparar ou substituir o artigo sob garantia num revendedor Moretti ou na localização Moretti. O custo de mão-de-obra para a reparação pode ser cobrado à Moretti se a reparação estiver coberta pela garantia. A reparação ou substituição não renova nem prolonga a garantia.

20II Reparação não coberta pela garantia

Um produto não coberto pela garantia só pode ser devolvido para reparação depois de receber autorização prévia do serviço de apoio ao cliente da Moretti. Os custos de mão-de-obra e de envio de uma reparação não coberta pela garantia serão totalmente suportados pelo cliente ou revendedor. As reparações de produtos não abrangidos pela garantia são justificadas por seis (6) meses a contar da data em que recebe o produto reparado.

20III Dispositivo não defeituoso

O cliente será informado se, depois de ter examinado e testado o produto devolvido, a Moretti alegar que o produto não está defeituoso. Neste caso, o bem será devolvido ao cliente, todos os custos de envio serão pagos pelo cliente.

21. PEÇAS SOBRESSALENTES

As peças sobressalentes Moretti originais estão garantidas por 6 (seis) meses a partir da data de receção.

22. CLÁUSULAS ISENTAS

Exceto conforme expressamente especificado nesta garantia e dentro dos limites da lei, a Moretti não oferece qualquer representação, garantia ou condição, expressa ou implícita, incluindo quaisquer representações, garantias ou condições de comercialização, adequação para um propósito específico, não-infracção e interferência. Moretti não garante que a utilização do produto Moretti será ininterrupta ou livre de erros. A duração de quaisquer garantias implícitas que possam ser impostas por lei está limitada ao período de garantia, dentro dos limites da lei. Alguns estados não permitem limitações quanto à duração de uma garantia implícita ou à exclusão ou limitação de danos acidentais ou consequentes relacionados com produtos para os consumidores. Nesses estados ou countries, determinadas isenções de responsabilidade e limitações desta garantia podem não se aplicar a si. Esta garantia está sujeita a alterações sem aviso prévio.





CERTIFICADO DE GARANTIA

PORTUGUÊS

Produto _____

Comprado em (data) _____

Retalhista _____

_____ Endereço Cidade/cidade _____

Vendido a _____

_____ Endereço Cidade/cidade _____



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20122 Cavriago (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.



MORETTI S. P.A.
Via Bruxelles, 3 -
Meleto 52022
Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96
21 11
Um fax. +39 055
96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com

