

Finalidade: Nossa cadeira de banho Aston oferece funcionalidade, conforto e qualidade para o banho do seu paciente. Pode ser utilizado em versão duche e em versão sanitária graças ao seu equipamento. Possui todos os avanços em termos de manobrabilidade e conforto.

Características:

4 rodas multidirecionais com freios, apoios de braços flexíveis que podem ser facilmente levantados, um apoio para os pés duplo levantamento, retrátil, removível e regulável em altura, um assento flexível com interior removível para usar como WC. O assento e o encosto são feitos de espuma de alta densidade que não pode ser deformada, à prova d'água e desinfetável. O balde de grande capacidade (5 litros) com tampa pode ser removido pela parte traseira. A parte do encosto é removível para facilitar o transporte. Estrutura em alumínio pintado anticorrosivo.

Dimensões:

Dimensões gerais: largura 56 x prof. 87 x de altura. 97/102 cm. Dimensões do assento: largura. 46 x prof. 43 x de altura. 51/53 cm. Altura do encosto 47 cm. Altura sob o assento 43/48 cm. Recesso do assento 27 x 17 cm.

Peso 13,4 kg.

Cor: Branco e azul

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Classificação: Classe I

Modelo: 822165

Marca: Aston

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior
2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento: Utilize detergente neutro para a lavagem regularmente. Manter limpo e seco.

Instruções de utilização:

4 rodas multidirecionais com freios, apoios de braços flexíveis que podem ser facilmente levantados, um apoio para os pés duplo levantamento, retrátil, removível e regulável em altura, um assento flexível com interior removível para usar como WC. O assento e o encosto são feitos de espuma de alta densidade que não pode ser deformada, à prova d'água e desinfetável. O balde de grande capacidade (5 litros) com tampa pode ser removido pela parte traseira. A parte do encosto é removível para facilitar o transporte.

Imagens do Artigo:

