

Finalidade: Órtese tóraco-lombar. Concede através de uma compressão abdominal um ligeiro deslordosamento, produzido uma limitação ao movimento na zona lombar, tanto no sentido ântero-posterior, lateral e rotacional. A componente dorsal irá produzir um efeito descifosante. As tiras acabam por ter um efeito de retropulsão na zona dos ombros. Indicado para: pacientes com atitudes cifóticas incorrectas, encunhamento vertebral, traumatismos dorso lombares, lesões infecciosas que afectem a coluna dorsal, hérnias discais, pós-operatório, osteoporose, fraturas vertebrais e em casos que haja a necessidade de uma correcção de curva cifótica,

Características: Feito de tecido stretch altamente respirável pelo sistema de soldagem micro-tecnologia com a qual as costuras são evitados e, assim, desgaste por atrito ou sobrepressão sobre a pele do paciente e reduzir consideravelmente o volume da peça de vestuário. O material de que são feitos é hipoalergénico.

Dimensões: S (75-83 CM), M (83-91 CM), L (91-99 CM), XL (99-108 CM), XXL (108-117 CM), 3XL (117-126 CM)

Cor: Cinza

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: DLS308

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavagem à mão com água quente (30° máximo) e sabão neutro. Durante a lavagem, colar as peças de velcro e mantê-los fechados. Seca-se à temperatura ambiente. Não utilizar ferro de engomar. O contacto com as pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário. Para lavagem a seco coloque a peça a uma fonte de calor direto. Armazenar à temperatura ambiente, de preferência na embalagem original.

Instruções de utilização:

Coloque a cinta na área lombo-sacra na altura correta para uso. Com bandas laterais soltos apertar e ajustar a peça sobre o abdômen. Fechar a peça de vestuário por velcro, uma vez obtida a compressão desejada. Passando as tiras sobre os ombros, então sob as axilas, atravesse na região dorsal em torno do tórax e corrija-los com velcro na fona abdominal.

Imagens do Artigo:

