

Finalidade:

Imobilizador de Punho e Polegar.

Indicações: Síndrome do túnel do carpo; Tendinites; Síndrome de Quervain; Tratamento pós-operatório.

Efeitos: Imobilização funcional da articulação do punho; Estabilização da articulação trapeziometacarpal e MCF do polegar; Estabilização das articulações do carpo.

Características:

Imobilizador de Pulso feito em Tecido respirável e Acolchoado, Sistema de Ajuste de relógio: Regula e controla simultaneamente o ajuste das 3 zona de fecho. Incorpora tala palmar de alumínio amovível e adaptável. Incorpora tala estabilizadora de polegar e de posicionamento. Posicionamento com uma mão, graça ao tecido elástico na zona dorsal.

Dimensões:

S; M; L e XL (Esquerdo e Direito)

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: MQ595

T.S. – Esquerdo e Direito

T.M. – Esquerdo e Direito

T.L. – Esquerdo e Direito

T.XI. – Esquerdo e Direito

Marca: Ottec Clockfit

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,

nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO

MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 º) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoolis e solventes podem danificar a peça de vestuário.

Instruções de utilização:

Indicado para: Síndrome do túnel do carpo; Tendinites; Síndrome de Quervain; Tratamento pós-operatório.

Imagens do Artigo: