

Finalidade:

Ortótese indicada para: Paralisia nervosa radial; Reabilitação da mão traumática ou pós-cirúrgica.; Compressão prolongada ou pressão sobre o nervo radial

Efeitos: Extensão da articulação metacarpofalângica; Extensão das articulações interfalangeais; extensão e/ou correção do desvio lateral dos dígitos; Extração do polegar; reabilitação da mão traumática ou pós-cirúrgica.

Características:

Ortóteses feita em termoplástico moldado de baixa densidade. Peça medial para abdução do polegar. Fitas de fixação removíveis. Elásticos ligados aos dedos para regular a tensão ativa ou passiva de um ou mais dedos.

Dimensões: Tamanho único

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: MN600

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavar com água e sabão neutro. Polvilhar com pó talco para garantir a sua durabilidade. Seque ao ar livre antes de usar. Manter longe da luz solar

Instruções de utilização:

Ortótese indicada para: Paralisia nervosa radial; Reabilitação da mão traumática ou pós-cirúrgica.; Compressão prolongada ou pressão sobre o nervo radial

Imagens do Artigo: