

**Finalidade:**

Estabilização e apoio para a articulação do pulso.

Melhora a propriocepção.

Calor terapêutico

**Características:**

Incorpora um cinta inelástico facilmente ajustável por velcro.

Altura: 6,5 cm

**Dimensões:**

Tamanho único e bilateral.

Feito de termotecido: suporte térmico, elástico e extremamente respirável.

**Cor:** Preto

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** Regulamento (UE) 2017 /745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** MQ520

**Marca:** Ottec

**Declaração de conformidade:** Regulamento 2017/745

**Fabricante:** Especialidades Médico Ortopédicas, SL

**Morada do fabricante:**

Camino de La Pascualeta, 40  
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:**

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

**Instruções de utilização:**

Indicado para Traumatismo articular  
Distensão do pulso, Actividades físicas que exijam um elevado stress na articulação do punho

**Imagens do Artigo:**