

**Finalidade:**

Banda para pulso Indicado para utilizar em casos de Pulso aberto, apoio de pulso, apoio em caso de laxismo crónico, Prevenção de recaídas, Suporte de pacotes de gel ou elétrodos. Efeitos: Ligadura de apoio e compressão.

**Características:**

Ligadura elástica respirável de fixação por microvelcro. Sem látex.

**Dimensões:**

Comprimento 35 cm.

**Cor:** Preto

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** Regulamento (UE) 2017 /745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** STP035

**Marca:** EMO

**Declaração de conformidade:** Regulamento 2017/745

**Fabricante:** Especialidades Médico Ortopédicas, SL

**Morada do fabricante:**

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:**

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 º) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

**Instruções de utilização:**

Colocar a banda no pulso na posição correta para seu uso. Com a ajuda dos dedos aperta e ajusta a peça sobre o pulso. Fechar a peça por velcro, uma vez obtida a compressão desejada.

**Imagens do Artigo:**