

**Finalidade:**

O nosso chuveiro portátil consiste num saco de vinil com uma capacidade até 9 litros e um mini chuveiro para um controlo eficaz do fluxo de água. Ideal para lavar pessoas acamadas ou com mobilidade muito reduzida.

**Características:**

Saco de Vinil com capacidade até 9L. Gancho de metal para pendurar e mangueira com 2m.

Peso: 450g

Botão on/off para controlar o fluxo de água.

**Dimensões:**

70 x 60 x 15 cm

**Cor:** Branco

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Modelo:** 812032

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** Identités

**Morada do fabricante:** ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie. 49480 Saint Barthélemy d'Anjou, France - [www.identites.eu](http://www.identites.eu)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

Utilize um pano húmido com um produto não abrasivo e não corrosivo para limpa. Manter sempre limpo de resíduos.

**Instruções de utilização:**

Pendure o saco de vinil com um fio de nylon forte. Utilize o botão on/off para abrir e fechar a água.

**Imagens do Artigo:**