

## Finalidade:

Apoio térmico: evita lesões, é antálgico, relaxante muscular, encurta o tempo de aquecimento. Elasticidade uniforme em todas as direções: melhor ajuste, ajuste e posicionamento. Compressão tridimensional: aumenta a proteção, alivia a dor, reduz e controla o edema e melhora a sensação proprioceptiva.

Estabiliza a articulação trapézio metacarpal.

Estabiliza a articulação metacarpo falângica.

Limita o alcance do movimento da articulação TMC.

Compressão.

Propriocepção.

Calor terapêutico

## Características:

Compressão tridimensional: aumenta a proteção, alivia a dor, reduz e controla o edema e melhora a sensação proprioceptiva. Tratamento antibacteriano Themy-Tex: inibe o crescimento de bactérias causadoras de odores, crescimento fúngico e absorve o suor.

## Dimensões:

S : 13 - 15 cm - Direita

M : 15 – 18 cm - Direita

L : 18 – 21 cm - Direita

S : 13 - 15 cm - Esquerda

M : 15 – 18 cm - Esquerda

L : 18 – 21 cm - Esquerda

**Cor:** Preto

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** Regulamento (UE) 2017 /745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** MQ505

**Marca:** Ottec

**Declaração de conformidade:** Regulamento 2017/745

**Fabricante:** Especialidades Médico Ortopédicas, SL

## Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40  
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

## Distribuidor:

 Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

## Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

## Instruções de utilização:

Artrose do trapézio metacarpal do 1º dedo (rhizartrose) inflamação aguda e crónica da articulação. Lesão do ligamento colateral ulnar (lesão do esquiador). Entorse da articulação metacarpofalângica. tendinite Inflamações agudas e crónicas.

## Imagens do Artigo:

