

**Finalidade:**

Tala palmar de alumínio confortável.  
Estabilizador da articulação do pulso ajustável individualmente. Tala de alumínio radial adaptável para estabilização da articulação trapézio metacarpal, regulável individualmente.

**Características:**

Montagem com uma mão: Lycra elástica sobre a área radial.

Fixação de velcro por meio de cintas de velcro ajustáveis.

Tratamento antibacteriano Thermy-Tex: inibe o crescimento de bactérias causadoras de odores, crescimento fúngico e absorve o suor.

Elasticidade uniforme em todas as direcções: melhor ajuste, ajuste e colocação. Com tala de abdução de alumínio individualmente ajustável e adaptável para estabilização da articulação trapeziometacarpal.

**Dimensões:**

S : 13 - 15 cm - Direita

M : 15 – 18 cm - Direita

L : 18 – 21 cm - Direita

S : 13 - 15 cm - Esquerda

M : 15 – 18 cm - Esquerda

L : 18 – 21 cm - Esquerda

**Cor:** Preto

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** Regulamento (UE) 2017 /745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** MQ515

**Marca:** Ottec

**Declaração de conformidade:** Regulamento 2017/745

**Fabricante:** Especialidades Médico Ortopédicas, SL

**Morada do fabricante:**

Camino de La Pascualeta, 40  
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:**

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

**Instruções de utilização:**

Traumatismo articular do pulso sem fractura.

- Entorses
- Síndrome do túnel cárpico.
- Lesão tendinosa. Tendinite.
- osteoartrose
- artrose
- Osteoartrose degenerativa.
- Pós-operatório.

**Imagens do Artigo:**