

SANITIZED

Finalidade: Calcanheira Suapel – Bambú de verão, anti escaras, suave e fresco, transpirável.

Características: Suapel (60%, 40% acrílico), Bamboo: 30% bambú e 70% poliéster. Com tira em velcro para ajuste.

Lote: Ver embalagem

Cor: Branco / Cinzento / Azul

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 104150 - Branco
104152 – Cinzento
104154 - Azul

Marca: UBIO

Dimensões: 9 x 17 x 15 cm

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante:

C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Escovar ou sacudir periodicamente a face da fibra para a manter em ótimo estado. Lavagem manual com água fria e produtos não abrasivos. Temperatura máxima 30º. Não usar lixívia. Não passar a ferro. Pode ser seco na máquina de secar.

Instruções de Utilização:

Oferece conforto e proteção na zona do calcanhar e/ou cotovelo. Permite a transpiração da pele e libertação da humidade.

Imagens do Artigo:

