

**Finalidade:**

É uma compressa quente e fria ideal para utilização em casa e na clínica durante aplicações terapêuticas. Pode ser facilmente aquecida no microondas ou em água quente e arrefecida no frigorífico. Pode ser utilizada para acalmar dores, ferimentos e inchaços.

**Características:** Reutilizável, aplicações diversas. Permanece flexível até -25°C. Cinta elástica de velcro

**Medida:** 12.7 x 25.4cm

**Cor:** Branco a Capa; Azul o saco

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Modelo:** 150.007

**Marca:** SISSEL

**Fabricante:** SISSEL GmbH

**Morada do fabricante:**

Bruchstr. 48 - 67098 Bad Dürkheim Deutschland  
(Alemanha)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:**

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona  
Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR -  
qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:**

A capa do lavável à mão. Manter limpo. Nunca deixar o saco aquecer no microondas sem supervisão.

**Instruções de Utilização:**

Calor (sem cobertura) - microondas ou água quente.

Manter no frigorífico (sem capa) para aplicações frias.

Áreas de aplicação: Inchaços, inflamação, nódos negros, entorses, lesões de desporto, dores de cabeça, enxaqueca, dores musculares, tratamento de beleza e relaxamento.

Arrefecimento: olhos irritados, lacrimejantes ou vermelhos, comichão ou inchaço das pálpebras, dores de cabeça, enxaquecas, alergias, febre dos fenos, irritação da pele, por exemplo, após tratamentos cosméticos;

Aquecimento: bloqueio dos seios nasais, preparação para tratamentos, relaxamento.

**Imagens do Artigo:**