

Finalidade: Protector auricular indicado para eliminar a pressão após cirurgia sobre o ouvido e em caso de condrodermatite

Características: Lavável, acolchoado, antiácaros, anti-bacteriano, anti-fungos, anti-odor.

Dimensões:

Exterior: 15 x 19 cm

Interior: 5 x 6,5 cm

Grossura: 5 cm

Cor: Branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 106175

Marca: UBIO

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior 2040 - 357 RIO MAIOR qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Não é necessária nenhuma limpeza especial, basta limpar com um pano húmido. É aconselhável para lavar à mão com produtos não abrasivos. Não usar lixívia.

Instruções de utilização:

Protector auricular indicado para eliminar a pressão após cirurgia sobre o ouvido e em caso de condrodermatite

Imagens do Artigo:

