

Finalidade: A mesa de massagem Sissel Basic Portable é uma mesa de tratamento de 2 secções, tem uma almofada amovível e é ajustável em altura. Esta mesa de massagem Sissel é feita de um amortecimento suave com cantos redondos e oferece um tempo de tratamento confortável para o paciente. A leve mesa de massagem portátil Sissel Basic é entregue com um saco de transporte durável.

Características: Transporte fácil e de fácil montagem. Peso sem saco: 13,5kg.

Camada superior de espuma de memória viscoelástica (para conforto) colada a uma camada de espuma de alta densidade (para estabilidade) para produzir uma cama de espuma durável. Superfície de PU lavável, sem PVC. Peças de madeira feitas de madeira maciça e laminada, faia. 5 cm de acolchoamento. Peso máximo do utente: 220 kg.

Acessórios de cabeça e braços disponíveis (300.101)

Medida: 175 x 60 cm, 59 – 86 cm altura

Cor: Azul

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 300.100

Marca: SISSEL

Fabricante: SISSEL GmbH

Morada do fabricante:

Bruchstr. 48 - 67098 Bad Dürkheim Deutschland (Alemanha)

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Avenida dos Combatentes N.º96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Antes de usar, cubra a superfície com uma toalha macia ou uma cobertura adaptada.

Manutenção e armazenamento:

Limpar a mesa com sabão neutro ou um desinfetante suave que não contenha mais de 30% de álcool. Aplicar com um pano húmido e depois secar com uma limpa. Não expor à luz solar direta, manter afastado de objetos cortantes.

Instruções de Utilização:

Ideal para massagem de parceiro após um dia de trabalho duro.

Áreas de aplicação:

- Massagem
- Tratamentos de bem-estar ou de beleza

Imagens do Artigo:

