

Finalidade:

Tala de Stack para dedos, indicado para processos dolorosos devido a trauma direto na falange distal dos dedos, Remoção do extensor na sua inserção no lado dorsal da falange distal.

Imobiliza a articulação interfalângica distal em ligeira hiperextensão enquanto permite a mobilidade da articulação interfalângica proximal.

Características:

Imobiliza as articulações interfalangeanas distais em ligeira hipertensão, libertando as articulações proximais. Feito de polipropileno injetado,

Inclui fita de fixação. Permite a higiene da zona. Imobiliza a área distal sem interferir com o movimento do FIP ou com o resto dos dedos.

Pode ser moldada mergulhando a tala em água quente a 60º.

Dimensões: LARGURA DA ARTICULAÇÃO INTERFALÂNGICA DISTAL EM CM.

T.1 (1,6cm) , T.2 (1,8cm), T.3 (2cm), T.4 (2,1cm), T.5 (2,2cm), T.6 (2,3cm), T.7 (2,5cm), T.8 (2,8cm).

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: IF020

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Use detergente neutro para limpá-la. Coloque um pouco de detergente em um pano húmido e limpe a sujeira devagar e com cuidado. Use um pano seco para limpar o sabão e secar a tala

Instruções de utilização:

Colocar a tala sobre o dedo lesado.

Pode ser moldado mergulhando a tala em água quente a 60º.

Imagens do Artigo: