

4 RODAS C/ ASSENTO

Finalidade: Um andarilho muito prático para manter a sua independência e fazer exercício durante a caminhada, mas também para ser transportado quando a pessoa está cansada.

Características:

Peso máximo do utilizador – 114 kg

Dimensões:

Gerais: L 61 x C 58 x A 80 a 96 cm

Assento: L 45 x C 34 x 56 cm

Largura entre alças: 46 cm

Peso: 9,5 kg

Cor: Azul e preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 826237

Marca: Identités

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Manter limpo e seco. Verificar regularmente que todas as peças se encontram em bom estado e que os travões funcionam.

Instruções de utilização:

Graças à sua estrutura robusta, o usuário pode sentar-se no assento acolchoado e recostar-se no encosto. Os apoios para os pés podem ser levantados. O cuidador pode carregar a pessoa com a barra de empurrar, as alças servirão então de apoio para o braço.

Imagens do Artigo:

