

Finalidade:

Marquesa portátil dobrável de madeira com 2 corpos ideal para espaços reduzidos para facilitar o trabalho de Esteticistas, Osteopatas, Terapeutas, Massagistas. Fácil manutenção.

Características:

Pele sintética (PVC); Espuma de densidade 20Kg/M³ e madeira

Ajustável em altura

Espessura de espuma: 4 cm

Peso máximo suportado: 250 Kg

Peso da marquesa: 13 Kg

Inclui: Saco de transporte com rodas, apoio de cabeça ajustável, almofada de rosto, prateleira suspensão de braços e 2 apoios laterais de braços.

Dimensões:

Comprimento 186 (215 cm inclui encosto de cabeça) x largura 60 cm (80 cm inclui apoio de braços)

Cor: Azul

Diretiva:

Classificação:

Modelo: 40410

Certificado:

Fabricante: Calvo Izquierdo S.L.

Morada do fabricante:

C/ De la forja 4, Pol. Ind. El Romeral) Requena, Valencia (SPAIN) ; www.calvoizquierdo.es//
www.calvoizquierdo-medica.es

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Certifique-se que a marquesa é usada numa zona plana para garantir estabilidade. Não use o equipamento se houver danos na estrutura. Manter a marquesa limpa e seca. Manter objetos cortantes afastados para não provocar danos.

Instruções de Utilização:

Certifique-se que a marquesa é aberta numa zona plana. Retire a marquesa do saco. Abra os fechos e coloque a maca sobre os pivôs parcialmente abertas. Retire todos os acessórios do interior. Abra a marquesa completamente e ajuste em altura. Os apoios de cabeça e de braços são inseridos nos orifícios correspondentes.

Imagens do Artigo: