

Finalidade:

Suporte de soro Pro tem a base pesada e estável com caixa protetora de plástico e 4 ganchos de alumínio para pendurar o que for necessário para os utentes. As 5 rodas permitem um fácil transporte para outras divisões.

Características:

Estrutura em aço inoxidável. 4 ganchos de alumínio. Base protetora de plástico da base. Base com 5 rodas e 39cm de diâmetro.

Regulável em altura: 114,5 a 206 cm

Peso: 4,5 Kg

Dimensões:

114,5 a 206 cm altura

Diâmetro da base: 39cm

Cor: Azul

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva:

Classificação:

Modelo: 823133

Marca: Identités

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Usar um pano macio para evitar arranhões. Nunca utilizar solventes para a limpeza. Manter limpo e seco.

Manutenção e armazenamento:

Usar um pano macio para evitar arranhões. Nunca utilizar solventes para a limpeza. Manter limpo e seco.

Instruções de utilização:

Suporte de soro com base estável e 4 ganchos para utilizar. É ajustável em altura.

Imagens do Artigo: