

Finalidade:

A mesa de comer é muito prática e ergonómica, foi especialmente projetada para caber em grades de camas de saúde. As duas laterais são colocadas nas grades das camas e são equipadas com almofadas antiderrapantes. Equipado com dois ganchos por baixo para poder guardá-lo contra as grades.

Características:

Extensível em ambos os lados para pendurar nas grades das camas.

Peso: 2,5 kg

Dimensões: 88 a 104 x 33,5 x 2,8 cm

Cor: Branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva:

Classificação:

Modelo: 823091

Marca: Identités

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Limpar com um pano húmido com detergente não abrasivo. Manter seco.

Instruções de utilização:

Ideal para pessoas dependentes, imobilizados na cama ou com mobilidade reduzida em ambiente hospitalar. As refeições podem ser efetuadas com mais facilidade e conforto.

Imagens do Artigo: