

Finalidade:

Cunha Anti Refluxo Com almofada posicional para elevar o corpo a fim de evitar problemas de refluxo. Tem uma almofada para apoiar a cabeça e melhorar o conforto do utilizador

Efeitos e vantagens

Recomendado nos casos em que é necessário evitar pressões em áreas dolorosas e manter as vias respiratórias abertas. Previne dores nas costas e no pescoço, promove uma melhor respiração e impede o refluxo. Também pode ser utilizado quando é necessário dormir em pé ou elevado, pois apoia desde a anca até à cabeça e ajusta-se aos seus movimentos. A almofada extra que a acompanha, melhora a postura do pescoço e favorece o conforto do utilizador.

Características:

Composição

Poliuretano Saniluxe (60% poliéster, 40% poliuretano).

Núcleo de espuma.

Dimensões:

50x70x30cm.

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação:

Modelo: 604250

Marca: UBIO

Declaração de conformidade:

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior 2040 - 357 RIO MAIOR qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavar à mão ou à máquina com detergente neutro a uma temperatura máxima de 30°C e sem secar à centrifugação... Não utilizar lexívia

Instruções de utilização:

Almofada Cunha posicional para elevar o corpo a fim de evitar problemas de refluxo. Tem uma almofada para apoiar a cabeça.

Imagens do Artigo: