




**TABLET PARA CADEIRA DE RODAS**  
**BANDEJA/MESA DE CADEIRA DE RODAS**  
**114015**



**Inspeccione cuidadosamente todas as peças para obter fissuras/fissuras antes de serem utilizadas.**

Montagem /Instruções do utilizador

Posicione a bandeja e coloque-a diretamente em cima das armas da cadeira de rodas, como mostrado.

Pegue as correias de velcro em cada lado da bandeja e enrole-a em torno de cada apoio de braço individual; afixe o gancho e o laço até que se encaixe firmemente no lugar.



***Não se sente, coloque ou coloque objetos pesados em cima da bandeja***

**Cuidados e Manutenção**

Limpe com detergente suave e água, seque a toalha.



*Identidades - ZA Pole  
49 Bd de la Chanterie  
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU*

