

Finalidade:

Almofada para prevenção e tratamento de úlceras por pressão. Núcleo de espuma hiperelástica de 2 camadas. A placa superior apresenta espuma GELTOUCH, com efeito refrescante. Com formato anatómico para favorecer uma postura ideal. Indicado para casos de úlceras até estado 4 (EPUAP). Risco elevado.

Características:

Capa composta por uma mistura de 3 tecidos que assegura um excelente microclima, removível, lavável até 60°C, impermeável mas transpirável, costuras seladas por ultra-som e com uma base anti-derrapante. Tecnologia única GELTOUCH com efeito refrescante.

Peso máximo do utilizador: 20 a 120 Kg

Dimensões: 42 x 42 x 8 cm

Cor: Azul

Diretiva: EU 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: G-SEATCL4242

Certificado: Declaração de Conformidade

Fabricante: Funke Medical AG

Morada do fabricante:

Ährenfeld 10, 46348 Raesfeld, Alemanha

info@funke-medical.de

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Avenida dos Combatentes N. 96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Manter limpo e seco. Manter objetos cortantes longe da almofada. Manter longe de fontes de calor. Não molhar o núcleo da almofada.

Imagens do Artigo: