

**Finalidade:**

Kit de primeiros socorros Ideal para casa ou para o carro, para utilizar em situações inesperadas. Contém um Manual de Instruções de primeiros socorros, em caso de dúvidas, consulte-o.

**Características:**

1 Caixa em Polipropeno, composta pelos seguintes produtos:

- 2 sacos de gaze estéril 18 x 40 cm
  - 1 tesoura
  - 1 pinça para curativo
  - 1 ligadura elástica 10cm x 4m
  - 1 ligadura 40cm x 60cm
  - 1 embalagem de 10 pensos clássicos
  - 1 pacote de lenços de papel
  - 3 toalhetes desinfetantes com álcool
  - 1 atadura adesiva 10 x 6 cm
  - 1 caixa de adesivo hipoalergénico 5m x 1,25cm
  - 1 penso adesivo 6cm x 9,50cm
  - 1 par de luvas esterilizadas
  - 1 reanimador boca-a-boca
  - 1 manual de instruções de primeiros socorros
- Peso: 280gr

**Cor:** Vermelho / Azul / Verde

**Dimensões:** 23,5x19x4,5cm

**Modelo:** PS180 (CPS011)

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Declaração de Conformidade:** Diretiva CE 93/42

**Marca:** Moretti

**Fabricante:** Moretti S.p.A.

**Morada do fabricante:** Via Bruxelles 3 - Meleto  
52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº  
15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR  
qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:**

Manter limpa e seca. Realizar a revisão periódica dos utensílios e desinfetantes para garantir que se encontram em perfeitas condições de utilização e dentro da garantia. Substituir os materiais utilizados logo que possível. Não coloque medicamentos no lixo comum, pois podem contaminar o meio ambiente. Em caso de dúvida de como proceder deverá consultar o manual de instruções incorporado.

**Instruções de Utilização:**

Kit de primeiros socorros Ideal para casa ou para o carro, para utilizar em situações inesperadas. Contém um Manual de Instruções de primeiros socorros, em caso de dúvidas, consulte-o.

**Imagens do Artigo:**