

Finalidade: O saco de Emergência é usado para transportar o equipamento médico, medicamentos e tudo o que é necessário para uma operação de Emergência.

Características: Poliéster 600D, Nylon 210D e 420D, vinil transparente.

Data de inspeção: (Quando Aplicável)

Lote: Verificar embalagem

Cor: Vermelho

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: EM820

Marca: Easyred

Dimensões: 360x240x155 mm

Declaração de Conformidade: Directiva CE 93/42

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Mandatário Europeu:

Morada do Mandatário Europeu:

Importador e Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Importador e Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Os medicamentos e outros líquidos contidos no saco têm de ser fechados para evitar qualquer emissão acidental.

O saco tem de estar sempre limpo e não há resíduos no interior do saco. Neste caso, recomendamos seguir as instruções de limpeza.

Instruções de Utilização:

Lavagem à mão:

Lave na advertência água que contenha detergente suave. Deixe secar livremente no ar. Máquina de lavar roupa:

Retire todas as peças de plástico interior e lave a 40 deg.C sem centrifugadora, deixe secar livremente no ar. Para sacos/mochilas com peças interiores não removíveis de plástico interior não devem ser limpos na máquina de lavar roupa. Passar a ferro não é permitido.

Imagens do Artigo:

