

Finalidade:

Colchão com sistema anti escaras e de tratamento de úlceras de pressão, com um núcleo composto por 3 camadas de espuma com canais de ventilação em diferentes planos, oferece um excelente alívio de pressão para utilizadores que estejam na cama por períodos prolongados. Adequado para terapia contra a dor. Com capa de Poliuretano desinfetável, lavável, impermeável à urina, fungos e bactérias, no entanto transpirável. Risco Alto.

Características:

Capa PU – Extraível; Lavável a 95°C; Desinfetável; Resistente a desinfetantes. Capa para incontinência transpirável. Canais de ventilação para um microclima ótimo. Núcleo de espuma hiperelástico de 3 capas (com cortes longitudinais e transversais). Zona muito macia para alívio de cabeça e calcanhares.

Espuma HR transpirável

Peso do utilizador: 20 a 150 Kg

Dimensões: 15 x 190 x 90 cm

Cor: Azul

Diretiva: EU 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: DO09000008

Certificado: Declaração de Conformidade

Fabricante: Funke Medical AG

Morada do fabricante:

Ährenfeld 10, 46348 Raesfeld, Alemanha

info@funke-medical.de

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Avenida dos Combatentes N.º96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior -
qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Manter limpo e seco. Manter objetos cortantes longe do colchão. Manter longe de fontes de calor.

Imagens do Artigo: