

Finalidade: A power combo é uma peneira/rede de borracha que permite uma vasta gama de exercícios de resistência nos dedos, braços e mesmo nas pernas. O seu toque agradável aumenta o interesse dos exercícios terapêuticos. É adequado para uma vasta gama de condições. Permite a duplicação de praticamente todas as ações conjuntas incluindo flexão, extensão, oposição, adução, pronação e supinação. A resistência de cada teia pode ser modificada para satisfazer necessidades específicas, ajustando a posição das mãos e/ou a profundidade da inserção dos dedos. Ambas as mãos podem ser exercitadas de uma só vez, ou um único dedo isolado e exercitado. Acomoda todos os tamanhos de mão e níveis de força. O exercício associado a uma resistência adequada permite uma gama completa de movimentos. Níveis de resistência codificados por cores para variabilidade.

Características: Fabricada em borracha de alta qualidade com agentes especiais adicionados para conferir durabilidade e resistência. Consiste em 2 meias peneiras de diferentes níveis de resistência para a reabilitação gradual da mão e do pulso.

Dimensões: Diâmetro – 35 cm;

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Regulamento:

Classificação:

Modelos/Cores:



Ref.^a 831066 – Suave/Macio (amarelo e verde) combina uma metade suave (amarelo) e uma metade forte (verde)



Ref.^a 831067 – Médio/Extra-Firme (vermelho e azul) combina uma metade médio (vermelho) e uma metade extra-firme (azul)



Ref.^a 831073 – Firme/Extra-Firme (verde e preto) combina uma metade forte (amarelo) e uma metade muito forte (preto)

Marca: Identités

Declaração de conformidade:

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Fácil de limpar e esterilizar. Guardar seco.

Instruções de Utilização:

Especialmente adequado para terapia de dedos, braços e pernas, desenvolve a força, melhora a destreza e amplitude de movimento.

Imagens do Artigo:

