MESA COMER NO LEITO INCLINAVEL 823020/082



Finalidade: A nossa mesa de comer inclinável é adequada para utilização na cama mas também para se sentar na sua cadeira de conforto ou no sofá. Tem um topo de melamina de alta qualidade com acabamento em madeira de faia que pode ser inclinado para leitura ou alimentação. O tabuleiro tem uma borda anti-queda.

Características: Tampo da mesa basculante em Faia. Estrutura em tubo de aço com tratamento epóxi – Moldura da mesa em cinza pérola.

Inclinação:

- Tapete: 15 graus

- Posição: 3 posições dobráveis: recta, inclinada e

perpendicular

- Número de rodas: 4 das quais 2 rodas com travões Peso: Mesa basculante 60 cm (823082) = 8 kg

Mesa basculante 80 cm (823020) = 9kg

Tampo da mesa = 1,70 kg Carga máxima: 10 kg;

Opcional: Prateleira para apoio adicional - Ref.ª823030

(adquirir á parte)

Dimensões:

Largura: 60 ou 80 cmAltura: 61 a 94 cm

- Altura da base - passagem sob a base da

cama: 10 cm
- Pernas: 44 x 57 cm

Roda dianteira - 1ª barra : 26 cm
 1ª barra / roda traseira : 14 cm
 Distância - Roda - traseira : 41 cm
 Distância - Roda - frente : 55 cm

- Espaço de chão requerido: 44 x 57 cm

- Espessura - bandeja: 16 mm

- Prateleira: 20 x 40 cm (opcional – ref.ª 823030)

Cor: Madeira Faia

Modelo:

823020(80cm) 823082 (60cm)

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,

nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO

MAIOR qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Manter o artigo limpo e seco regularmente.

Instruções de utilização: A mesa de cama é entregue dobrada. Para desdobrá-la é importante que siga as instruções do manual que acompanha com o artigo.

Imagens do Artigo:



