

Finalidade:

Banco de Banho muito leve e fácil de transportar. Adaptado às necessidades dos idosos ou deficientes. O seu uso é recomendado para idosos, pessoas com mobilidade reduzida ou indivíduos que tenham alguma dificuldade em permanecer em pé por muito tempo. O nosso novo banco de duche Bora permitir-lhe-á tomar o seu duche confortavelmente e em segurança.

Características:

Estrutura em Alumínio e assento em PVC. O seu amplo assento anatómico está equipado com orifícios de drenagem, 2 pegas de elevação, uma superfície granulada antiderrapante e 2 espaços para a fixação do chuveiro manual. Pode ser montado sem ferramentas em poucos minutos, usando 5 botões. Altura do assento ajustável em 8 posições. Necessidade de espaço no chão: largura 43 x profundidade 44 a 49,5 cm. Peso 1,8 kg. Peso máximo 100 kg.

Dimensões: Dimensões do assento: largura 48,5 x profundidade 33 x altura 35 a 53 cm.

Cor:

Cinza – Ref.ª 81226.G

Branco – Ref.ª 812267.B

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 812267

Marca: Identités

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie. 49480 Saint Barthélemy d’Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior
2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Não necessita de manutenção e é de fácil limpeza, lavar com detergente neutro e enxaguar com água. Não utilizar lixívia nem produtos corrosivos.

Instruções de utilização:

Banco de fácil montagem, pode ser montado sem ferramentas em poucos minutos, usando 5 botões.

Imagens do Artigo: