

Finalidade:

A nossa cadeira de duche Bora permitir-lhe-á tomar o seu duche confortavelmente e em segurança. O seu uso é recomendado para idosos, pessoas com mobilidade reduzida ou indivíduos que tenham alguma dificuldade em permanecer em pé por muito tempo. Pode ser usado por todos os membros da família. Serve para tomar um banho mais descontraído e promover o descanso durante a limpeza diária, além de proporcionar confiança e estabilidade.

Características:

O seu amplo assento anatómico está equipado com orifícios de drenagem, 2 pegas de elevação, uma superfície granulada antiderrapante e 2 espaços para a fixação do chuveiro manual. Pode ser montado sem ferramentas em poucos minutos, usando 5 botões. Altura do assento ajustável em 8 posições. Estrutura em Alumínio e assento em PVC com furos para facilitar o escoamento da água. Peso Máximo Suportado: 100 Kg

Dimensões:

Dimensões totais = largura 43 x profundidade 44 a 49,5 cm. Peso 2,6 kg.

Dimensões do assento: largura 48,5 x profundidade 33 x altura 35 a 53 cm.

Dimensões do encosto: largura 38 x altura 22 cm. Altura a partir do assento 33 cm.

Cor:

Cinza – 812033.G

Branco – 812033.B

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo:

812033.G (cinzento)

812033.B (branco)

Marca: Identités

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie. 49480 Saint Barthélemy d’Anjou, France -

www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior
2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Não necessita de manutenção e é de fácil limpeza, lavar com detergente neutro e enxaguar com água. Não utilizar lixívia nem produtos corrosivos.

Instruções de utilização:

Cadeira de fácil montagem, Pode ser montado sem ferramentas em poucos minutos, usando 5 botões e fica pronta a usar.

Imagens do Artigo: